

Lámpara analizadora de piel / Skin analyzer lamp / Lampe d'analyse de la peau

ES

ESTRUCTURA

1. La lámpara analizadora de piel portátil se utiliza para ayudar a evaluar el estado de la piel. Diferentes sustancias se vuelven visibles o luminosas cuando se exponen a luz ultravioleta intensa, permitiendo examinar tanto la superficie como las capas más profundas de la piel.
2. Fabricada en plástico ABS de alta resistencia.
3. Equipada con 4 bombillas de luz UV.

EN

STRUCTURE

1. The portable skin analyzer lamp is designed to help assess skin conditions. Different substances become visible or fluorescent when exposed to intense ultraviolet light, allowing examination of both the surface and deeper layers of the skin.
2. Made of high-strength ABS plastic.
3. Equipped with 4 UV light bulbs.

FR

STRUCTURE

1. La lampe portable d'analyse de la peau est conçue pour aider à évaluer l'état de la peau. Différentes substances deviennent visibles ou fluorescentes lorsqu'elles sont exposées à une lumière ultraviolette intense, permettant d'examiner à la fois la surface et les couches plus profondes de la peau.
2. Fabriquée en plastique ABS haute résistance.
3. Équipée de 4 ampoules à lumière UV.



ELECTRÓNICA · ELECTRONICS · ÉLECTRONIQUE

- AC 220~240V
- 16W
- 50Hz

EMBALAJE · PACKAGING · EMBALLAGE





Cantidad de bultos
Quantity of packages
Quantité de colis

1

41x38x31cm

DETALLES · DETAILS · DÉTAILS



MEDIDAS · MEASUREMENTS · MESURES



27 cm



18 cm



5 cm



PESO · WEIGHT · POIDS

6,50Kg



7,50kg

Información del producto / Product information / Informations sur le produit

Condiciones de la piel según la lámpara analizador

Color observado	Condición de la piel	Color observado	Condición de la piel
Azul blanquecino	Piel normal y saludable	Amarillo o a veces rosa	Zonas grasas del rostro y comedones
Fluorescencia brillante	Piel hidratada	Marrón	Pigmentación y manchas oscuras
Fluorescencia púrpura	Piel fina y con falta de humedad	Manchas blancas	Capa córnea de la piel y células muertas
Violeta Claro	Piel deshidratada	Fluorescencia blanca	Capa córnea gruesa

Analyzer's LAMP Presents Skin Condition

Analyzer's lamp Indication	Shin Condition	Analyzer's lamp Indication	Shin Condition
Blue white	Normal and healthy skin	Yellow or sometimes Pink	Oily areas of the face and come done
Bright fluorescent	Hydrated skin	Brown	Pigmentation and dark spots
Purple fluorescent	Thin skin without enough moisture	White spots	Horniness layer of the skin and dead cells
Light violet	Dehydrated skin	White fluorescence	Thick conium layer

Conditions de la peau selon la lampe analyseur

Couleur observée	Condition de la peau	Couleur observée	Condition de la peau
Bleu blanchâtre	Peau normale et saine	Jaune ou parfois rose	Zones grasses du visage et comédons
Fluorescence brillante	Peau hydratée	Marron	Pigmentation et taches foncées
Fluorescence violette	Peau fine et manquant d'humidité	Taches blanches	Couche cornée de la peau et cellules mortes
Violet clair	Peau déshydratée	Fluorescence blanche	Couche cornée épaisse



Información importante / Important Information / Informations importantes Informació important / Wichtige Informationen / Informazioni importanti

ES

INFORMACIÓN

Lea todas las instrucciones antes de comenzar el ensamblaje. Guarde las instrucciones para uso futuro. Uso interior.

ADVERTENCIA

Utilizar solo como se pretende.

MONTAJE

Seguir las instrucciones de montaje adjuntas.

MANTENIMIENTO

Periódicamente se deben realizar tareas de mantenimiento revisando el estado del producto. Verifique que el producto esté en buen estado y funcionando. Compruebe si hay roturas periódicamente. Retire el producto del servicio cuando se produzca alguna condición que pueda considerarse insegura.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Limpie la unidad con un paño húmedo o una esponja con agua tibia y jabón suave. Séquelo. No use limpiadores abrasivos, blanqueadores, solventes químicos ni detergentes fuertes.

GARANTÍA

Consultar Condiciones Generales de Venta

CAT

INFORMACIÓ

Llegeixi totes les instruccions abans de començar l'assemblatge. Guardeu les instruccions per a un futur ús. Ús interior.

ADVERTÈNCIA

Utilitzeu només segons el previst.

MUNTATGE

Seguiu les instruccions de muntatge adjuntes.

MANTENIMENT

S'han de realitzar tasques de manteniment periòdiques revisant l'estat del producte. Verifiqueu que el producte estigui en bon estat i funcioni correctament. Comproveu si hi ha trencaments periòdicament. Retireu el producte de l'ús quan es presenti alguna condició que pugui considerar-se perillosa.

CUIDAT I NETEJA

Netegeu la unitat amb un drap humit o una esponja amb aigua tèbia i sabó suau. Eixugueu bé. No utilitzeu netejadors abrasius, lleixius, solvents químics ni detergents forts.

GARANTIA

Consulteu les Condicions Generals de Venda

EN

INFORMATION

Read all instructions before beginning assembly. Keep the instructions for future use. Indoor use.

WARNING

Use only as intended.

ASSEMBLY

Follow the attached assembly instructions.

MAINTENANCE

Periodic maintenance tasks should be performed by checking the condition of the product. Ensure the product is in good condition and functioning properly. Check for breaks regularly. Remove the product from service when any condition that could be considered unsafe occurs.

CARE AND CLEANING

Clean the unit with a damp cloth or sponge using warm water and mild soap. Dry thoroughly. Do not use abrasive cleaners, bleach, chemical solvents, or strong detergents.

WARRANTY

Please refer to the General Terms and Conditions of Sale

DE

INFORMATIONEN

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen. Bewahren Sie die Anweisungen für die zukünftige Verwendung auf.

WARNUNG

Nur wie vorgesehen verwenden.

MONTAGE

Befolgen Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

WARTUNG

Regelmäßige Wartungsarbeiten sollten durchgeführt werden, indem der Zustand des Produkts überprüft wird. Stellen Sie sicher, dass das Produkt in gutem Zustand ist und ordnungsgemäß funktioniert. Überprüfen Sie regelmäßig auf Brüche. Entfernen Sie das Produkt aus dem Gebrauch, wenn eine Bedingung vorliegt, die als unsicher angesehen werden kann.

PFLEGE UND REINIGUNG

Reinigen Sie die Einheit mit einem feuchten Tuch oder Schwamm mit warmem Wasser und mildem Seifenreiniger. Trocknen Sie gründlich ab. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Bleichmittel, chemische Lösungsmittel oder starke Reinigungsmittel.

GARANTIE

Allgemeine Verkaufsbedingungen beachten

FR

INFORMATIONS

Lisez toutes les instructions avant de commencer l'assemblage. Conservez les instructions pour une utilisation future. Utilisation intérieure.

AVERTISSEMENT

Utiliser uniquement comme prévu.

ASSEMBLAGE

Suivez les instructions de montage ci-jointes.

ENTRETIEN

Des tâches d'entretien périodiques doivent être effectuées en vérifiant l'état du produit. Assurez-vous que le produit est en bon état et fonctionne correctement. Vérifiez régulièrement s'il y a des bris. Retirez le produit du service lorsqu'une condition pouvant être considérée comme dangereuse se présente.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez l'unité avec un chiffon humide ou une éponge à l'eau tiède et au savon doux. Séchez soigneusement. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, d'eau de Javel, de solvants chimiques ou de détergents puissants.

GARANTIE

Consulter les Conditions Générales de Vente

IT

INFORMAZIONI

Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare il montaggio. Conservare le istruzioni per un uso futuro. Uso interno.

AVVERTENZA

Utilizzare solo come previsto.

MONTAGGIO

Seguire le istruzioni di montaggio allegate.

MANUTENZIONE

È necessario eseguire periodicamente attività di manutenzione controllando lo stato del prodotto. Assicurarsi che il prodotto sia in buone condizioni e funzioni correttamente. Controllare periodicamente la presenza di rotture. Rimuovere il prodotto dall'uso quando si presenta una condizione che potrebbe essere considerata insicura.

CURA E PULIZIA

Pulire l'unità con un panno umido o una spugna con acqua tiepida e sapone neutro. Asciugare bene. Non utilizzare detergenti abrasivi, candeggina, solventi chimici o detergenti forti.

GARANZIA

Consultare le Condizioni Generali di Vendita



Futuras actualizaciones
Future updates
Mises à jour futures

Futures actualitzacions
Zukünftige Aktualisierungen
Aggiornamenti futuri



Calidad certificada
Certified quality
Qualité certifiée

Qualität zertifiziert
Zertifizierte Qualität
Qualità certificata



Mirplay colabora con la ong:
Mirplay collaborates with ngo:
Mirplay participe à l'ong:

Mirplay collabora amb l'ong:
Mirplay arbeitet mit der ngo zusammen:
Mirplay collabora con l'ong: