

PRESOFIT PRO

Equipo profesional de presoterapia con traje corporal ajustable: 16 canales, 32 bolsas de aire y 8 programas de trabajo — Modelo certificado IDMRTSE8



Presoterapia secuencial

16 canales de trabajo y 32 bolsas de aire con solape parcial entre bolsas contiguas

8 programas automáticos

Modos A a H, con secuencias de inflado y desinflado distintas

Presión regulable

Tres niveles de trabajo, de 75 a 225 mmHg, y tiempo de sesión de hasta 60 minutos

Traje corporal ajustable

Piernas, glúteos, caderas, abdomen y cintura, con sistema de 3 tallas

Índice

PRESOFIT PRO · Manual de instrucciones

01	Información general	03
02	Principios de funcionamiento	05
03	Aplicaciones estéticas	07
04	Contraindicaciones	08
05	Normas de seguridad	10
06	Descripción del equipo	12
07	Instalación y conexión	17
08	Funcionamiento	21
09	Protocolo de tratamiento	26
10	Colocación del traje al cliente	28
11	Las sesiones	30
12	Precauciones durante el tratamiento	31
13	Limpieza y mantenimiento	32
14	Resolución de problemas	33
15	Especificaciones técnicas y conformidad	35
16	Garantía y servicio técnico	38
17	Fin de vida útil y reciclaje	41
A	Ficha de valoración previa y consentimiento informado	42
B	Registro de sesiones	45
C	Guía rápida de cabina	46
D	Índice de figuras	47

01 INFORMACIÓN GENERAL

PRESOFIT PRO es el nombre comercial exclusivo de Sunmarket Wellness para el equipo profesional de presoterapia con referencia IDMRTE8. Se trata de un sistema de compresión neumática secuencial formado por una unidad de control con pantalla táctil y un traje corporal ajustable que cubre piernas, glúteos, caderas, abdomen y cintura. El equipo trabaja con 16 canales y 32 bolsas de aire, incorpora 8 programas automáticos y permite regular la presión de trabajo en tres niveles, entre 75 y 225 mmHg.

1.1 Descripción del equipo

El conjunto se compone de una unidad principal de sobremesa y de un traje corporal conectado a ella mediante dos mangueras multivía. La unidad gestiona el llenado y el vaciado de las bolsas de aire del traje siguiendo el programa, la presión y los tiempos que el profesional configure en pantalla:

- **Unidad de control:** carcasa de sobremesa con pantalla táctil en color de 8 pulgadas, compresor integrado, dos conectores redondos de aire, interruptor general y toma de corriente en el panel trasero.
- **Traje corporal:** prenda integral de una pieza con 32 bolsas de aire distribuidas en 16 canales de trabajo, ajustable a 3 tallas mediante cremalleras laterales y cremallera central superior.
- **Programación:** 8 modos automáticos identificados de la A a la H, tres niveles de presión, tiempo de sesión regulable y ajuste independiente del tiempo de inflado de cada canal.
- **Control por zonas:** tres accesos directos que activan o desactivan grupos de canales, además del cierre individual de cualquier canal.

1.2 Uso previsto y usuarios

El equipo está destinado al uso profesional en cabina, en centros de estética, spa y centros de bienestar. Debe ser utilizado únicamente por personal con formación técnica específica y después de la lectura completa de este manual. PRESOFIT PRO tiene una finalidad exclusivamente estética y de bienestar: no es un producto sanitario y no está destinado a la prevención, el diagnóstico ni el tratamiento de ninguna patología, ni a intervenir sobre trastornos circulatorios, linfedema u otras condiciones médicas.

NOTA

Este equipo no sustituye la valoración de un profesional sanitario. Ante cualquier patología, tratamiento médico en curso o duda sobre la idoneidad de la sesión, solicite autorización médica previa por escrito antes de aplicar el tratamiento. Sunmarket Wellness no se responsabiliza del uso del equipo por parte de personas sin la cualificación adecuada.

1.3 Identificación del producto

Indique siempre estos datos al solicitar recambios, asistencia técnica o documentación de conformidad:

Nombre comercial

PRESOFIT PRO · nombre comercial exclusivo de Sunmarket Wellness

Referencia	IDMRTSE8
Modelo certificado	IDMRTSE8 PRESOTERAPIA LYMPHO-PRESS · 8432729114645
Categoría	Máquinas de presoterapia profesional · aparatología para estética
Fabricante e importador	PostQuam Cosmetic S.L. · Ctra. Burgos-Portugal km 115, 47270 Cigales (Valladolid), España
Origen	Diseñado en Italia · Fabricado en China
Distribuidor	Sunmarket Wellness S.L.U. · Valencia, España · www.sunmarket.es

1.4 Símbolos utilizados en este manual

A lo largo del documento se utilizan tres niveles de aviso. Respételos en todo momento:

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
PELIGRO	Riesgo para la seguridad de las personas o de daño grave al equipo. Su incumplimiento puede provocar lesiones.
ATENCIÓN	Situación que puede comprometer el resultado del tratamiento o la vida útil del equipo.
NOTA	Información complementaria o recomendación de buenas prácticas.

02 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

2.1 La presoterapia estética

La presoterapia es una técnica de estética profesional basada en la compresión neumática controlada. El traje envuelve el cuerpo y la unidad regula el inflado y el desinflado de sus bolsas de aire siguiendo ciclos programados, de modo que la presión recorre la zona tratada de forma ordenada.

El resultado es un masaje mecánico rítmico y repetible, cuya intensidad, recorrido y ritmo se ajustan desde la pantalla. En cabina se emplea como tecnología de confort corporal y como apoyo de los protocolos estéticos de modelado de la silueta, de mejora visual del aspecto de la piel y de sensación de descanso en las piernas.

2.2 Compresión secuencial por canales

El traje distribuye 32 bolsas de aire en 16 canales de trabajo, 16 bolsas a cada lado del cuerpo. Cada canal se llena y se vacía de forma independiente, y el programa seleccionado determina en qué orden lo hace: canal a canal en sentido ascendente, por parejas encadenadas, acumulando canales sucesivos, en dos recorridos simultáneos o en todo el traje a la vez.

Esta arquitectura permite que el profesional module la sensación de la sesión sin cambiar de accesorio: el mismo traje puede ofrecer un masaje suave y progresivo o una compresión envolvente y más marcada, únicamente con el modo, la presión y los tiempos de inflado.

2.3 Solape entre bolsas adyacentes

Cada bolsa de aire se superpone parcialmente sobre la bolsa contigua. Ese solape evita las zonas sin presión entre canales consecutivos y hace que la transición de una bolsa a la siguiente sea continua, en lugar de escalonada. La percepción durante la sesión es la de una compresión progresiva y homogénea, mejor adaptada al contorno corporal.

NOTA

El solape entre bolsas es una característica constructiva del traje y no requiere ningún ajuste por parte del profesional.

2.4 Efectos en cabina

- **Modelado de la silueta:** la compresión secuencial se integra como complemento en los protocolos corporales de modelado y de reducción de contorno desde un enfoque estético.
- **Aspecto de la piel:** apoyo en tratamientos orientados a mejorar visualmente el aspecto de la celulitis y de la piel de naranja.
- **Sensación de ligereza:** ayuda a reducir la sensación de pesadez en las piernas dentro de un planteamiento de bienestar estético.
- **Confort y descanso:** el masaje rítmico aporta una experiencia de relajación corporal, especialmente con los modos de alta frecuencia y con el modo de compresión global.

- **Sinergia con la cosmética de cabina:** la sesión puede combinarse con cosmética drenante o reductora y con vendas frías dentro del protocolo, siempre en el marco de un tratamiento estético.

03 APLICACIONES ESTÉTICAS

PRESOFIT PRO ha sido diseñado para su utilización en cabina con una finalidad exclusivamente estética y de bienestar. Sus aplicaciones habituales son:

- Protocolos corporales estéticos de bienestar y confort
- Complemento en programas de modelado de la silueta
- Apoyo en tratamientos para mejorar visualmente el aspecto de la celulitis
- Trabajo estético sobre la sensación de retención de líquidos, desde una perspectiva cosmética
- Sensación de piernas cansadas y de pesadez al final de la jornada
- Sesiones de descanso corporal tras esfuerzo físico o jornadas prolongadas
- Preparación y cierre de otros tratamientos corporales de cabina
- Complemento de protocolos con cosmética drenante o reductora

3.1 Zonas de trabajo del traje

- Piernas
- Glúteos
- Caderas
- Abdomen
- Cintura
- Trabajo corporal inferior completo con traje integral

NOTA

El traje no incluye brazos y el equipo no admite ampliación con módulos de brazo. Todas las aplicaciones descritas se refieren al tren inferior y a la zona abdominal y de cintura.

PELIGRO

La presoterapia de este equipo debe describirse y utilizarse únicamente desde un enfoque estético. No está destinada al tratamiento de patologías, enfermedades circulatorias, linfedema u otras condiciones médicas, ni debe presentarse al cliente como tal, ni en cabina ni en ningún material de comunicación del centro.

04 CONTRAINDICACIONES

PELIGRO

No aplique el tratamiento a ninguna persona incluida en los supuestos siguientes. Ante la mínima duda, exija informe o autorización médica por escrito antes de la primera sesión.

4.1 Contraindicaciones absolutas

- Embarazo o sospecha de embarazo
- Trombosis venosa profunda, tromboflebitis o flebotrombosis recientes
- Procesos infecciosos activos
- Infecciones cutáneas, heridas abiertas, quemaduras o dermatitis en la zona de trabajo
- Insuficiencia cardíaca
- Portadores de marcapasos, desfibrilador u otro dispositivo electrónico implantado
- Epilepsia
- Procesos oncológicos activos, salvo indicación médica expresa
- Inflamaciones agudas y procesos febriles
- Varices importantes o tortuosas
- Linfangitis
- Insuficiencia respiratoria o renal importante
- Trastornos de la tensión arterial no controlados
- Cualquier problema circulatorio no valorado previamente por un profesional de la salud

4.2 Contraindicaciones relativas

Requieren valoración individual y, cuando proceda, autorización médica previa. Trabaje con el nivel de presión más bajo, tiempos cortos y vigilancia continua:

- Personas bajo tratamiento médico o en proceso de diagnóstico
- Diabetes con neuropatía o alteraciones de la sensibilidad
- Alteraciones de la sensibilidad cutánea
- Hernias abdominales o inguinales: evite el trabajo abdominal
- Menstruación, si el trabajo abdominal genera molestias
- Postoperatorios sin alta médica definitiva
- Fragilidad capilar importante o tendencia a los hematomas
- Tensión arterial baja
- Edad avanzada con patología circulatoria asociada
- Personas menores de 18 años

4.3 Zonas y situaciones que deben excluirse

- No trabaje sobre áreas con infección activa, lesión cutánea o inflamación reciente: desactive los canales correspondientes o suspenda la sesión.
- No aplique presión abdominal en caso de hernia o de cirugía abdominal reciente: cierre las zonas 3 y 4.
- No utilice el traje sobre prótesis externas, vendajes rígidos o dispositivos que puedan comprimirse contra la piel.

- Suspenda la sesión de inmediato ante dolor, hormigueo persistente, mareo o cualquier sensación desagradable.

4.4 Valoración previa

Antes de la primera sesión, realice la anamnesis del cliente y déjela documentada. El anexo A de este manual incluye una ficha de valoración previa y consentimiento informado lista para imprimir. Revise el cuestionario en cada nueva visita, porque el estado de salud, la medicación y las circunstancias personales pueden haber cambiado.

- Registre las respuestas del cliente y su firma antes de la primera sesión.
- Repase los puntos de riesgo en cada visita posterior, aunque sea de forma verbal.
- Conserve la autorización médica escrita cuando el caso lo requiera.
- Anote en el registro de sesiones del anexo B los parámetros aplicados y las incidencias observadas.

05 NORMAS DE SEGURIDAD

5.1 Seguridad eléctrica

- Conecte el equipo únicamente a una toma de corriente con conexión a tierra y con tensión coincidente con la indicada en la placa de características (220 – 230 V, 50/60 Hz).
- No desmonte el equipo ni realice ninguna operación que no esté descrita en este manual. Todas las reparaciones corresponden al servicio técnico autorizado.
- No utilice el equipo cerca del agua ni con las manos mojadas. No deje caer líquidos sobre la unidad ni dentro de ella.
- No modifique ni empalme los cables. No sitúe el equipo donde el cable de alimentación pueda pisarse o quedar atrapado.
- No introduzca ningún objeto en el interior de la unidad ni obstruya las rejillas de ventilación.
- Coloque el equipo sobre una superficie estable, seca y nivelada, donde no pueda volcar ni caer.
- Desconecte el cable de alimentación de la toma al finalizar la jornada.

PELIGRO

Retire de inmediato el enchufe de la toma eléctrica si se produce cualquiera de estas situaciones:

- El equipo se ha mojado o ha entrado líquido en su interior.
- El equipo desprende olor a quemado o emite un ruido anómalo.
- El cable de alimentación está roto o deteriorado.
- La carcasa presenta roturas o daños visibles.

5.2 Seguridad durante el uso

- Realice siempre la valoración previa del cliente y descarte todas las contraindicaciones de la sección 4.
- Empiece siempre por el nivel de presión 1 y suba solo si el cliente lo tolera con comodidad. El tratamiento nunca debe resultar doloroso.
- Mantenga comunicación con el cliente durante toda la sesión y compruebe periódicamente su confort.
- No deje al cliente sin supervisión mientras el equipo está en funcionamiento.
- Verifique que el cliente puede avisar en cualquier momento y que el traje puede abrirse con rapidez.
- Retire anillos, relojes, pulseras y objetos rígidos de las zonas cubiertas por el traje.
- No haga funcionar el traje vacío durante períodos prolongados.
- Detenga la sesión ante cualquier molestia, dolor, mareo o sensación de presión excesiva.

5.3 Higiene

- Utilice bolsas higiénicas para piernas en cada sesión y con cada cliente.
- Emplee pantalón desechable de celulosa o prenda equivalente bajo el traje.

- Abra la parte textil del traje para limpiarlo y desinfectarlo después de cada uso.
- Sustituya el material desechable entre cliente y cliente, sin excepción.

5.4 Uso del traje

- No fuerce las cremalleras ni cierre el traje sobre un cliente cuya talla no corresponda al ajuste seleccionado.
- No tire bruscamente de los tubos ni los doble en exceso: son el punto más delicado del conjunto.
- No coloque objetos punzantes, hebillas metálicas ni cosmética con envases rígidos dentro del traje.
- No aplique cosmética directamente sobre el textil: utilice siempre una prenda o bolsa intermedia.
- Revise antes de cada sesión que ninguna bolsa presenta cortes, perforaciones ni costuras abiertas.

06 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

6.1 Unidad principal

La unidad principal aloja el compresor y la electrónica de control. En la cara superior lleva la pantalla táctil en color de 8 pulgadas, desde la que se realiza toda la programación, y en el frontal inferior el pulsador luminoso de encendido. Su formato de sobremesa permite situarla junto a la camilla, sobre una encimera o sobre un carro auxiliar.



FIGURA 01 Unidad principal PRESOFIT PRO con la pantalla táctil de 8 pulgadas.



FIGURA 02 Vista lateral de la unidad; carcasa de sobremesa con pies antideslizantes.

6.2 Pantalla de trabajo

La pantalla de trabajo reúne en una sola vista todos los parámetros de la sesión. La silueta central representa el traje y sus canales; a los lados aparecen los tiempos de inflado de cada canal, agrupados por zonas; y a la derecha, los selectores de zona, modo, presión y tiempo.



FIGURA 03 Pantalla de trabajo con las zonas de control numeradas del 1 al 6.

- ① Selección del área de tratamiento: accesos directos de zona 1, 2 y 3+4
- ② Selección del modo de trabajo, de la A a la H
- ③ Selección de la fuerza de presión: niveles 1, 2 y 3
- ④ Ajuste del tiempo de sesión, con los signos menos y más
- ⑤ Marcha, pausa y paro, con indicación visual del estado
- ⑥ Tiempo de inflado de cada canal, agrupado por zonas

6.3 Panel trasero

En el panel trasero se encuentran los dos conectores redondos multivía a los que se acopla el traje, el interruptor general con portafusibles y la toma de corriente.




FIGURA 04 Panel trasero: conectores de aire, interruptor general y toma de corriente.

Ⓐ Conectores redondos multivía para los tubos del traje

Ⓑ Interruptor general de encendido y portafusibles

Ⓒ Toma de corriente y cable de alimentación

6.4 Traje corporal

El traje es una prenda integral de una pieza que cubre piernas, glúteos, caderas, abdomen y cintura. Incorpora 32 bolsas de aire distribuidas en 16 canales, cremalleras laterales de tallaje, una cremallera central para ampliar la parte superior y tiras textiles que cubren tubos y conectores.



FIGURA 05 Traje corporal con sus elementos numerados del 1 al 7.

① Cremallera lateral izquierda de ajuste del ancho

④ Tira de tela que cubre los tubos del lado izquierdo

② Cremallera lateral derecha de ajuste del ancho

⑤ Tira de tela que cubre los tubos del lado derecho

③ Cremallera central de ajuste de la parte superior

⑥ Haz de tubos de aire

- 0

Conectores redondos de acople a la unidad



FIGURA 06 Traje corporal extendido, con la cincha de sujeción de la zona de cintura.

Medidas del traje

Largo total aproximado	140 cm
Zona superior larga	60 cm aproximadamente
Zona superior corta	45 cm
Panel central, ancho	33 cm
Panel central, alto	31,5 / 58 cm
Zona inferior larga	58,5 cm
Zona del pie, largo	40 cm
Zona del pie, ancho	30 cm
Zona del pie, alto	26 cm
Sistema de tallaje	3 tallas mediante cremalleras laterales y ajuste central superior

Medidas orientativas facilitadas por el fabricante. Pueden presentar ligeras variaciones entre unidades por tratarse de una prenda textil confeccionada.

6.5 Contenido del suministro

- 1 unidad principal PRESOFIT PRO con pantalla táctil
 - 1 traje corporal ajustable de una pieza
 - Juego de tubos de aire
- 2 conectores redondos multivía
 - 1 cable de alimentación
 - 1 manual de instrucciones



FIGURA 07 Traje corporal y funda textil de protección.



FIGURA 08 Haz de tubos y conectores redondos del traje.

07 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

7.1 Ubicación del equipo

- Sitúe la unidad sobre una superficie estable, seca y nivelada, próxima a la camilla y a una toma de corriente con tierra.
- Deje espacio libre alrededor de la carcasa para la ventilación del compresor.
- Conduzca los tubos sin tensiones, sin dobleces cerrados y fuera de las zonas de paso.
- Evite ambientes húmedos, la proximidad de fuentes de agua y la exposición directa al sol.
- Trabaje en una sala con temperatura ambiente confortable y ventilación adecuada.

7.2 Conexión de los tubos a la unidad

El traje se suministra con todos los tubos ya conectados a la prenda, por lo que en la puesta en marcha solo es necesario acoplar los dos conectores redondos a la unidad principal.

- 1 Sitúe el conector redondo frente a la toma correspondiente del panel trasero.
- 2 Haga coincidir el orificio del conector con el pasador de la toma: es la guía de posición que asegura el acople correcto.
- 3 Inserte el conector siguiendo esa guía, sin forzarlo.
- 4 Gire la tuerca redonda hasta fijar el conjunto. No es necesario apretar hasta el fondo absoluto para conseguir una conexión adecuada.
- 5 Repita la operación con el segundo conector.




FIGURA 09 Acople de los conectores redondos del traje a las tomas de la unidad.




FIGURA 10 Guía de posición: orificio del conector y pasador de la toma.



FIGURA 11 Fijación del conector girando la tuerca redonda.

ATENCIÓN

Un conector mal acoplado o una tuerca sin apretar provocan pérdidas de aire, llenado desigual de los canales y una sesión sin la presión programada. Compruebe el acople de ambos conectores antes de cada sesión.

7.3 Ajuste del traje a la talla

El traje admite tres tallas. El ajuste del ancho se realiza con las tiras de cremallera laterales, que llevan tres piezas a cada lado; si la parte superior necesita más holgura, la cremallera central puede abrirse a la mitad o por completo.




FIGURA 12 Tiras de cremallera laterales: tres posiciones de ajuste del ancho.



FIGURA 13 Apertura de la cremallera central para ampliar la parte superior del traje.



FIGURA 14 Detalle de la cremallera central superior abierta.



FIGURA 15 Interior del traje y solapa de ajuste de la zona superior.

- Seleccione la posición de cremallera lateral que corresponda al contorno del cliente, la misma en ambos lados.
- Si el ajuste lateral no basta para la parte superior del cuerpo, abra la cremallera central a la mitad o por completo.
- Compruebe que el traje queda ajustado pero sin comprimir antes de iniciar el llenado: debe poder introducirse la mano plana entre la prenda y el cuerpo.
- Las tiras textiles cubren tubos y conectores para un acabado más limpio durante la sesión y no necesitan manipularse salvo para conectar o retirar los tubos.

7.4 Almacenamiento del traje

- Si el equipo no va a utilizarse durante un período largo, puede retirarse el sistema de tubos y plegar el traje en dos partes para ahorrar espacio.
- Guarde la prenda seca, sin dobleces forzados y protegida del polvo y del calor.
- No almacene el traje comprimido bajo otros objetos ni sobre superficies con aristas.
- Conserve el embalaje original: es el mejor soporte para un transporte seguro.

08 FUNCIONAMIENTO

8.1 Puesta en marcha

- 1 Conecte el cable de alimentación a una toma de red con conexión a tierra.
- 2 Compruebe que los dos conectores del traje están correctamente acoplados y fijados.
- 3 Accione el interruptor general situado en el panel trasero.
- 4 Pulse el botón de encendido del frontal de la unidad.
- 5 Espere a que finalice la pantalla de bienvenida y acceda a la pantalla de trabajo.

8.2 Pantalla de bienvenida e idioma

Tras el encendido aparece la pantalla de bienvenida con una barra de progreso. A continuación, la flecha izquierda da acceso a la selección de idioma y la flecha derecha entra directamente en la pantalla de trabajo. El menú de idiomas ofrece español, inglés, alemán, francés, italiano, portugués y polaco. El idioma seleccionado se mantiene para las sesiones siguientes.

8.3 Selección de las zonas de trabajo

La pantalla incorpora tres accesos directos que corresponden a las cuatro zonas en que se divide el traje, y que permiten activar o desactivar varios canales a la vez. Las zonas 3 y 4 se gobiernan de forma conjunta con un único acceso. La configuración predeterminada tiene todas las zonas activadas.

ACCESO DIRECTO	ZONA DEL TRAJE	USO HABITUAL
1	Zona inferior: piernas	Trabajo centrado en piernas, dejando el resto del traje sin llenar
2	Zona intermedia: muslos, caderas y glúteos	Protocolos de modelado del tren inferior
3+4	Zona superior: abdomen y cintura, lado izquierdo y derecho	Se activan y desactivan siempre a la vez

8.4 Numeración de los canales

Para explicar el orden de inflado, los canales se numeran del 1 al 16 desde la parte inferior hasta la parte superior del cuerpo. Los canales de la zona superior trabajan emparejados: el canal 9 actúa al mismo tiempo que el 13, el 10 que el 14, el 11 que el 15 y el 12 que el 16. Por ese motivo, en la programación se utilizan únicamente las posiciones 1 a 12, y cualquier ajuste que se realice sobre el canal 9 se aplica automáticamente al canal 13.




FIGURA 16 Numeración de los canales del traje, del 1 al 16, con los pares de la zona superior.

NOTA

Las descripciones de los modos de trabajo de la sección 8.5 emplean esta numeración de 1 a 12. Téngala presente al interpretar las secuencias de inflado.

8.5 Programas de trabajo

El equipo incorpora 8 modos automáticos identificados de la A a la H. Cada modo define una secuencia distinta de inflado y desinflado de los canales. Para cambiar de modo es necesario pausar previamente el funcionamiento. La elección depende del tipo de sensación de compresión que se busque, de la tolerancia del cliente y del objetivo estético de la sesión.

Modo A · combinado de uso diario — recorre los modos B a H en ciclos sucesivos, dedicando unos minutos a cada patrón. Es la opción global y versátil, adecuada para protocolos generales de mantenimiento estético, para primeras sesiones y para clientes que prefieren una experiencia variada. El tiempo de inflado de los canales no puede ajustarse mientras este modo está en funcionamiento.

Modo B · peristáltico suave — infla del 1 al 12, canal por canal, en secuencia ascendente desde la parte inferior hacia la superior, y repite el ciclo. Proporciona un masaje progresivo y ordenado, sin acumulación

fuerte de presión. Encaja bien en sesiones de mantenimiento, en trabajo regular y en clientes que prefieren una compresión moderada.

Modo C · compresión encadenada — infla 1, después 1+2, luego 2+3, 3+4 y así sucesivamente hasta 11+12.

La presión se desplaza por parejas de canales y genera una sensación de empuje deslizante, con una percepción clara de avance ascendente. Es una opción de trabajo estético continuo sobre piernas, glúteos y abdomen.

Modo D · acumulación y arrastre — infla 1, después 1+2, luego 1+2+3 y 1+2+3+4; a partir de ahí desplaza el bloque de cuatro canales, 2+3+4+5, 3+4+5+6, 4+5+6+7, hasta 9+10+11+12, y repite. Combina acumulación y arrastre, por lo que refuerza la sensación de compresión progresiva sobre zonas amplias del traje manteniendo una progresión ordenada.

Modo E · presión progresiva ascendente — infla 1, después 1+2, luego 1+2+3, y continúa acumulando canales hasta completar 1 a 12 con todo el traje en carga. Es el patrón de compresión envolvente más intenso y el de percepción acumulativa más marcada en el tren inferior y la zona abdominal.

Modo F · doble recorrido simultáneo — trabaja dos secuencias al mismo tiempo: una línea 1+9, 2+10, 3+11, 4+12 y otra 5+9, 6+10, 7+11, 8+12. Reparte el trabajo en dos recorridos paralelos y produce un masaje de alta frecuencia orientado a la relajación corporal general. Suele emplearse en sesiones de confort y después de la práctica deportiva.

Modo G · doble recorrido de ritmo alto — sigue el mismo esquema de dos recorridos simultáneos que el modo F, con un ritmo elevado. El fabricante lo plantea como programa dinámico de sesiones de descanso corporal y de trabajo global menos focalizado.

Modo H · compresión global — infla todo el traje al mismo tiempo, lo desinfla en conjunto y repite el ciclo. Es el modo más uniforme y directo, con una percepción muy clara de presión conjunta en piernas, glúteos, caderas y abdomen. Se emplea habitualmente al final de la sesión, después de otros modos, para cerrar el protocolo con una compresión envolvente.

NOTA

Las secuencias descritas corresponden al manual del fabricante del modelo IDMRTSE8. Si en el futuro el fabricante actualiza el firmware de la pantalla, la correspondencia entre letra y patrón podría variar: contraste siempre la secuencia observada en cabina con esta tabla y comunique al distribuidor cualquier diferencia.

8.6 Presión de trabajo

La fuerza de presión se selecciona en pantalla con tres niveles. El nivel 1 es el ajuste normal de trabajo y el punto de partida recomendado para cualquier cliente nuevo:

NIVEL	PRESIÓN	EQUIVALENCIA	USO
1	75 mmHg · 10 kPa	0,1 bar	Nivel de partida y de trabajo habitual en cabina

NIVEL	PRESIÓN	EQUIVALENCIA	USO
2	150 mmHg · 20 kPa	0,2 bar	Clientes que toleran con comodidad el nivel 1 y solicitan más intensidad
3	225 mmHg · 30 kPa	0,3 bar	Intensidad máxima, solo bajo tolerancia expresa y supervisión continua

ATENCIÓN

Suba la presión siempre de menos a más y solo con la conformidad del cliente. Una presión superior a la tolerada no mejora el resultado estético y puede provocar molestias, marcas o hematomas, especialmente en personas con fragilidad capilar.

8.7 Tiempo de sesión

El tiempo de trabajo se ajusta en pantalla con los signos menos y más, y el máximo programable es de 60 minutos. El fabricante indica un rango de trabajo de 10 a 60 minutos. En el modo A el tiempo de inflado de los canales no puede modificarse durante el funcionamiento. Al agotarse el tiempo programado, el equipo detiene el ciclo y las bolsas se vacían.

8.8 Tiempo de inflado por canal

Cada canal puede inflarse durante un tiempo propio, de 0 a 18 segundos. El valor predeterminado es de 10 segundos por canal y cada pulsación incrementa el ajuste en 3 segundos, recorriendo la secuencia 0, 3, 6, 9, 12, 15 y 18. Los canales de la parte superior derecha e izquierda del cuerpo se controlan de forma conjunta desde los cuatro botones situados en el lado izquierdo de la pantalla.




FIGURA 17 Ajuste del tiempo de inflado de cada canal. Los canales con 00 quedan cerrados.

- Un tiempo de inflado más largo produce una compresión más sostenida en ese punto del recorrido.
- Un tiempo más corto acelera el paso de la presión por ese canal y da una sensación más fluida.
- Si se ajusta un canal a **00**, ese canal queda cerrado y no se llena durante la sesión.
- El cierre individual de canales permite excluir un punto concreto sin renunciar al resto del traje: es el ajuste que complementa a los accesos directos de zona.
- En algunos modos el tiempo de inflado no puede modificarse mientras el ciclo está en marcha.

8.9 Marcha, pausa y fin de sesión

- El indicador de la pantalla muestra el estado de funcionamiento: en marcha, con la señal parpadeando y el temporizador descontando; en pausa, con la señal fija.
- Pause el ciclo antes de cambiar de modo de trabajo.
- La pausa mantiene la configuración de la sesión, de modo que puede reanudarse sin volver a programar.
- Al finalizar, detenga el ciclo, espere a que las bolsas se vacíen por completo y abra el traje con la sesión ya parada.
- No abra las cremalleras con los canales en carga.

09 PROTOCOLO DE TRATAMIENTO

Secuencia de trabajo recomendada para una sesión completa de presoterapia estética en cabina:



FIGURA 18 Traje colocado sobre la camilla, listo para recibir al cliente.

- 1 Revise la ficha de valoración previa del cliente y confirme que no concurre ninguna contraindicación.
- 2 Prepare la camilla y extienda el traje abierto sobre ella, con los tubos ordenados hacia el lado de la unidad.
- 3 Facilite al cliente pantalón desechable de celulosa o prenda equivalente y bolsas higiénicas para piernas.
- 4 Si el protocolo lo contempla, aplique la cosmética drenante o reductora y realice el masaje manual previo antes de colocar el traje.
- 5 Ajuste el traje a la talla del cliente con las cremalleras laterales y, si es necesario, con la cremallera central.
- 6 Compruebe que la prenda queda uniforme, sin pliegues marcados y sin comprimir en ningún punto.
- 7 Seleccione en pantalla las zonas de trabajo, el modo, el nivel de presión 1 y el tiempo de sesión.

- 8 Inicie el ciclo y confirme con el cliente la sensación durante los primeros minutos; ajuste presión o tiempos de inflado si es necesario.
- 9 Supervise la sesión completa y mantenga el contacto con el cliente.
- 10 Al terminar, detenga el ciclo, espere al vaciado completo, abra el traje y ayude al cliente a incorporarse con calma.
- 11 Retire el material desechable, limpie y desinfecte el traje y anote la sesión en el registro del anexo B.

NOTA

Cuando la presoterapia se integre en un tratamiento combinado, aplíquela al final de la sesión, después de los demás métodos empleados.

9.1 Pautas orientativas por objetivo estético

OBJETIVO DEL PROTOCOLO	CONFIGURACIÓN DE PARTIDA	OBSERVACIONES
Primera sesión y valoración de tolerancia	Modo A · presión 1 · 20 minutos	Permite conocer la respuesta del cliente ante distintos patrones antes de elegir un modo fijo
Mantenimiento estético general	Modo B · presión 1 · 30 minutos	Compresión moderada y continua, adecuada para sesiones regulares
Modelado del tren inferior	Modo C o D · presión 1 o 2 · 30 a 40 minutos	Trabajo secuencial marcado sobre piernas, glúteos y abdomen
Sensación de piernas cansadas	Modo B o F · presión 1 · 25 a 30 minutos	Zona 1 y zona 2 activas; puede cerrarse la zona superior
Sesión de confort y descanso	Modo F o G · presión 1 · 20 a 30 minutos	Ritmo alto y percepción envolvente, indicada tras esfuerzo físico
Cierre de protocolo corporal	Modo H · presión 1 · 10 minutos	Compresión global para finalizar la sesión

Pautas orientativas de cabina, no prescripciones. El profesional adapta modo, presión y tiempo a cada cliente, a su tolerancia y al conjunto del protocolo estético.

10 COLOCACIÓN DEL TRAJE AL CLIENTE

Una colocación cuidadosa del traje determina buena parte del resultado de la sesión y del confort del cliente. Siga esta secuencia en cada visita:

- 1 Extienda el traje completamente abierto sobre la camilla, con la zona de los pies orientada hacia el extremo inferior.
- 2 Confirme que el cliente lleva el pantalón desechable y las bolsas higiénicas colocadas.
- 3 Pida al cliente que se tumbe sobre el traje abierto, con las piernas centradas en las perneras.
- 4 Cierre primero las perneras, después la zona de caderas y glúteos, y por último el abdomen y la cintura.
- 5 Ajuste las cremalleras laterales a la talla adecuada, la misma en ambos lados.
- 6 Si la parte superior queda ajustada, abra la cremallera central a la mitad o por completo.
- 7 Ordene el haz de tubos por el lateral de la camilla, sin cruzarlo sobre el cliente y sin dobleces cerrados.
- 8 Verifique que las tiras textiles cubren tubos y conectores y que nada presiona contra la piel.
- 9 Compruebe con la mano plana que la prenda ajusta sin comprimir antes de iniciar el ciclo.

ATENCIÓN

El traje no debe cerrarse a presión sobre un cliente cuya talla exceda el ajuste disponible. Forzar las cremalleras daña la prenda y compromete la seguridad y el confort de la sesión.

NOTA

Una prenda con pliegues marcados reparte la presión de forma desigual. Dedique unos segundos a alisar el textil antes de arrancar: es el gesto que más mejora la percepción del cliente.



FIGURA 19 PRESOFIT PRO instalado en cabina, con la unidad sobre encimera y el traje sobre la camilla.

11 LAS SESIONES

Con finalidad estética, las sesiones de presoterapia se sitúan habitualmente entre 30 y 45 minutos, según el objetivo de trabajo y la sensibilidad de cada cliente. El temporizador del equipo permite programar hasta 60 minutos, y el fabricante indica un rango de trabajo de 10 a 60 minutos.

En cuanto a la frecuencia, la pauta general en cabina es de 2 a 3 sesiones por semana, en días alternos. El número total de sesiones depende del objetivo estético planteado, del punto de partida del cliente y de su constancia; no existe un número fijo aplicable a todos los casos.

Las primeras sesiones deben plantearse con presión 1 y duración corta, para valorar la tolerancia. A partir de ahí, el profesional decide si mantiene los parámetros o los ajusta, siempre dentro del rango de confort que indique el propio cliente.

Cuando la presoterapia se utiliza dentro de un tratamiento combinado, se aplica al final de la sesión, después de los otros métodos empleados. Los resultados son variables y dependen de factores individuales, del número de sesiones y de los hábitos personales de cada cliente.

12 PRECAUCIONES DURANTE EL TRATAMIENTO

- 1 Comience siempre en el nivel de presión 1 y ajuste según las sensaciones que indique el cliente, de menos a más y de forma gradual.
- 2 Mantenga comunicación con el cliente a lo largo de toda la sesión y confirme periódicamente su confort.
- 3 No deje al cliente sin supervisión mientras el equipo está en marcha.
- 4 Desactive las zonas que no vayan a trabajarse y cierre los canales que deban excluirse antes de iniciar el ciclo.
- 5 Pause el funcionamiento antes de cambiar de modo de trabajo.
- 6 Detenga la sesión ante dolor, hormigueo persistente, mareo, palidez o cualquier sensación desagradable.
- 7 Utilice bolsas higiénicas y material desechable en cada sesión y con cada cliente.
- 8 No permita que el cliente se incorpore con el traje cerrado ni con los canales en carga.
- 9 Ofrezca agua al finalizar y deje unos minutos de reposo antes de que el cliente se levante.

13 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

13.1 Limpieza tras cada sesión

- Detenga el ciclo y desconecte el equipo de la red antes de cualquier operación de limpieza.
- Abra la parte textil del traje para limpiar y desinfectar el interior justo después de terminar la sesión.
- Limpie las superficies del traje con un paño suave humedecido en agua o en un desinfectante no agresivo, y séquelas por completo antes de guardarlo.
- No sumerja el traje ni ningún componente, y no vierta líquido sobre la unidad.
- Limpie la carcasa y la pantalla con un paño seco o ligeramente humedecido, sin productos abrasivos ni disolventes.
- Retire el material desechable utilizado y sustitúyalo para el cliente siguiente.

13.2 Cuidado de tubos y conectores

- Trate la conexión y los tubos con suavidad: no tire bruscamente de ellos ni los doble en exceso.
- Revise periódicamente que no existan grietas, aplastamientos ni pérdidas de aire.
- Compruebe el estado de las tuercas de fijación y del pasador de guía de cada conector.
- Sustituya cualquier tubo o conector dañado por recambio original.

13.3 Mantenimiento periódico

- Revise el estado de las cremalleras, las costuras y las cinchas del traje.
- Compruebe el cable de alimentación antes de cada jornada; si presenta daños, no utilice el equipo.
- Mantenga libres las rejillas de ventilación de la unidad y elimine el polvo acumulado.
- Guarde el equipo en un entorno limpio, seco y protegido del calor excesivo.
- El portafusibles se encuentra junto a la toma de corriente del panel trasero. Sustituya el fusible únicamente por otro de las mismas características y con el equipo desenchufado.
- Cualquier otra intervención corresponde en exclusiva al servicio técnico autorizado.

ATENCIÓN

Los productos abrasivos, los disolventes y el alcohol en concentración elevada deterioran el recubrimiento del textil y las juntas de las bolsas. Utilice únicamente desinfectantes compatibles con material técnico de este tipo.

14 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de contactar con el servicio técnico, verifique los puntos siguientes:

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
El equipo no enciende	Cable mal conectado; interruptor trasero apagado; fusible fundido	Revise el cable y la toma con tierra, accione el interruptor trasero y sustituya el fusible por otro idéntico con el equipo desenchufado
La pantalla se enciende pero no hay aire	Ciclo en pausa; todas las zonas desactivadas; tiempo de sesión sin programar	Compruebe el indicador de marcha, active las zonas necesarias y programe el tiempo de trabajo
Un canal no se infla	Tiempo del canal ajustado en 00; zona desactivada; conector mal acoplado	Ajuste el tiempo del canal por encima de 00, active la zona correspondiente y revise el acople del conector
La presión resulta débil	Nivel de presión 1 con tiempos de inflado cortos; fuga en un conector o en un tubo	Aumente el nivel de presión o el tiempo de inflado y revise el acople de ambos conectores y el estado de los tubos
El llenado es desigual entre lados	Conector parcialmente insertado; tubo aplastado o doblado	Retire el conector, alinéelo con el pasador de guía, vuelva a insertarlo y fije la tuerca; libere los tubos de dobleces
No se puede cambiar de modo	El ciclo está en marcha	Pause el funcionamiento y seleccione entonces el nuevo modo
No se puede ajustar el tiempo de inflado	Modo A en funcionamiento, u otro modo que no admite el ajuste en marcha	Pause el ciclo o seleccione un modo que permita el ajuste
El cliente refiere presión excesiva	Nivel de presión demasiado alto; traje ajustado en una talla insuficiente	Baje al nivel 1, pause el ciclo y reajuste las cremalleras laterales o abra la cremallera central
El traje pierde aire	Bolsa perforada, costura abierta o tubo dañado	Suspenda el uso, identifique el punto de fuga y solicite recambio original al servicio técnico

PELIGRO

Si el problema persiste, o ante olor a quemado, ruidos anómalos, humedad en el interior del equipo o daños visibles, desconecte inmediatamente la unidad de la red y contacte con el servicio técnico. No abra la carcasa: todas las reparaciones deben ser realizadas por personal técnico autorizado.

15 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONFORMIDAD

Nombre comercial	PRESOFIT PRO · exclusivo de Sunmarket Wellness
Referencia	IDMRTSE8
Modelo certificado	IDMRTSE8 PRESOTERAPIA LYMPHO-PRESS · 8432729114645
Categoría	Máquinas de presoterapia profesional · aparatología para estética
Uso	Profesional en centros de estética
Canales de trabajo	16
Bolsas de aire	32, con solape parcial entre bolsas adyacentes
Reparto de bolsas	16 bolsas en cada lado del cuerpo
Numeración de canales	1 a 16, con los pares 9=13, 10=14, 11=15 y 12=16
Programas	8 modos automáticos, de la A a la H
Presión de trabajo	75 – 225 mmHg, regulable en 3 niveles
Rangos de presión	10 / 20 / 30 kPa · 0,1 / 0,2 / 0,3 bar
Accesos directos de zona	3, correspondientes a las zonas 1, 2 y 3+4
Tiempo de sesión	10 – 60 minutos
Tiempo de inflado por canal	0 – 18 segundos, en incrementos de 3 segundos
Tiempo predeterminado por canal	10 segundos
Cierre de canales	Ajustando el tiempo de inflado del canal en 00
Pantalla	Táctil en color de 8 pulgadas
Idiomas de pantalla	Español, inglés, alemán, francés, italiano, portugués y polaco
Salidas de aire	2 conectores redondos multivía en el panel trasero
Traje	Corporal integral, ajustable a 3 tallas
Cobertura del traje	Piernas, glúteos, caderas, abdomen y cintura

Brazos	No incluidos · el equipo no admite ampliación con brazos
Largo total del traje	140 cm aproximadamente
Sistema de tallaje	Cremalleras laterales de 3 posiciones y cremallera central superior
Alimentación	220 – 230 V
Frecuencia	50 / 60 Hz
Clase energética	C
Protección eléctrica	Interruptor general y portafusibles en el panel trasero
Estructura de la unidad	Conector para tubos, manija de emergencia, fuente de alimentación integrada e interruptor de encendido
Origen	Diseñado en Italia · Fabricado en China
Fabricante e importador	PostQuam Cosmetic S.L.
Distribuidor	Sunmarket Wellness S.L.U.

15.1 Conformidad

El equipo dispone de marcado CE. PostQuam Cosmetic S.L. ha emitido la declaración UE de conformidad del producto ID MRTSE8, identificado como ID MRTSE8 PRESOTERAPIA LYMPHO-PRESS 8432729114645, que recoge las directivas y las normas armonizadas siguientes:

CE · Compatibilidad electromagnética	Directiva 2014/30/UE
Normas aplicadas · EMC	EN IEC 55014-1:2021 · EN IEC 55014-2:2021 · EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 · EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
CE · Baja tensión	Directiva 2014/35/UE
Normas aplicadas · Baja tensión	EN IEC 60335-2-115:2023+A11:2023 · EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021 · EN 62233:2008
RoHS	Directiva 2011/65/UE
Normas aplicadas · RoHS	IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV · IEC 62321-5:2013 · IEC 62321-6:2015 · IEC 62321-7-1:2015 · IEC 62321-7-2:2017 · IEC 62321-8:2017

NOTA

La declaración UE de conformidad original, firmada por el fabricante, está disponible a través del distribuidor. Indique la referencia ID MRTSE8 al solicitarla. El equipo no es un producto sanitario y su marcado CE no ampara finalidad médica alguna.

El fabricante se reserva el derecho de modificar la información contenida en este manual, así como las características y los componentes del producto, sin previo aviso. Algunos componentes pueden diferir de las imágenes mostradas.

16 GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

El equipo se suministra con garantía comercial del distribuidor. La unidad principal y el conjunto textil tienen plazos distintos, porque el traje está sometido a un desgaste propio del uso continuado en cabina.

16.1 Alcance y plazos

ELEMENTO	PLAZO	OBSERVACIONES
Unidad principal: electrónica de control, compresor, pantalla y estructura	2 años	Desde la fecha de la factura de compra
Traje corporal y bolsas de aire	1 año	Prenda sometida a desgaste por el uso en cabina
Tubos de aire y conectores	1 año	Sustitución por recambio original
Cremalleras, cinchas y tiras textiles	No cubiertas	Elementos de desgaste y reposición periódica
Material desechable e higiénico	No cubierto	Consumible de reposición en cada sesión

El plazo se cuenta desde la fecha de la factura de compra y ampara al comprador profesional que figura en ella. Esta garantía comercial se entiende sin perjuicio de los derechos que la normativa aplicable reconozca al comprador.

16.2 Qué cubre

- Defectos de fabricación y de materiales que impidan el funcionamiento normal del equipo.
- Fallos de la electrónica de control, del compresor y de la pantalla dentro del plazo indicado.
- Fugas de aire en tubos, conectores y bolsas atribuibles a un defecto de origen.
- Mano de obra y piezas de recambio originales necesarias para la reparación.
- Diagnóstico previo y asistencia telefónica del servicio técnico.

16.3 Qué no cubre

- El desgaste normal del traje, de las cremalleras y de las cinchas de sujeción.
- Roturas, cortes, perforaciones o quemaduras del material textil producidas durante el uso.
- Daños derivados de una tensión de red distinta de la indicada en la placa de características o de instalaciones sin toma de tierra.
- Daños por golpes, caídas, transporte inadecuado o almacenamiento en ambientes húmedos.
- Daños por líquidos, cosméticos o desinfectantes vertidos sobre la unidad o introducidos en el traje.
- Averías provocadas por manipulación, desmontaje o reparación efectuada por personal no autorizado.

- Utilización del equipo con accesorios o recambios que no sean originales.
- Uso no profesional, uso contrario a este manual o incumplimiento de las contraindicaciones y de las pautas de tiempo y presión.
- Trabajos de limpieza y mantenimiento periódico descritos en la sección 13.
- Daños estéticos que no afecten al funcionamiento del equipo.

ATENCIÓN

La apertura de la carcasa, la sustitución de componentes internos o cualquier intervención realizada por personal no autorizado anulan la garantía de forma inmediata. La sustitución del fusible y las tareas de limpieza descritas en la sección 13 son las únicas operaciones que corresponden al usuario.

16.4 Cómo tramitar una incidencia

- 1 Detenga el equipo, desconéctelo de la red y no siga utilizándolo.
- 2 Revise antes la sección 14: buena parte de las incidencias se resuelven comprobando el acople de los conectores, la activación de la zona en pantalla o el tiempo de inflado del canal.
- 3 Reúna el número de serie de la placa de características y la fecha y el número de la factura de compra.
- 4 Describa el fallo con el mayor detalle posible: modo de trabajo, nivel de presión, momento en que aparece y comportamiento observado.
- 5 Adjunte fotografías o un vídeo breve del problema y de la placa de características.
- 6 Contacte con el servicio técnico del distribuidor por teléfono, correo electrónico o WhatsApp.
- 7 Conserve el embalaje original o uno equivalente: es imprescindible para un transporte seguro si la unidad debe recogerse.
- 8 No envíe el equipo sin haber acordado previamente la recogida con el servicio técnico.

16.5 Servicios del distribuidor

Sunmarket Wellness mantiene servicio técnico propio con recambios originales y acompaña al centro durante toda la vida útil del equipo:

- Asistencia telefónica y por WhatsApp para resolver dudas de manejo y de montaje del traje.
- Formación sobre el manejo del equipo, por teléfono o en las instalaciones del distribuidor, bajo solicitud.
- Asesoramiento para la puesta en marcha del equipo en el centro.
- Recambios originales de traje, tubos y conectores.
- Actualizaciones de esta documentación.

16.6 Datos de su equipo

Anote aquí los datos de su equipo nada más recibirlo. La placa de características se encuentra en la unidad principal, y el número de serie es el primer dato que solicita el servicio técnico.

Número de serie	
Fecha de compra	
Número de factura	
Distribuidor	
Contacto del servicio técnico	

17 FIN DE VIDA ÚTIL Y RECICLAJE

Al final de su vida útil, el equipo y sus accesorios deben retirarse de forma separada del resto de residuos.

17.1 Unidad principal

- No deposite la unidad en el contenedor de residuos domésticos ni en el de residuos comerciales generales.
- Entréguela en un punto autorizado de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, o al distribuidor al adquirir un equipo equivalente.
- Desconecte y retire el cable de alimentación antes de la entrega.
- La recogida separada permite recuperar los materiales aprovechables y evita que los componentes electrónicos acaben en el flujo general de residuos.

17.2 Traje, embalaje y accesorios

- Separe el cartón del embalaje y deposítelo en el contenedor de papel y cartón.
- Deposite los plásticos de protección en el contenedor que corresponda.
- El traje, los tubos y los conectores fuera de uso se gestionan como residuo no reciclable, salvo indicación distinta de la normativa local.
- El material higiénico desechable se retira con los residuos generales del centro, según su protocolo interno.

NOTA

Consulte siempre las normas de recogida vigentes en su municipio: la clasificación y los puntos de entrega pueden variar.

A ANEXO A · FICHA DE VALORACIÓN PREVIA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO

Este anexo reúne en un único documento imprimible la valoración previa de la persona usuaria y su consentimiento informado para las sesiones de presoterapia estética. Cumplimente y firme un ejemplar antes de la primera sesión y revise el cuestionario en cada nueva visita.

NOTA

Modelo orientativo. Adáptelo a los datos y a los procedimientos de su centro y revíselo con su asesoría jurídica antes de utilizarlo: Sunmarket Wellness no presta asesoramiento legal y la responsabilidad sobre el documento finalmente empleado corresponde al centro.

DATOS DEL CENTRO Y DE LA PERSONA USUARIA

Centro _____ Profesional _____

Nombre y apellidos _____

Documento de identidad _____ Fecha de nacimiento _____

Teléfono _____ Correo electrónico _____

CUESTIONARIO DE SALUD

Marque la casilla que corresponda. La información facilitada se destina únicamente a valorar la idoneidad de la sesión estética.

BLOQUE A · SITUACIONES QUE IMPIDEN LA SESIÓN	SÍ	NO
Embarazo o sospecha de embarazo	☐	☐
Trombosis venosa profunda, tromboflebitis o flebotrombosis recientes	☐	☐
Marcapasos, desfibrilador u otro dispositivo electrónico implantado	☐	☐
Epilepsia	☐	☐
Insuficiencia cardíaca	☐	☐
Insuficiencia respiratoria o renal importante	☐	☐
Proceso oncológico activo	☐	☐
Fiebre, infección activa o inflamación aguda	☐	☐
Infección cutánea, herida abierta, quemadura o dermatitis en la zona de trabajo	☐	☐
Linfangitis	☐	☐

BLOQUE A · SITUACIONES QUE IMPIDEN LA SESIÓN	SÍ	NO
Varices importantes o tortuosas	☐	☐
Tensión arterial no controlada	☐	☐
Problema circulatorio no valorado por un profesional de la salud	☐	☐
Persona menor de 18 años	☐	☐

PELIGRO

Una sola respuesta afirmativa en el bloque A impide realizar la sesión. No aplique el tratamiento mientras la situación se mantenga y remita a la persona usuaria a su profesional sanitario.

BLOQUE B · SITUACIONES QUE EXIGEN VALORACIÓN INDIVIDUAL	SÍ	NO
Tratamiento médico en curso o proceso diagnóstico abierto	☐	☐
Diabetes con neuropatía o alteración de la sensibilidad	☐	☐
Alteración de la sensibilidad cutánea	☐	☐
Piel muy fina, hipersensible o fragilidad capilar importante	☐	☐
Cirugía reciente sin alta médica definitiva	☐	☐
Hernia abdominal o inguinal	☐	☐
Tensión arterial baja	☐	☐
Menstruación, si se prevé trabajo abdominal	☐	☐
Edad avanzada con patología circulatoria asociada	☐	☐
Tendencia a hematomas o a marcarse con facilidad	☐	☐

Una respuesta afirmativa en el bloque B no impide necesariamente la sesión, pero exige valoración individual, nivel de presión 1, tiempos reducidos, vigilancia continua y, cuando proceda, autorización médica previa por escrito.

CONFIGURACIÓN PREVISTA DE LA SESIÓN

- ☐ Zona 1 · piernas
- ☐ Zona 2 · muslos, caderas y glúteos
- ☐ Zonas 3 y 4 · abdomen y cintura
- ☐ Canales excluidos, si los hubiera:
- ☐ Modo de trabajo y nivel de presión previstos:

DECLARACIÓN Y CONSENTIMIENTO

La persona usuaria declara y acepta lo siguiente:

1. Ha sido informada de que el tratamiento tiene una finalidad exclusivamente estética y de bienestar, que no constituye un acto médico y que no sustituye ninguna valoración, diagnóstico ni tratamiento sanitario.
2. Se le ha explicado en qué consiste la presoterapia estética y cuál es la sensación normal durante la sesión: una compresión progresiva y rítmica de las bolsas de aire sobre las zonas cubiertas por el traje.
3. Ha sido informada de que pueden aparecer reacciones transitorias como enrojecimiento leve, marcas del textil o de las costuras del traje y sensación de ligereza o de cansancio al terminar.
4. Declara que la información facilitada en el cuestionario es veraz y completa y que no ha omitido ninguna circunstancia relevante para su seguridad.
5. Se compromete a comunicar cualquier cambio en su estado de salud, tratamiento o medicación antes de cada nueva sesión.
6. Se compromete a comunicar de inmediato al profesional cualquier dolor, molestia, sensación de presión excesiva o cualquier otra sensación desagradable durante la sesión.
7. Entiende que los resultados son variables, que dependen de factores individuales, del número de sesiones y de los hábitos personales, y que no se le ha garantizado ningún resultado concreto ni ninguna reducción de medidas.
8. Ha tenido oportunidad de formular preguntas y ha recibido respuesta a todas ellas antes de firmar.
9. Consiente libremente la aplicación del tratamiento y sabe que puede revocar el consentimiento en cualquier momento, sin necesidad de justificarlo y sin que ello afecte a su relación con el centro.
10. En caso de duda sobre su estado de salud, se compromete a aportar autorización médica previa por escrito antes de recibir la sesión.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento de los datos: el centro indicado en el encabezado. Finalidad: gestionar la prestación del servicio estético, valorar la idoneidad de las sesiones y mantener el historial de tratamientos. Base jurídica: el consentimiento de la persona usuaria y la ejecución de la relación de servicio. Conservación: durante la relación con el centro y, después, durante los plazos legalmente exigibles. Destinatarios: no se ceden datos a terceros salvo obligación legal. Derechos: acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, dirigiéndose por escrito al centro; asimismo puede presentar una reclamación ante la autoridad de control competente.

Firma de la persona usuaria

Firma del profesional

Fecha

Registre cada sesión al terminarla. El histórico permite ajustar los parámetros de la visita siguiente, acredita el seguimiento realizado y documenta cualquier incidencia.

Centro

Profesional

[illegible]

Conserve este registro junto a la ficha de valoración previa de cada persona usuaria y actualícelo en cada visita.

C ANEXO C · GUÍA RÁPIDA DE CABINA

Resumen operativo para tener junto al equipo. No sustituye a la lectura completa del manual.

Antes de empezar	Ficha de valoración previa firmada y revisada · bolsas higiénicas y pantalón desechable para cada persona
Montaje	Dos conectores redondos acoplados con la guía de posición y la tuerca fijada
Arranque	Cable a toma con tierra · interruptor trasero · botón de encendido · pantalla de trabajo
Zonas	Accesos directos 1, 2 y 3+4 · las zonas 3 y 4 se activan siempre a la vez
Canales	Numeración 1 a 12 en pantalla · 9=13, 10=14, 11=15 y 12=16 · un canal en 00 queda cerrado
Modos	A combinado · B canal a canal · C por parejas · D acumulación y arrastre · E acumulación total · F y G doble recorrido · H todo a la vez
Presión	Nivel 1: 75 mmHg · nivel 2: 150 mmHg · nivel 3: 225 mmHg · empezar siempre por el 1
Tiempos	Sesión de 10 a 60 minutos · inflado por canal de 0 a 18 segundos en pasos de 3 · valor predeterminado 10 segundos
Cambio de modo	Pausar el ciclo antes de seleccionar otro modo
Durante la sesión	Comunicación constante · nunca sin supervisión · detener ante cualquier molestia
Sesión completa	30 a 45 minutos habituales · 2 o 3 sesiones por semana en días alternos
Al terminar	Detener el ciclo · esperar al vaciado completo · abrir el traje · limpiar y desinfectar
Fusible	Junto a la toma de corriente trasera · sustituir solo por otro de las mismas características y con el equipo desenchufado

PELIGRO

Ante olor a quemado, ruidos anómalos, humedad en el equipo o daños visibles: detenga el ciclo, desconecte el equipo de la red y contacte con el servicio técnico. No abra la carcasa.

D ÍNDICE DE FIGURAS

01	Unidad principal PRESOFIT PRO con la pantalla táctil de 8 pulgadas.	12
02	Vista lateral de la unidad: carcasa de sobremesa con pies antideslizantes.	12
03	Pantalla de trabajo con las zonas de control numeradas del 1 al 6.	13
04	Panel trasero: conectores de aire, interruptor general y toma de corriente.	14
05	Traje corporal con sus elementos numerados del 1 al 7.	14
06	Traje corporal extendido, con la cincha de sujeción de la zona de cintura.	15
07	Traje corporal y funda textil de protección.	16
08	Haz de tubos y conectores redondos del traje.	16
09	Acople de los conectores redondos del traje a las tomas de la unidad.	17
10	Guía de posición: orificio del conector y pasador de la toma.	18
11	Fijación del conector girando la tuerca redonda.	18
12	Tiras de cremallera laterales: tres posiciones de ajuste del ancho.	19
13	Apertura de la cremallera central para ampliar la parte superior del traje.	19
14	Detalle de la cremallera central superior abierta.	19
15	Interior del traje y solapa de ajuste de la zona superior.	20
16	Numeración de los canales del traje, del 1 al 16, con los pares de la zona superior.	22
17	Ajuste del tiempo de inflado de cada canal. Los canales con 00 quedan cerrados.	25
18	Traje colocado sobre la camilla, listo para recibir al cliente.	26
19	PRESOFIT PRO instalado en cabina, con la unidad sobre encimera y el traje sobre la camilla.	29

PresoFit **Pro**

PRESOFIT PRO · IDMRTSE8

Equipo profesional de presoterapia para estética y bienestar. Uso exclusivo por personal formado.

D I S T R I B U I D O R

Sunmarket Wellness S.L.U.

www.sunmarket.es · 961 040 660 · info@sunmarket.es

© Sunmarket Wellness. Todos los derechos reservados.