

PRESOFIT PRO

Apparecchiatura professionale di pressoterapia con tuta corporea regolabile: 16 canali, 32 camere d'aria e 8 programmi di lavoro — Modello certificato IDMRTSE8



Pressoterapia sequenziale

16 canali di lavoro e 32 camere d'aria con sovrapposizione parziale tra camere contigue

8 programmi automatici

Modalità dalla A alla H, con sequenze di gonfiaggio e sgonfiaggio diverse

Pressione regolabile

Tre livelli di lavoro, da 75 a 225 mmHg, e sedute fino a 60 minuti

Tuta corporea regolabile

Gambe, glutei, fianchi, addome e vita, con sistema a 3 taglie

Indice

PRESOFIT PRO · Manuale di istruzioni

01	Informazioni generali	03
02	Principi di funzionamento	05
03	Applicazioni estetiche	07
04	Controindicazioni	08
05	Norme di sicurezza	10
06	Descrizione dell'apparecchiatura	12
07	Installazione e collegamento	17
08	Funzionamento	21
09	Protocollo di trattamento	26
10	Posizionamento della tuta sul cliente	28
11	Le sedute	30
12	Precauzioni durante il trattamento	31
13	Pulizia e manutenzione	32
14	Risoluzione dei problemi	33
15	Specifiche tecniche e conformità	35
16	Garanzia e assistenza tecnica	38
17	Fine vita e riciclaggio	41
A	Scheda di valutazione preventiva e consenso informato	42
B	Registro delle sedute	45
C	Guida rapida di cabina	46
D	Indice delle figure	47

01 INFORMAZIONI GENERALI

PRESOFIT PRO è il nome commerciale esclusivo di Sunmarket Wellness per l'apparecchiatura professionale di pressoterapia con riferimento ID MRTSE8. Si tratta di un sistema di compressione pneumatica sequenziale composto da un'unità di comando con schermo touch e da una tuta corporea regolabile che copre gambe, glutei, fianchi, addome e vita. L'apparecchiatura lavora con 16 canali e 32 camere d'aria, integra 8 programmi automatici e permette di regolare la pressione di lavoro su tre livelli, tra 75 e 225 mmHg.

1.1 Descrizione dell'apparecchiatura

L'insieme è composto da un'unità principale da tavolo e da una tuta corporea collegata a essa mediante due fasci di tubi multivia. L'unità gestisce il riempimento e lo svuotamento delle camere d'aria della tuta secondo il programma, la pressione e i tempi impostati dal professionista sullo schermo:

- **Unità di comando:** corpo da tavolo con schermo touch a colori da 8 pollici, compressore integrato, due connettori d'aria circolari, interruttore generale e presa di corrente sul pannello posteriore.
- **Tuta corporea:** capo integrale in un solo pezzo con 32 camere d'aria distribuite su 16 canali di lavoro, regolabile a 3 taglie mediante cerniere laterali e cerniera centrale superiore.
- **Programmazione:** 8 modalità automatiche identificate dalla A alla H, tre livelli di pressione, tempo di seduta regolabile e regolazione indipendente del tempo di gonfiaggio di ciascun canale.
- **Comando per zone:** tre accessi diretti che attivano o disattivano gruppi di canali, oltre alla chiusura individuale di qualsiasi canale.

1.2 Uso previsto e utilizzatori

L'apparecchiatura è destinata all'uso professionale in cabina, in centri estetici, spa e centri benessere. Deve essere utilizzata unicamente da personale con formazione tecnica specifica e dopo la lettura integrale di questo manuale. PRESOFIT PRO ha una finalità esclusivamente estetica e di benessere: non è un dispositivo medico e non è destinata alla prevenzione, alla diagnosi né al trattamento di alcuna patologia, né a intervenire su disturbi circolatori, linfedema o altre condizioni mediche.

NOTA

Questa apparecchiatura non sostituisce la valutazione di un professionista sanitario. In presenza di qualsiasi patologia, trattamento medico in corso o dubbio sull'idoneità della seduta, richiedere autorizzazione medica scritta preventiva prima di applicare il trattamento. Sunmarket Wellness non risponde dell'uso dell'apparecchiatura da parte di persone prive della qualifica adeguata.

1.3 Identificazione del prodotto

Indicare sempre questi dati quando si richiedono ricambi, assistenza tecnica o documentazione di conformità:

Nome commerciale

PRESOFIT PRO · nome commerciale esclusivo di Sunmarket Wellness

Riferimento	IDMRTSE8
Modello certificato	IDMRTSE8 PRESOTERAPIA LYMPHO-PRESS · 8432729114645
Categoria	Macchine di pressoterapia professionale · apparecchiature per estetica
Fabbricante e importatore	PostQuam Cosmetic S.L. · Ctra. Burgos-Portugal km 115, 47270 Cigales (Valladolid), Spagna
Origine	Progettato in Italia · Fabbricato in Cina
Distributore	Sunmarket Wellness S.L.U. · Valencia, Spagna · www.sunmarket.es

1.4 Simboli utilizzati in questo manuale

Nel documento sono utilizzati tre livelli di avviso. Rispettarli sempre:

SIMBOLO	SIGNIFICATO
PERICOLO	Rischio per la sicurezza delle persone o di danno grave all'apparecchiatura. Il mancato rispetto può provocare lesioni.
ATTENZIONE	Situazione che può compromettere il risultato del trattamento o la vita utile dell'apparecchiatura.
NOTA	Informazione complementare o raccomandazione di buone pratiche.

02 PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

2.1 La pressoterapia estetica

La pressoterapia è una tecnica di estetica professionale basata sulla compressione pneumatica controllata. La tuta avvolge il corpo e l'unità regola il gonfiaggio e lo sgonfiaggio delle sue camere d'aria secondo cicli programmati, in modo che la pressione percorra la zona trattata in modo ordinato.

Il risultato è un massaggio meccanico ritmico e ripetibile, la cui intensità, percorso e ritmo si regolano dallo schermo. In cabina viene impiegata come tecnologia di comfort corporeo e come supporto dei protocolli estetici di modellamento della silhouette, di miglioramento visivo dell'aspetto della pelle e di sensazione di riposo alle gambe.

2.2 Compressione sequenziale per canali

La tuta distribuisce 32 camere d'aria su 16 canali di lavoro, 16 camere per ciascun lato del corpo. Ogni canale si riempie e si svuota in modo indipendente, e il programma selezionato determina l'ordine: canale per canale in sequenza ascendente, a coppie concatenate, accumulando canali successivi, in due percorsi simultanei o su tutta la tuta contemporaneamente.

Questa architettura permette al professionista di modulare la sensazione della seduta senza cambiare accessorio: la stessa tuta può offrire un massaggio delicato e progressivo oppure una compressione avvolgente e più marcata, soltanto con la modalità, la pressione e i tempi di gonfiaggio.

2.3 Sovrapposizione tra camere adiacenti

Ogni camera d'aria si sovrappone parzialmente alla camera contigua. Questa sovrapposizione evita le zone senza pressione tra canali consecutivi e rende continua, anziché a gradini, la transizione da una camera alla successiva. Durante la seduta la percezione è quella di una compressione progressiva e omogenea, meglio adattata al contorno corporeo.

NOTA

La sovrapposizione tra camere è una caratteristica costruttiva della tuta e non richiede alcuna regolazione da parte del professionista.

2.4 Effetti in cabina

- **Modellamento della silhouette:** la compressione sequenziale si integra come complemento nei protocolli corporei di modellamento e di riduzione del contorno, in un'ottica estetica.
- **Aspetto della pelle:** supporto nei trattamenti orientati a migliorare visivamente l'aspetto della cellulite e della pelle a buccia d'arancia.
- **Sensazione di leggerezza:** aiuta a ridurre la sensazione di pesantezza alle gambe, in un'ottica di benessere estetico.
- **Comfort e riposo:** il massaggio ritmico offre un'esperienza di rilassamento corporeo, in particolare con le modalità ad alta frequenza e con la modalità di compressione globale.

- **Sinergia con la cosmetica di cabina:** la seduta può essere abbinata a cosmetica drenante o riducente e a bendaggi freddi all'interno del protocollo, sempre nell'ambito di un trattamento estetico.

03 APPLICAZIONI ESTETICHE

PRESOFIT PRO è stata progettata per l'utilizzo in cabina con una finalità esclusivamente estetica e di benessere. Le sue applicazioni abituali sono:

- Protocolli corporei estetici di benessere e comfort
- Complemento nei programmi di modellamento della silhouette
- Supporto nei trattamenti per migliorare visivamente l'aspetto della cellulite
- Lavoro estetico sulla sensazione di ritenzione idrica, in una prospettiva cosmetica
- Sensazione di gambe stanche e pesanti a fine giornata
- Sedute di riposo corporeo dopo sforzo fisico o giornate prolungate
- Preparazione e chiusura di altri trattamenti corporei di cabina
- Complemento di protocolli con cosmetica drenante o riducente

3.1 Zone di lavoro della tuta

- Gambe
- Glutei
- Fianchi
- Addome
- Vita
- Lavoro corporeo inferiore completo con tuta integrale

NOTA

La tuta non include braccia e l'apparecchiatura non ammette ampliamento con moduli per le braccia. Tutte le applicazioni descritte si riferiscono alla parte inferiore del corpo e alla zona addominale e della vita.

PERICOLO

La pressoterapia di questa apparecchiatura deve essere descritta e utilizzata unicamente in un'ottica estetica. Non è destinata al trattamento di patologie, malattie circolatorie, linfedema o altre condizioni mediche, né deve essere presentata come tale al cliente, né in cabina né in alcun materiale di comunicazione del centro.

04 CONTROINDICAZIONI

PERICOLO

Non applicare il trattamento a nessuna persona rientrante nei casi seguenti. Al minimo dubbio, richiedere referto o autorizzazione medica scritta prima della prima seduta.

4.1 Controindicazioni assolute

- Gravidanza o sospetta gravidanza
- Trombosi venosa profonda, tromboflebite o flebotrombosi recenti
- Processi infettivi attivi
- Infezioni cutanee, ferite aperte, ustioni o dermatite nella zona di lavoro
- Insufficienza cardiaca
- Portatori di pacemaker, defibrillatore o altro dispositivo elettronico impiantato
- Epilessia
- Processi oncologici attivi, salvo indicazione medica espressa
- Infiammazioni acute e stati febbrili
- Varici importanti o tortuose
- Linfangite
- Insufficienza respiratoria o renale importante
- Disturbi della pressione arteriosa non controllati
- Qualsiasi problema circolatorio non valutato preventivamente da un professionista sanitario

4.2 Controindicazioni relative

Richiedono valutazione individuale e, ove opportuno, autorizzazione medica preventiva. Lavorare con il livello di pressione più basso, tempi brevi e sorveglianza continua:

- Persone sotto trattamento medico o in fase di diagnosi
- Diabete con neuropatia o alterazioni della sensibilità
- Alterazioni della sensibilità cutanea
- Ernie addominali o inguinali: evitare il lavoro addominale
- Mestruazioni, se il lavoro addominale provoca fastidio
- Postoperatori senza dimissione medica definitiva
- Fragilità capillare importante o tendenza agli ematomi
- Pressione arteriosa bassa
- Età avanzata con patologia circolatoria associata
- Persone di età inferiore ai 18 anni

4.3 Zone e situazioni da escludere

- Non lavorare su aree con infezione attiva, lesione cutanea o infiammazione recente: disattivare i canali corrispondenti o sospendere la seduta.
- Non applicare pressione addominale in caso di ernia o di chirurgia addominale recente: chiudere le zone 3 e 4.

- Non utilizzare la tuta su protesi esterne, bendaggi rigidi o dispositivi che possano essere compressi contro la pelle.
- Sospendere immediatamente la seduta in caso di dolore, formicolio persistente, capogiro o qualsiasi sensazione sgradevole.

4.4 Valutazione preventiva

Prima della prima seduta, effettuare l'anamnesi del cliente e documentarla. L'allegato A di questo manuale include una scheda di valutazione preventiva e consenso informato pronta da stampare. Rivedere il questionario a ogni nuova visita, perché lo stato di salute, i farmaci e le circostanze personali possono essere cambiati.

- Registrare le risposte del cliente e la sua firma prima della prima seduta.
- Ripassare i punti di rischio a ogni visita successiva, anche solo verbalmente.
- Conservare l'autorizzazione medica scritta quando il caso lo richieda.
- Annotare nel registro delle sedute dell'allegato B i parametri applicati e gli eventi osservati.

05 NORME DI SICUREZZA

5.1 Sicurezza elettrica

- Collegare l'apparecchiatura unicamente a una presa con messa a terra e con tensione corrispondente a quella indicata sulla targa dati (220 – 230 V, 50/60 Hz).
- Non smontare l'apparecchiatura né eseguire operazioni non descritte in questo manuale. Tutte le riparazioni competono all'assistenza tecnica autorizzata.
- Non utilizzare l'apparecchiatura vicino all'acqua né con le mani bagnate. Non far cadere liquidi sull'unità né al suo interno.
- Non modificare né giuntare i cavi. Non collocare l'apparecchiatura dove il cavo di alimentazione possa essere calpestato o rimanere incastrato.
- Non introdurre alcun oggetto all'interno dell'unità e non ostruire le griglie di ventilazione.
- Collocare l'apparecchiatura su una superficie stabile, asciutta e in piano, dove non possa ribaltarsi né cadere.
- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa al termine della giornata.

PERICOLO

Rimuovere immediatamente la spina dalla presa elettrica se si verifica una di queste situazioni:

- L'apparecchiatura si è bagnata o è entrato liquido al suo interno.
- L'apparecchiatura emana odore di bruciato o produce un rumore anomalo.
- Il cavo di alimentazione è rotto o deteriorato.
- Il corpo presenta rotture o danni visibili.

5.2 Sicurezza durante l'uso

- Effettuare sempre la valutazione preventiva del cliente ed escludere tutte le controindicazioni della sezione 4.
- Iniziare sempre dal livello di pressione 1 e aumentare solo se il cliente lo tollera con comodità. Il trattamento non deve mai risultare doloroso.
- Mantenere la comunicazione con il cliente per tutta la seduta e verificarne periodicamente il comfort.
- Non lasciare il cliente senza sorveglianza mentre l'apparecchiatura è in funzione.
- Assicurarsi che il cliente possa richiamare l'attenzione in qualsiasi momento e che la tuta possa essere aperta rapidamente.
- Rimuovere anelli, orologi, bracciali e oggetti rigidi dalle zone coperte dalla tuta.
- Non far funzionare la tuta a vuoto per periodi prolungati.
- Interrompere la seduta in caso di qualsiasi fastidio, dolore, capogiro o sensazione di pressione eccessiva.

5.3 Igiene

- Utilizzare sacche igieniche per gambe in ogni seduta e con ogni cliente.
- Impiegare pantaloni monouso in cellulosa o capo equivalente sotto la tuta.
- Aprire la parte tessile della tuta per pulirla e disinfettarla dopo ogni utilizzo.
- Sostituire il materiale monouso tra un cliente e l'altro, senza eccezioni.

5.4 Uso della tuta

- Non forzare le cerniere né chiudere la tuta su un cliente la cui taglia non corrisponda alla regolazione selezionata.
- Non tirare bruscamente i tubi né piegarli eccessivamente: sono il punto più delicato dell'insieme.
- Non collocare oggetti appuntiti, fibbie metalliche né cosmetici in contenitori rigidi all'interno della tuta.
- Non applicare cosmetici direttamente sul tessuto: utilizzare sempre un capo o una sacca intermedia.
- Verificare prima di ogni seduta che nessuna camera presenti tagli, forature né cuciture aperte.

06 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA

6.1 Unità principale

L'unità principale ospita il compressore e l'elettronica di comando. Sulla faccia superiore si trova lo schermo touch a colori da 8 pollici, dal quale si effettua tutta la programmazione, e sul frontale inferiore il pulsante luminoso di accensione. Il formato da tavolo permette di collocarla accanto al lettino, su un piano di lavoro o su un carrello ausiliario.



FIGURA 01 Unità principale PRESOFIT PRO con lo schermo touch da 8 pollici.



FIGURA 02 Vista laterale dell'unità: corpo da tavolo con piedini antiscivolo.

6.2 Schermata di lavoro

La schermata di lavoro riunisce in un'unica vista tutti i parametri della seduta. La sagoma centrale rappresenta la tuta e i suoi canali; ai lati compaiono i tempi di gonfiaggio di ciascun canale, raggruppati per zone; e a destra i selettori di zona, modalità, pressione e tempo.



FIGURA 03 Schermata di lavoro con le zone di comando numerate da 1 a 6.

- ① Selezione dell'area di trattamento: accessi diretti di zona 1, 2 e 3+4
- ② Selezione della modalità di lavoro, dalla A alla H
- ③ Selezione della forza di pressione: livelli 1, 2 e 3
- ④ Regolazione del tempo di seduta, con i segni meno e più
- ⑤ Avvio, pausa e arresto, con indicazione visiva dello stato
- ⑥ Tempo di gonfiaggio di ciascun canale, raggruppato per zone

6.3 Pannello posteriore

Sul pannello posteriore si trovano i due connettori circolari multivia ai quali si collega la tuta, l'interruttore generale con portafusibili e la presa di corrente.




FIGURA 04 Pannello posteriore: connettori d'aria, interruttore generale e presa di corrente.

- Ⓐ Connettori circolari multivia per i tubi della tuta
- Ⓒ Presa di corrente e cavo di alimentazione
- Ⓑ Interruttore generale di accensione e portafusibili

6.4 Tuta corporea

La tuta è un capo integrale in un solo pezzo che copre gambe, glutei, fianchi, addome e vita. Integra 32 camere d'aria distribuite su 16 canali, cerniere laterali di taglia, una cerniera centrale per ampliare la parte superiore e strisce tessili che coprono tubi e connettori.



FIGURA 05 Tuta corporea con i suoi elementi numerati da 1 a 7.

- ① Cerniera laterale sinistra di regolazione della larghezza
- Cerniera centrale di regolazione della parte superiore
- ② Cerniera laterale destra di regolazione della larghezza
- ④ Striscia di tessuto che copre i tubi del lato sinistro
- ③
- ⑤ Striscia di tessuto che copre i tubi del lato destro
- ⑥ Fascio di tubi d'aria

- ⑦ Connettori circolari di collegamento all'unità



FIGURA 06 Tuta corporea distesa, con la cinghia di fissaggio della zona della vita.

Misure della tuta

Lunghezza totale approssimativa	140 cm
Zona superiore lunga	circa 60 cm
Zona superiore corta	45 cm
Pannello centrale, larghezza	33 cm
Pannello centrale, altezza	31,5 / 58 cm
Zona inferiore lunga	58,5 cm
Zona del piede, lunghezza	40 cm
Zona del piede, larghezza	30 cm
Zona del piede, altezza	26 cm
Sistema di taglie	3 taglie mediante cerniere laterali e regolazione centrale superiore

Misure indicative fornite dal fabbricante. Possono presentare lievi variazioni tra unità trattandosi di un capo tessile confezionato.

6.5 Contenuto della fornitura

- 1 unità principale PRESOFIT PRO con schermo touch
- 1 tuta corporea regolabile in un solo pezzo
- Set di tubi d'aria
- 2 connettori circolari multivia
- 1 cavo di alimentazione
- 1 manuale di istruzioni



FIGURA 07 Tuta corporea e custodia tessile di protezione.



FIGURA 08 Fascio di tubi e connettori circolari della tuta.

07 INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO

7.1 Collocazione dell'apparecchiatura

- Collocare l'unità su una superficie stabile, asciutta e in piano, vicino al lettino e a una presa con messa a terra.
- Lasciare spazio libero attorno al corpo per la ventilazione del compressore.
- Disporre i tubi senza tensioni, senza pieghe strette e fuori dalle zone di passaggio.
- Evitare ambienti umidi, la vicinanza di fonti d'acqua e l'esposizione diretta al sole.
- Lavorare in una sala con temperatura ambiente confortevole e ventilazione adeguata.

7.2 Collegamento dei tubi all'unità

La tuta viene fornita con tutti i tubi già collegati al capo, quindi in fase di avviamento è sufficiente collegare i due connettori circolari all'unità principale.

- 1 Posizionare il connettore circolare di fronte alla presa corrispondente del pannello posteriore.
- 2 Far coincidere il foro del connettore con il perno della presa: è la guida di posizione che assicura il corretto innesto.
- 3 Inserire il connettore seguendo tale guida, senza forzare.
- 4 Ruotare la ghiera circolare fino a fissare l'insieme. Non è necessario serrare fino in fondo per ottenere un collegamento corretto.
- 5 Ripetere l'operazione con il secondo connettore.




FIGURA 09 Innesto dei connettori circolari della tuta nelle prese dell'unità.




FIGURA 10 Guida di posizione: foro del connettore e perno della presa.



FIGURA 11 Fissaggio del connettore ruotando la ghiera circolare.

ATTENZIONE

Un connettore mal innestato o una ghiera non serrata provocano perdite d'aria, riempimento disomogeneo dei canali e una seduta senza la pressione programmata. Verificare l'innesto di entrambi i connettori prima di ogni seduta.

7.3 Regolazione della tuta alla taglia

La tuta ammette tre taglie. La regolazione della larghezza si effettua con le strisce di cerniera laterali, che comprendono tre pezzi per lato; se la parte superiore necessita di maggiore agio, la cerniera centrale può essere aperta a metà o completamente.




FIGURA 12 Strisce di cerniera laterali: tre posizioni di regolazione della larghezza.



FIGURA 13 Apertura della cerniera centrale per ampliare la parte superiore della tuta.



FIGURA 14 Dettaglio della cerniera centrale superiore aperta.



FIGURA 15 Interno della tuta e patta di regolazione della zona superiore.

- Selezionare la posizione di cerniera laterale corrispondente al contorno del cliente, la stessa su entrambi i lati.
- Se la regolazione laterale non basta per la parte superiore del corpo, aprire la cerniera centrale a metà o completamente.
- Verificare che la tuta risulti aderente ma senza comprimere prima di avviare il riempimento: deve essere possibile inserire la mano piatta tra il capo e il corpo.
- Le strisce tessili coprono tubi e connettori per una finitura più pulita durante la seduta e non richiedono manipolazione, salvo per collegare o rimuovere i tubi.

7.4 Conservazione della tuta

- Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per un lungo periodo, è possibile rimuovere il sistema di tubi e piegare la tuta in due parti per risparmiare spazio.
- Conservare il capo asciutto, senza pieghe forzate e protetto da polvere e calore.
- Non riporre la tuta compressa sotto altri oggetti né su superfici con spigoli.
- Conservare l'imballo originale: è il supporto migliore per un trasporto sicuro.

08 FUNZIONAMENTO

8.1 Messa in funzione

- 1 Collegare il cavo di alimentazione a una presa di rete con messa a terra.
- 2 Verificare che i due connettori della tuta siano correttamente innestati e fissati.
- 3 Azionare l'interruttore generale posto sul pannello posteriore.
- 4 Premere il pulsante di accensione sul frontale dell'unità.
- 5 Attendere il termine della schermata di benvenuto e accedere alla schermata di lavoro.

8.2 Schermata di benvenuto e lingua

Dopo l'accensione compare la schermata di benvenuto con una barra di avanzamento. La freccia sinistra dà quindi accesso alla selezione della lingua e la freccia destra entra direttamente nella schermata di lavoro. Il menu delle lingue offre spagnolo, inglese, tedesco, francese, italiano, portoghese e polacco. La lingua selezionata viene mantenuta per le sedute successive.

8.3 Selezione delle zone di lavoro

La schermata integra tre accessi diretti che corrispondono alle quattro zone in cui è divisa la tuta e che permettono di attivare o disattivare più canali contemporaneamente. Le zone 3 e 4 sono governate insieme da un unico accesso. La configurazione predefinita ha tutte le zone attivate.

ACCESSO DIRETTO	ZONA DELLA TUTA	USO ABITUALE
1	Zona inferiore: gambe	Lavoro concentrato sulle gambe, lasciando il resto della tuta senza riempimento
2	Zona intermedia: cosce, fianchi e glutei	Protocolli di modellamento della parte inferiore del corpo
3+4	Zona superiore: addome e vita, lato sinistro e destro	Si attivano e disattivano sempre insieme

8.4 Numerazione dei canali

Per spiegare l'ordine di gonfiaggio, i canali sono numerati da 1 a 16 dalla parte inferiore a quella superiore del corpo. I canali della zona superiore lavorano accoppiati: il canale 9 agisce insieme al 13, il 10 al 14, l'11 al 15 e il 12 al 16. Per questo motivo, nella programmazione si utilizzano solo le posizioni da 1 a 12, e qualsiasi regolazione effettuata sul canale 9 si applica automaticamente al canale 13.




FIGURA 16 Numerazione dei canali della tuta, da 1 a 16, con le coppie della zona superiore.

NOTA

Le descrizioni delle modalità di lavoro della sezione 8.5 impiegano questa numerazione da 1 a 12. Tenerla presente nell'interpretare le sequenze di gonfiaggio.

8.5 Programmi di lavoro

L'apparecchiatura integra 8 modalità automatiche identificate dalla A alla H. Ogni modalità definisce una sequenza diversa di gonfiaggio e sgonfiaggio dei canali. Per cambiare modalità è necessario mettere prima in pausa il funzionamento. La scelta dipende dal tipo di sensazione di compressione ricercata, dalla tolleranza del cliente e dall'obiettivo estetico della seduta.

Modalità A · combinata di uso quotidiano — percorre le modalità da B a H in cicli successivi, dedicando alcuni minuti a ciascuno schema. È l'opzione globale e versatile, adatta a protocolli generali di mantenimento estetico, alle prime sedute e ai clienti che preferiscono un'esperienza variata. Il tempo di gonfiaggio dei canali non può essere regolato mentre questa modalità è in funzione.

Modalità B · peristaltica delicata — gonfia da 1 a 12, canale per canale, in sequenza ascendente dalla parte inferiore a quella superiore, e ripete il ciclo. Offre un massaggio progressivo e ordinato, senza forte accumulo

di pressione. Si adatta bene alle sedute di mantenimento, al lavoro regolare e ai clienti che preferiscono una compressione moderata.

Modalità C · compressione concatenata — gonfia 1, poi 1+2, quindi 2+3, 3+4 e così via fino a 11+12. La pressione si sposta a coppie di canali e genera una sensazione di spinta scorrevole, con una percezione chiara di avanzamento ascendente. È un'opzione di lavoro estetico continuo su gambe, glutei e addome.

Modalità D · accumulo e trascinamento — gonfia 1, poi 1+2, quindi 1+2+3 e 1+2+3+4; da lì sposta il blocco di quattro canali, 2+3+4+5, 3+4+5+6, 4+5+6+7, fino a 9+10+11+12, e ripete. Combina accumulo e trascinamento, rafforzando così la sensazione di compressione progressiva su ampie zone della tuta mantenendo una progressione ordinata.

Modalità E · pressione progressiva ascendente — gonfia 1, poi 1+2, quindi 1+2+3, e continua ad accumulare canali fino a completare da 1 a 12 con tutta la tuta in carico. È lo schema di compressione avvolgente più intenso e quello con la percezione cumulativa più marcata sulla parte inferiore del corpo e sulla zona addominale.

Modalità F · doppio percorso simultaneo — lavora due sequenze contemporaneamente: una linea 1+9, 2+10, 3+11, 4+12 e un'altra 5+9, 6+10, 7+11, 8+12. Ripartisce il lavoro su due percorsi paralleli e produce un massaggio ad alta frequenza orientato al rilassamento corporeo generale. Viene impiegata di solito nelle sedute di comfort e dopo l'attività sportiva.

Modalità G · doppio percorso a ritmo elevato — segue lo stesso schema di due percorsi simultanei della modalità F, con ritmo elevato. Il fabbricante la presenta come programma dinamico per sedute di riposo corporeo e per un lavoro globale meno focalizzato.

Modalità H · compressione globale — gonfia tutta la tuta contemporaneamente, la sgonfia in blocco e ripete il ciclo. È la modalità più uniforme e diretta, con una percezione molto chiara di pressione congiunta su gambe, glutei, fianchi e addome. Si impiega abitualmente a fine seduta, dopo altre modalità, per chiudere il protocollo con una compressione avvolgente.

NOTA

Le sequenze descritte corrispondono al manuale del fabbricante del modello IDMRTSE8. Se in futuro il fabbricante aggiornerà il firmware dello schermo, la corrispondenza tra lettera e schema potrebbe variare: confrontare sempre la sequenza osservata in cabina con questa tabella e comunicare al distributore qualsiasi differenza.

8.6 Pressione di lavoro

La forza di pressione si seleziona sullo schermo con tre livelli. Il livello 1 è la regolazione normale di lavoro e il punto di partenza consigliato per qualsiasi nuovo cliente:

LIVELLO	PRESSIONE	EQUIVALENZA	IMPIEGO
1	75 mmHg : 10 kPa	0,1 bar	Livello di partenza e di lavoro abituale in cabina

LIVELLO	PRESSIONE	EQUIVALENZA	IMPIEGO
2	150 mmHg · 20 kPa	0,2 bar	Clienti che tollerano con comodità il livello 1 e chiedono maggiore intensità
3	225 mmHg · 30 kPa	0,3 bar	Intensità massima, solo con tolleranza espressa e sorveglianza continua

ATTENZIONE

Aumentare la pressione sempre gradualmente e solo con l'accordo del cliente. Una pressione superiore a quella tollerata non migliora il risultato estetico e può provocare fastidio, segni o ematomi, in particolare nelle persone con fragilità capillare.

8.7 Tempo di seduta

Il tempo di lavoro si regola sullo schermo con i segni meno e più, e il massimo programmabile è di 60 minuti. Il fabbricante indica un intervallo di lavoro da 10 a 60 minuti. Nella modalità A il tempo di gonfiaggio dei canali non può essere modificato durante il funzionamento. Esaurito il tempo programmato, l'apparecchiatura arresta il ciclo e le camere si svuotano.

8.8 Tempo di gonfiaggio per canale

Ogni canale può essere gonfiato per un tempo proprio, da 0 a 18 secondi. Il valore predefinito è di 10 secondi per canale e ogni pressione incrementa la regolazione di 3 secondi, percorrendo la sequenza 0, 3, 6, 9, 12, 15 e 18. I canali della parte superiore destra e sinistra del corpo sono comandati congiuntamente dai quattro pulsanti situati sul lato sinistro dello schermo.




FIGURA 17 Regolazione del tempo di gonfiaggio di ciascun canale. I canali con 00 restano chiusi.

- Un tempo di gonfiaggio più lungo produce una compressione più sostenuta in quel punto del percorso.
- Un tempo più breve accelera il passaggio della pressione attraverso quel canale e dà una sensazione più fluida.
- Se un canale viene impostato a **00**, tale canale resta chiuso e non si riempie durante la seduta.
- La chiusura individuale dei canali permette di escludere un punto specifico senza rinunciare al resto della tuta: è la regolazione che completa gli accessi diretti di zona.
- In alcune modalità il tempo di gonfiaggio non può essere modificato mentre il ciclo è in corso.

8.9 Avvio, pausa e fine seduta

- L'indicatore dello schermo mostra lo stato di funzionamento: in funzione, con il segnale lampeggiante e il timer che scala; in pausa, con il segnale fisso.
- Mettere il ciclo in pausa prima di cambiare modalità di lavoro.
- La pausa mantiene la configurazione della seduta, che può quindi essere ripresa senza riprogrammare.
- Al termine, arrestare il ciclo, attendere lo svuotamento completo delle camere e aprire la tuta con la seduta già ferma.
- Non aprire le cerniere con i canali in carico.

09 PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO

Sequenza di lavoro consigliata per una seduta completa di pressoterapia estetica in cabina:



FIGURA 18 Tuta disposta sul lettino, pronta ad accogliere il cliente.

- 1 Rivedere la scheda di valutazione preventiva del cliente e confermare che non sussistano controindicazioni.
- 2 Preparare il lettino e distendere la tuta aperta su di esso, con i tubi ordinati verso il lato dell'unità.
- 3 Fornire al cliente pantaloni monouso in cellulosa o capo equivalente e sacche igieniche per le gambe.
- 4 Se il protocollo lo prevede, applicare la cosmetica drenante o riducente ed effettuare il massaggio manuale preliminare prima di posizionare la tuta.
- 5 Regolare la tuta alla taglia del cliente con le cerniere laterali e, se necessario, con la cerniera centrale.
- 6 Verificare che il capo risulti uniforme, senza pieghe marcate e senza comprimere in alcun punto.
- 7 Selezionare sullo schermo le zone di lavoro, la modalità, il livello di pressione 1 e il tempo di seduta.
- 8 Avviare il ciclo e confermare con il cliente la sensazione durante i primi minuti; regolare pressione o tempi di gonfiaggio se necessario.

- 9 Sorvegliare l'intera seduta e mantenere il contatto con il cliente.
- 10 Al termine, arrestare il ciclo, attendere lo svuotamento completo, aprire la tuta e aiutare il cliente ad alzarsi con calma.
- 11 Rimuovere il materiale monouso, pulire e disinfettare la tuta e annotare la seduta nel registro dell'allegato B.

NOTA

Quando la pressoterapia si integra in un trattamento combinato, applicarla al termine della seduta, dopo gli altri metodi impiegati.

9.1 Indicazioni orientative per obiettivo estetico

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO	CONFIGURAZIONE DI PARTENZA	OSSERVAZIONI
Prima seduta e valutazione della tolleranza	Modalità A · pressione 1 · 20 minuti	Permette di conoscere la risposta del cliente a schemi diversi prima di scegliere una modalità fissa
Mantenimento estetico generale	Modalità B · pressione 1 · 30 minuti	Compressione moderata e continua, adatta a sedute regolari
Modellamento della parte inferiore del corpo	Modalità C o D · pressione 1 o 2 · 30-40 minuti	Lavoro sequenziale marcato su gambe, glutei e addome
Sensazione di gambe stanche	Modalità B o F · pressione 1 · 25-30 minuti	Zone 1 e 2 attive; è possibile chiudere la zona superiore
Seduta di comfort e riposo	Modalità F o G · pressione 1 · 20-30 minuti	Ritmo elevato e percezione avvolgente, indicata dopo sforzo fisico
Chiusura di protocollo corporeo	Modalità H · pressione 1 · 10 minuti	Compressione globale per concludere la seduta

Indicazioni orientative di cabina, non prescrizioni. Il professionista adatta modalità, pressione e tempo a ciascun cliente, alla sua tolleranza e all'insieme del protocollo estetico.

10 POSIZIONAMENTO DELLA TUTA SUL CLIENTE

Un posizionamento accurato della tuta determina buona parte del risultato della seduta e del comfort del cliente. Seguire questa sequenza a ogni visita:

- 1 Distendere la tuta completamente aperta sul lettino, con la zona dei piedi orientata verso l'estremità inferiore.
- 2 Verificare che il cliente indossi i pantaloni monouso e le sacche igieniche.
- 3 Chiedere al cliente di sdraiarsi sulla tuta aperta, con le gambe centrate nelle gambali.
- 4 Chiudere prima i gambali, poi la zona dei fianchi e dei glutei, e infine addome e vita.
- 5 Regolare le cerniere laterali alla taglia adeguata, la stessa su entrambi i lati.
- 6 Se la parte superiore risulta stretta, aprire la cerniera centrale a metà o completamente.
- 7 Disporre il fascio di tubi lungo il fianco del lettino, senza incrociarlo sul cliente e senza pieghe strette.
- 8 Verificare che le strisce tessili coprano tubi e connettori e che nulla preme contro la pelle.
- 9 Verificare con la mano piatta che il capo aderisca senza comprimere prima di avviare il ciclo.

ATTENZIONE

La tuta non deve essere chiusa forzando su un cliente la cui taglia superi la regolazione disponibile. Forzare le cerniere danneggia il capo e compromette la sicurezza e il comfort della seduta.

NOTA

Un capo con pieghe marcate distribuisce la pressione in modo disomogeneo. Dedicare qualche secondo a lisciare il tessuto prima di avviare: è il gesto che migliora maggiormente la percezione del cliente.



FIGURA 19 PRESOFIT PRO installata in cabina, con l'unità sul piano di lavoro e la tuta sul lettino.

11 LE SEDUTE

Con finalità estetica, le sedute di pressoterapia si collocano abitualmente tra 30 e 45 minuti, in funzione dell'obiettivo di lavoro e della sensibilità di ciascun cliente. Il timer dell'apparecchiatura permette di programmare fino a 60 minuti, e il fabbricante indica un intervallo di lavoro da 10 a 60 minuti.

Quanto alla frequenza, l'indicazione generale in cabina è di 2-3 sedute a settimana, a giorni alterni. Il numero totale di sedute dipende dall'obiettivo estetico previsto, dal punto di partenza del cliente e dalla sua costanza; non esiste un numero fisso applicabile a tutti i casi.

Le prime sedute vanno impostate con pressione 1 e durata breve, per valutare la tolleranza. In seguito il professionista decide se mantenere i parametri o modificarli, sempre entro l'intervallo di comfort indicato dal cliente stesso.

Quando la pressoterapia viene utilizzata all'interno di un trattamento combinato, si applica al termine della seduta, dopo gli altri metodi impiegati. I risultati sono variabili e dipendono da fattori individuali, dal numero di sedute e dalle abitudini personali di ciascun cliente.

12 PRECAUZIONI DURANTE IL TRATTAMENTO

- 1 Iniziare sempre dal livello di pressione 1 e regolare secondo le sensazioni indicate dal cliente, gradualmente e per gradi crescenti.
- 2 Mantenere la comunicazione con il cliente lungo tutta la seduta e confermare periodicamente il suo comfort.
- 3 Non lasciare il cliente senza sorveglianza mentre l'apparecchiatura è in funzione.
- 4 Disattivare le zone che non verranno trattate e chiudere i canali da escludere prima di avviare il ciclo.
- 5 Mettere in pausa il funzionamento prima di cambiare modalità di lavoro.
- 6 Interrompere la seduta in caso di dolore, formicolio persistente, capogiro, pallore o qualsiasi sensazione sgradevole.
- 7 Utilizzare sacche igieniche e materiale monouso in ogni seduta e con ogni cliente.
- 8 Non permettere al cliente di alzarsi con la tuta chiusa né con i canali in carico.
- 9 Offrire acqua al termine e concedere qualche minuto di riposo prima che il cliente si alzi.

13 PULIZIA E MANUTENZIONE

13.1 Pulizia dopo ogni seduta

- Arrestare il ciclo e scollegare l'apparecchiatura dalla rete prima di qualsiasi operazione di pulizia.
- Aprire la parte tessile della tuta per pulire e disinfettare l'interno subito dopo la fine della seduta.
- Pulire le superfici della tuta con un panno morbido inumidito con acqua o con un disinfettante non aggressivo, e asciugarle completamente prima di riporla.
- Non immergere la tuta né alcun componente, e non versare liquidi sull'unità.
- Pulire il corpo e lo schermo con un panno asciutto o leggermente inumidito, senza prodotti abrasivi né solventi.
- Rimuovere il materiale monouso utilizzato e sostituirlo per il cliente successivo.

13.2 Cura di tubi e connettori

- Trattare il collegamento e i tubi con delicatezza: non tirarli bruscamente né piegarli eccessivamente.
- Verificare periodicamente l'assenza di crepe, schiacciamenti e perdite d'aria.
- Controllare lo stato delle ghiere di fissaggio e del perno di guida di ciascun connettore.
- Sostituire qualsiasi tubo o connettore danneggiato con ricambio originale.

13.3 Manutenzione periodica

- Verificare lo stato delle cerniere, delle cuciture e delle cinghie della tuta.
- Controllare il cavo di alimentazione prima di ogni giornata di lavoro; se presenta danni, non utilizzare l'apparecchiatura.
- Mantenere libere le griglie di ventilazione dell'unità ed eliminare la polvere accumulata.
- Conservare l'apparecchiatura in un ambiente pulito, asciutto e protetto dal calore eccessivo.
- Il portafusibili si trova accanto alla presa di corrente del pannello posteriore. Sostituire il fusibile unicamente con un altro delle stesse caratteristiche e con l'apparecchiatura scollegata.
- Qualsiasi altro intervento compete esclusivamente all'assistenza tecnica autorizzata.

ATTENZIONE

I prodotti abrasivi, i solventi e l'alcol ad alta concentrazione deteriorano il rivestimento del tessuto e le saldature delle camere. Utilizzare unicamente disinfettanti compatibili con materiale tecnico di questo tipo.

14 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di contattare l'assistenza tecnica, verificare i punti seguenti:

PROBLEMA	CAUSA PROBABILE	SOLUZIONE
L'apparecchiatura non si accende	Cavo mal collegato; interruttore posteriore spento; fusibile bruciato	Verificare il cavo e la presa con messa a terra, azionare l'interruttore posteriore e sostituire il fusibile con uno identico ad apparecchiatura scollegata
Lo schermo si accende ma non esce aria	Ciclo in pausa; tutte le zone disattivate; tempo di seduta non programmato	Verificare l'indicatore di funzionamento, attivare le zone necessarie e programmare il tempo di lavoro
Un canale non si gonfia	Tempo del canale impostato a 00; zona disattivata; connettore mal innestato	Impostare il tempo del canale sopra 00, attivare la zona corrispondente e verificare l'innesto del connettore
La pressione risulta debole	Livello di pressione 1 con tempi di gonfiaggio brevi; perdita in un connettore o in un tubo	Aumentare il livello di pressione o il tempo di gonfiaggio e verificare l'innesto di entrambi i connettori e lo stato dei tubi
Il riempimento è disomogeneo tra i lati	Connettore parzialmente inserito; tubo schiacciato o piegato	Rimuovere il connettore, allinearli con il perno di guida, reinserirlo e fissare la ghiera; liberare i tubi dalle pieghe
Non è possibile cambiare modalità	Il ciclo è in funzione	Mettere in pausa il funzionamento e selezionare quindi la nuova modalità
Non è possibile regolare il tempo di gonfiaggio	Modalità A in funzione, o altra modalità che non ammette la regolazione in corso	Mettere il ciclo in pausa o selezionare una modalità che consenta la regolazione
Il cliente riferisce pressione eccessiva	Livello di pressione troppo alto; tuta regolata su una taglia insufficiente	Scendere al livello 1, mettere il ciclo in pausa e regolare nuovamente le cerniere laterali o aprire la cerniera centrale
La tuta perde aria	Camera forata, cucitura aperta o tubo danneggiato	Sospendere l'uso, individuare il punto di perdita e richiedere ricambio originale all'assistenza tecnica

PERICOLO

Se il problema persiste, o in presenza di odore di bruciato, rumori anomali, umidità all'interno dell'apparecchiatura o danni visibili, scollegare immediatamente l'unità dalla rete e contattare l'assistenza tecnica. Non aprire il corpo: tutte le riparazioni devono essere eseguite da personale tecnico autorizzato.

15 SPECIFICHE TECNICHE E CONFORMITÀ

Nome commerciale	PRESOFIT PRO · esclusivo di Sunmarket Wellness
Riferimento	IDMRTSE8
Modello certificato	IDMRTSE8 PRESOTERAPIA LYMPHO-PRESS · 8432729114645
Categoria	Macchine di pressoterapia professionale · apparecchiature per estetica
Uso	Professionale, in centri estetici
Canali di lavoro	16
Camere d'aria	32, con sovrapposizione parziale tra camere adiacenti
Distribuzione delle camere	16 camere per ciascun lato del corpo
Numerazione dei canali	da 1 a 16, con le coppie 9=13, 10=14, 11=15 e 12=16
Programmi	8 modalità automatiche, dalla A alla H
Pressione di lavoro	75 – 225 mmHg, regolabile su 3 livelli
Intervalli di pressione	10 / 20 / 30 kPa · 0,1 / 0,2 / 0,3 bar
Accessi diretti di zona	3, corrispondenti alle zone 1, 2 e 3+4
Tempo di seduta	10 – 60 minuti
Tempo di gonfiaggio per canale	0 – 18 secondi, con incrementi di 3 secondi
Tempo predefinito per canale	10 secondi
Chiusura dei canali	Impostando il tempo di gonfiaggio del canale a 00
Schermo	Touch a colori da 8 pollici
Lingue dello schermo	Spagnolo, inglese, tedesco, francese, italiano, portoghese e polacco
Uscite d'aria	2 connettori circolari multivia sul pannello posteriore
Tuta	Corporea integrale, regolabile a 3 taglie

Copertura della tuta	Gambe, glutei, fianchi, addome e vita
Braccia	Non incluse · l'apparecchiatura non ammette ampliamento con braccia
Lunghezza totale della tuta	circa 140 cm
Sistema di taglie	Cerniere laterali a 3 posizioni e cerniera centrale superiore
Alimentazione	220 – 230 V
Frequenza	50 / 60 Hz
Classe energetica	C
Protezione elettrica	Interruttore generale e portafusibili sul pannello posteriore
Struttura dell'unità	Connettore per tubi, maniglia di emergenza, alimentatore integrato e interruttore di accensione
Origine	Progettato in Italia · Fabbricato in Cina
Fabbricante e importatore	PostQuam Cosmetic S.L.
Distributore	Sunmarket Wellness S.L.U.

15.1 Conformità

L'apparecchiatura dispone di marcatura CE. PostQuam Cosmetic S.L. ha emesso la dichiarazione UE di conformità del prodotto IDMRTSE8, identificato come IDMRTSE8 PRESOTERAPIA LYMPHO-PRESS 8432729114645, che riporta le direttive e le norme armonizzate seguenti:

CE · Compatibilità elettromagnetica	Direttiva 2014/30/UE
Norme applicate · EMC	EN IEC 55014-1:2021 · EN IEC 55014-2:2021 · EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 · EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
CE · Bassa tensione	Direttiva 2014/35/UE
Norme applicate · Bassa tensione	EN IEC 60335-2-115:2023+A11:2023 · EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021 · EN 62233:2008
RoHS	Direttiva 2011/65/UE

Norme applicate · RoHS

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV · IEC 62321-5:2013 · IEC
62321-6:2015 · IEC 62321-7-1:2015 · IEC 62321-7-2:2017 · IEC
62321-8:2017

NOTA

La dichiarazione UE di conformità originale, firmata dal fabbricante, è disponibile tramite il distributore. Indicare il riferimento IDMRTSE8 al momento della richiesta. L'apparecchiatura non è un dispositivo medico e la sua marcatura CE non copre alcuna finalità medica.

Il fabbricante si riserva il diritto di modificare le informazioni contenute in questo manuale, così come le caratteristiche e i componenti del prodotto, senza preavviso. Alcuni componenti possono differire dalle immagini mostrate.

16 GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA

L'apparecchiatura è fornita con garanzia commerciale del distributore. L'unità principale e l'insieme tessile hanno termini diversi, perché la tuta è soggetta a un'usura propria dell'uso continuato in cabina.

16.1 Ambito e termini

ELEMENTO	TERMINE	OSSERVAZIONI
Unità principale: elettronica di comando, compressore, schermo e struttura	2 anni	Dalla data della fattura di acquisto
Tuta corporea e camere d'aria	1 anno	Capo soggetto a usura per l'uso in cabina
Tubi d'aria e connettori	1 anno	Sostituzione con ricambio originale
Cerniere, cinghie e strisce tessili	Non coperte	Elementi di usura e sostituzione periodica
Materiale monouso e igienico	Non coperto	Consumabile da sostituire a ogni seduta

Il termine decorre dalla data della fattura di acquisto e copre l'acquirente professionale che vi figura. Questa garanzia commerciale si intende senza pregiudizio dei diritti riconosciuti all'acquirente dalla normativa applicabile.

16.2 Che cosa copre

- Difetti di fabbricazione e di materiali che impediscano il normale funzionamento dell'apparecchiatura.
- Guasti dell'elettronica di comando, del compressore e dello schermo entro il termine indicato.
- Perdite d'aria in tubi, connettori e camere attribuibili a un difetto di origine.
- Manodopera e ricambi originali necessari per la riparazione.
- Diagnosi preliminare e assistenza telefonica del servizio tecnico.

16.3 Che cosa non copre

- La normale usura della tuta, delle cerniere e delle cinghie di fissaggio.
- Rotture, tagli, forature o bruciature del materiale tessile prodotte durante l'uso.
- Danni derivanti da una tensione di rete diversa da quella indicata sulla targa dati o da impianti privi di messa a terra.
- Danni per urti, cadute, trasporto inadeguato o stoccaggio in ambienti umidi.
- Danni per liquidi, cosmetici o disinfettanti versati sull'unità o introdotti nella tuta.
- Guasti provocati da manomissione, smontaggio o riparazione eseguita da personale non autorizzato.

- Utilizzo dell'apparecchiatura con accessori o ricambi non originali.
- Uso non professionale, uso contrario a questo manuale o inosservanza delle controindicazioni e delle indicazioni di tempo e pressione.
- Lavori di pulizia e manutenzione periodica descritti nella sezione 13.
- Danni estetici che non incidano sul funzionamento dell'apparecchiatura.

ATTENZIONE

L'apertura del corpo, la sostituzione di componenti interni o qualsiasi intervento eseguito da personale non autorizzato annullano immediatamente la garanzia. La sostituzione del fusibile e le operazioni di pulizia descritte nella sezione 13 sono le uniche operazioni di competenza dell'utilizzatore.

16.4 Come segnalare un guasto

- 1 Arrestare l'apparecchiatura, scollegarla dalla rete e non continuare a utilizzarla.
- 2 Consultare prima la sezione 14: buona parte dei casi si risolve verificando l'innesto dei connettori, l'attivazione della zona sullo schermo o il tempo di gonfiaggio del canale.
- 3 Raccogliere il numero di serie della targa dati e la data e il numero della fattura di acquisto.
- 4 Descrivere il guasto nel modo più dettagliato possibile: modalità di lavoro, livello di pressione, momento in cui si manifesta e comportamento osservato.
- 5 Allegare fotografie o un breve video del problema e della targa dati.
- 6 Contattare l'assistenza tecnica del distributore per telefono, posta elettronica o WhatsApp.
- 7 Conservare l'imballo originale o uno equivalente: è indispensabile per un trasporto sicuro qualora l'unità debba essere ritirata.
- 8 Non spedire l'apparecchiatura senza aver concordato preventivamente il ritiro con l'assistenza tecnica.

16.5 Servizi del distributore

Sunmarket Wellness dispone di assistenza tecnica propria con ricambi originali e accompagna il centro per tutta la vita utile dell'apparecchiatura:

- Assistenza telefonica e via WhatsApp per risolvere dubbi di utilizzo e di montaggio della tuta.
- Formazione sull'uso dell'apparecchiatura, per telefono o presso la sede del distributore, su richiesta.
- Consulenza per la messa in funzione dell'apparecchiatura nel centro.
- Ricambi originali di tuta, tubi e connettori.
- Aggiornamenti di questa documentazione.

16.6 Dati della vostra apparecchiatura

Annotare qui i dati della vostra apparecchiatura non appena la ricevete. La targa dati si trova sull'unità principale, e il numero di serie è il primo dato richiesto dall'assistenza tecnica.

Numero di serie	
Data di acquisto	
Numero di fattura	
Distributore	
Contatto dell'assistenza tecnica	

17 FINE VITA E RICICLAGGIO

Al termine della vita utile, l'apparecchiatura e i suoi accessori devono essere smaltiti separatamente dagli altri rifiuti.

17.1 Unità principale

- Non collocare l'unità nel contenitore dei rifiuti domestici né in quello dei rifiuti commerciali generici.
- Consegnarla a un punto autorizzato di raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, oppure al distributore all'atto dell'acquisto di un'apparecchiatura equivalente.
- Scollegare e rimuovere il cavo di alimentazione prima della consegna.
- La raccolta differenziata permette di recuperare i materiali riutilizzabili ed evita che i componenti elettronici finiscano nel flusso generale dei rifiuti.

17.2 Tuta, imballo e accessori

- Separare il cartone dell'imballo e collocarlo nel contenitore di carta e cartone.
- Collocare le plastiche di protezione nel contenitore corrispondente.
- La tuta, i tubi e i connettori fuori uso vengono gestiti come rifiuto non riciclabile, salvo diversa indicazione della normativa locale.
- Il materiale igienico monouso viene smaltito con i rifiuti generali del centro, secondo il suo protocollo interno.

NOTA

Consultare sempre le norme di raccolta vigenti nel proprio comune: la classificazione e i punti di conferimento possono variare.

A ALLEGATO A · SCHEDA DI VALUTAZIONE PREVENTIVA E CONSENSO INFORMATO

Questo allegato riunisce in un unico documento stampabile la valutazione preventiva della persona utilizzatrice e il suo consenso informato per le sedute di pressoterapia estetica. Compilare e firmare una copia prima della prima seduta e rivedere il questionario a ogni nuova visita.

NOTA

Modello orientativo. Adattarlo ai dati e alle procedure del proprio centro e farlo esaminare dal proprio consulente legale prima di utilizzarlo: Sunmarket Wellness non presta consulenza legale e la responsabilità sul documento effettivamente impiegato è del centro.

DATI DEL CENTRO E DELLA PERSONA UTILIZZATRICE

Centro _____ Professionista _____

Nome e cognome _____

Documento d'identità _____ Data di nascita _____

Telefono _____ Posta elettronica _____

QUESTIONARIO SANITARIO

Contrassegnare la casella corrispondente. Le informazioni fornite servono unicamente a valutare l'idoneità della seduta estetica.

BLOCCO A · SITUAZIONI CHE IMPEDISCONO LA SEDUTA	SÌ	NO
Gravidanza o sospetta gravidanza	☐	☐
Trombosi venosa profonda, tromboflebite o flebotrombosi recenti	☐	☐
Pacemaker, defibrillatore o altro dispositivo elettronico impiantato	☐	☐
Epilessia	☐	☐
Insufficienza cardiaca	☐	☐
Insufficienza respiratoria o renale importante	☐	☐
Processo oncologico attivo	☐	☐
Febbre, infezione attiva o infiammazione acuta	☐	☐
Infezione cutanea, ferita aperta, ustione o dermatite nella zona di lavoro	☐	☐
Linfangite	☐	☐

BLOCCO A · SITUAZIONI CHE IMPEDISCONO LA SEDUTA	SÌ	NO
Varici importanti o tortuose	☐	☐
Pressione arteriosa non controllata	☐	☐
Problema circolatorio non valutato da un professionista sanitario	☐	☐
Persona di età inferiore ai 18 anni	☐	☐

PERICOLO

Una sola risposta affermativa nel blocco A impedisce di effettuare la seduta. Non applicare il trattamento finché la situazione persiste e indirizzare la persona utilizzatrice al proprio professionista sanitario.

BLOCCO B · SITUAZIONI CHE RICHIEDONO VALUTAZIONE INDIVIDUALE	SÌ	NO
Trattamento medico in corso o processo diagnostico aperto	☐	☐
Diabete con neuropatia o alterazione della sensibilità	☐	☐
Alterazione della sensibilità cutanea	☐	☐
Pelle molto sottile, ipersensibile o fragilità capillare importante	☐	☐
Chirurgia recente senza dimissione medica definitiva	☐	☐
Ernia addominale o inguinale	☐	☐
Pressione arteriosa bassa	☐	☐
Mestruazioni, se è previsto lavoro addominale	☐	☐
Età avanzata con patologia circolatoria associata	☐	☐
Tendenza agli ematomi o a segnarsi con facilità	☐	☐

Una risposta affermativa nel blocco B non impedisce necessariamente la seduta, ma richiede valutazione individuale, livello di pressione 1, tempi ridotti, sorveglianza continua e, ove opportuno, autorizzazione medica scritta preventiva.

CONFIGURAZIONE PREVISTA DELLA SEDUTA

- ☐ Zona 1 · gambe
- ☐ Zona 2 · cosce, fianchi e glutei
- ☐ Zone 3 e 4 · addome e vita
- ☐ Canali esclusi, se presenti:
- ☐ Modalità di lavoro e livello di pressione previsti:

DICHIARAZIONE E CONSENSO

La persona utilizzatrice dichiara e accetta quanto segue:

1. È stata informata che il trattamento ha una finalità esclusivamente estetica e di benessere, che non costituisce un atto medico e che non sostituisce alcuna valutazione, diagnosi o trattamento sanitario.
2. Le è stato spiegato in che cosa consiste la pressoterapia estetica e quale sia la sensazione normale durante la seduta: una compressione progressiva e ritmica delle camere d'aria sulle zone coperte dalla tuta.
3. È stata informata che possono comparire reazioni transitorie come lieve arrossamento, segni del tessuto o delle cuciture della tuta e sensazione di leggerezza o di stanchezza al termine.
4. Dichiara che le informazioni fornite nel questionario sono veritiere e complete e che non ha omissso alcuna circostanza rilevante per la propria sicurezza.
5. Si impegna a comunicare qualsiasi cambiamento nel proprio stato di salute, trattamento o terapia farmacologica prima di ogni nuova seduta.
6. Si impegna a comunicare immediatamente al professionista qualsiasi dolore, fastidio, sensazione di pressione eccessiva o qualsiasi altra sensazione sgradevole durante la seduta.
7. Comprende che i risultati sono variabili, che dipendono da fattori individuali, dal numero di sedute e dalle abitudini personali, e che non le è stato garantito alcun risultato concreto né alcuna riduzione di misure.
8. Ha avuto la possibilità di porre domande e ha ricevuto risposta a tutte prima di firmare.
9. Acconsente liberamente all'applicazione del trattamento e sa di poter revocare il consenso in qualsiasi momento, senza necessità di giustificarlo e senza che ciò incida sul suo rapporto con il centro.
10. In caso di dubbio sul proprio stato di salute, si impegna a presentare autorizzazione medica scritta preventiva prima di ricevere la seduta.

INFORMAZIONE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Titolare del trattamento dei dati: il centro indicato in intestazione. Finalità: gestire la prestazione del servizio estetico, valutare l'idoneità delle sedute e mantenere lo storico dei trattamenti. Base giuridica: il consenso della persona utilizzatrice e l'esecuzione del rapporto di servizio. Conservazione: per la durata del rapporto con il centro e, successivamente, per i termini legalmente previsti. Destinatari: i dati non vengono ceduti a terzi salvo obbligo di legge. Diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità, rivolgendosi per iscritto al centro; è inoltre possibile presentare reclamo all'autorità di controllo competente.

Firma della persona utilizzatrice

Firma del professionista

Data

Registrare ogni seduta al termine. Lo storico permette di regolare i parametri della visita successiva, documenta il monitoraggio effettuato e annota qualsiasi evento.

Centro

Professionista

[illegible]

Conservare questo registro insieme alla scheda di valutazione preventiva di ciascuna persona utilizzatrice e aggiornarlo a ogni visita.

C ALLEGATO C · GUIDA RAPIDA DI CABINA

Riepilogo operativo da tenere accanto all'apparecchiatura. Non sostituisce la lettura integrale del manuale.

Prima di iniziare	Scheda di valutazione preventiva firmata e rivista · sacche igieniche e pantaloni monouso per ogni persona
Montaggio	Due connettori circolari innestati con la guida di posizione e la ghiera fissata
Avvio	Cavo a presa con messa a terra · interruttore posteriore · pulsante di accensione · schermata di lavoro
Zone	Accessi diretti 1, 2 e 3+4 · le zone 3 e 4 si attivano sempre insieme
Canali	Numerazione da 1 a 12 sullo schermo · 9=13, 10=14, 11=15 e 12=16 · un canale a 00 resta chiuso
Modalità	A combinata · B canale per canale · C a coppie · D accumulo e trascinamento · E accumulo totale · F e G doppio percorso · H tutto insieme
Pressione	Livello 1: 75 mmHg · livello 2: 150 mmHg · livello 3: 225 mmHg · iniziare sempre dal livello 1
Tempi	Seduta da 10 a 60 minuti · gonfiaggio per canale da 0 a 18 secondi con passi di 3 · valore predefinito 10 secondi
Cambio di modalità	Mettere il ciclo in pausa prima di selezionare un'altra modalità
Durante la seduta	Comunicazione costante · mai senza sorveglianza · arrestare a ogni fastidio
Seduta completa	30-45 minuti abituali · 2 o 3 sedute a settimana a giorni alterni
Al termine	Arrestare il ciclo · attendere lo svuotamento completo · aprire la tuta · pulire e disinfettare
Fusibile	Accanto alla presa di corrente posteriore · sostituire solo con un altro delle stesse caratteristiche e con l'apparecchiatura scollegata

PERICOLO

In presenza di odore di bruciato, rumori anomali, umidità nell'apparecchiatura o danni visibili: arrestare il ciclo, scollegare l'apparecchiatura dalla rete e contattare l'assistenza tecnica. Non aprire il corpo.

D INDICE DELLE FIGURE

01	Unità principale PRESOFIT PRO con lo schermo touch da 8 pollici.	12
02	Vista laterale dell'unità: corpo da tavolo con piedini antiscivolo.	12
03	Schermata di lavoro con le zone di comando numerate da 1 a 6.	13
04	Pannello posteriore: connettori d'aria, interruttore generale e presa di corrente.	14
05	Tuta corporea con i suoi elementi numerati da 1 a 7.	14
06	Tuta corporea distesa, con la cinghia di fissaggio della zona della vita.	15
07	Tuta corporea e custodia tessile di protezione.	16
08	Fascio di tubi e connettori circolari della tuta.	16
09	Innesto dei connettori circolari della tuta nelle prese dell'unità.	17
10	Guida di posizione: foro del connettore e perno della presa.	18
11	Fissaggio del connettore ruotando la ghiera circolare.	18
12	Strisce di cerniera laterali: tre posizioni di regolazione della larghezza.	19
13	Apertura della cerniera centrale per ampliare la parte superiore della tuta.	19
14	Dettaglio della cerniera centrale superiore aperta.	20
15	Interno della tuta e patta di regolazione della zona superiore.	20
16	Numerazione dei canali della tuta, da 1 a 16, con le coppie della zona superiore.	22
17	Regolazione del tempo di gonfiaggio di ciascun canale. I canali con 00 restano chiusi.	25
18	Tuta disposta sul lettino, pronta ad accogliere il cliente.	26
19	PRESOFIT PRO installata in cabina, con l'unità sul piano di lavoro e la tuta sul lettino.	29

PresoFit Pro

PRESOFIT PRO · ID MRTSE8

Apparecchiatura professionale di pressoterapia per estetica e benessere. Uso riservato a personale formato.

D I S T R I B U T O R E

Sunmarket Wellness S.L.U.

www.sunmarket.es · 961 040 660 · info@sunmarket.es

© Sunmarket Wellness. Tutti i diritti riservati.