

TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS 4000

Appareil professionnel d'esthétique 3 en 1 : pressothérapie séquentielle, chaleur infrarouge et électrostimulation — Modèle IDMRTSE4



Pressothérapie séquentielle

10 chambres à air · 3
modes · 5 vitesses ·
pression réglable



Chaleur infrarouge

5 zones de
chauffage · 8
niveaux d'intensité



Électrostimulation

5 sorties
indépendantes · 5
programmes · 8
niveaux



Combinaison corporelle complète

Pieds · jambes ·
taille · bras, avec
modules
indépendants

Sommaire

TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS 4000 · Manuel d'instructions

01	Informations générales	03
02	Principes de fonctionnement	05
03	Applications esthétiques	07
04	Contre-indications	08
05	Règles de sécurité	10
06	Description de l'appareil	12
07	Installation et raccordement	18
08	Fonctionnement	20
09	Protocole de traitement	23
10	Placement des électrodes	25
11	Les séances	27
12	Précautions pendant le traitement	28
13	Nettoyage et entretien	29
14	Résolution des problèmes	30
15	Caractéristiques techniques	31
16	Garantie et service technique	33
17	Élimination de l'appareil et de l'emballage	36
A	Évaluation préalable et consentement éclairé	37
B	Registre des séances	40
C	Guide rapide de cabine	41
D	Table des figures	42

01 INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS (modèle certifié IDMTSE4) est un appareil professionnel 3 en 1 qui associe la pressothérapie séquentielle par chambres à air, la chaleur infrarouge et l'électrostimulation à basse fréquence (gymnastique passive) sur une seule plateforme, avec un ensemble textile corporel complet. La console porte la référence de fabrication IB-8108.

Description de l'appareil

Le système se compose d'une unité principale sur roulettes avec console de commande analogique et d'une combinaison corporelle à modules indépendants pour les pieds, les jambes, la taille et les bras. L'unité gère trois technologies pouvant être appliquées de manière combinée ou indépendante :

- **Pressothérapie** : 10 sorties d'air sous pression (chambres 0 à 9) avec trois modes de gonflage, cinq vitesses et réglage de l'intensité de la pression.
- **Chaleur infrarouge** : cinq zones de chauffage (bras, taille et jambes) avec huit niveaux d'intensité.
- **Électrostimulation** : cinq sorties indépendantes avec électrodes adhésives, cinq programmes préconfigurés et huit niveaux d'intensité.

Usage prévu et utilisateurs

L'appareil est destiné aux professionnels de l'esthétique et du bien-être en cabine (instituts de beauté, spas, physio-esthétique). Il doit être utilisé exclusivement par du personnel formé à son maniement, après la lecture complète de ce manuel. Il n'est pas destiné à un usage domestique sans supervision professionnelle. Le TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS 4000 a une finalité exclusivement esthétique et de bien-être : ce n'est pas un dispositif médical et il n'est pas destiné à prévenir, diagnostiquer ou traiter une quelconque pathologie.

NOTE

Cet appareil ne remplace pas l'évaluation d'un professionnel de santé. En cas de pathologie, de traitement médical en cours ou de doute sur la pertinence du traitement, demandez une autorisation médicale préalable avant d'appliquer l'une des fonctions.

Symboles utilisés dans ce manuel

Trois niveaux d'avertissement sont utilisés tout au long du document. Respectez-les à tout moment :

SYMBOLE	SIGNIFICATION
DANGER	Risque pour la sécurité des personnes ou de dommage grave à l'appareil. Le non-respect peut provoquer des blessures.
ATTENTION	Situation pouvant compromettre le résultat du traitement ou la durée de vie de l'appareil.

SYMBOLE	SIGNIFICATION
NOTE	Information complémentaire ou recommandation de bonnes pratiques.

02 PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

2.1 La pressothérapie esthétique

La pressothérapie est une technique d'esthétique professionnelle basée sur la compression pneumatique contrôlée. La combinaison corporelle intègre des chambres à air indépendantes qui se gonflent et se dégonflent selon des cycles programmés de compression et de décompression : la pression avance de manière ordonnée depuis les zones les plus éloignées du tronc (les pieds) vers la taille, ou en sens inverse, selon le mode sélectionné.

Ce massage par compression séquentielle active la circulation de retour et favorise le mouvement des liquides retenus, ce qui se traduit par une sensation immédiate de légèreté, en particulier dans les jambes. La pression, la vitesse de gonflage et le parcours des chambres sont réglables, de sorte que l'intensité du massage s'adapte à la sensibilité et à l'objectif de chaque client.

En cabine, la pressothérapie s'emploie à des fins exclusivement esthétiques et de bien-être : sensation de jambes fatiguées, rétention d'eau occasionnelle, soutien des programmes anticellulite et de remodelage de la silhouette, et comme complément qui renforce le résultat des autres soins corporels et des cosmétiques appliqués.

2.2 Chaleur infrarouge

Les émetteurs infrarouges intégrés dans la combinaison apportent une chaleur douce et contrôlée qui pénètre dans le tissu, élève la température locale et accélère la circulation sanguine et le métabolisme de la zone. La chaleur soulage la tension musculaire, détend la musculature et favorise l'absorption des produits cosmétiques appliqués pendant le traitement.

2.3 Électrostimulation basse fréquence

Le principe de l'électrostimulation est simple et respecte le fonctionnement naturel du corps : les impulsions électriques basse fréquence reproduisent le signal que le cerveau envoie à travers les fibres nerveuses lorsqu'il ordonne une contraction. Le muscle ne fait pas la différence entre une contraction volontaire et une contraction induite par l'appareil — le travail réalisé est le même —, c'est pourquoi cette technique est connue sous le nom de gymnastique passive.

Appliquées au moyen d'électrodes adhésives sur les bons points, les séquences de contraction et de relâchement tonifient la musculature, activent la zone traitée et contribuent aux programmes de remodelage corporel et de raffermissement, avec un rendement particulier sur les cuisses, les fessiers, l'abdomen et les bras.

Pendant la séance, le client perçoit de légers picotements accompagnés de la contraction du muscle. Aux niveaux doux, la sensation est à peine perceptible ; dans les programmes de tonification, la contraction est plus marquée, toujours dans la plage de confort indiquée par le client lui-même.

2.4 Effets combinés

- **Remodelage de la silhouette** : la combinaison de pression séquentielle, de chaleur et de travail musculaire passif s'oriente vers les programmes de réduction de volume et d'amélioration de l'aspect de la cellulite.

- **Raffermissement** : la stimulation des terminaisons sensorielles de l'épiderme contribue à un aspect plus ferme et plus élastique de la peau.
- **Détente et bien-être** : le massage par air et la chaleur infrarouge détendent la musculature et procurent une sensation générale de repos et de jambes légères.
- **Synergie avec les cosmétiques** : la chaleur et l'activation de la zone favorisent le rendement des produits appliqués avant la séance.

03 APPLICATIONS ESTHÉTIQUES

Le TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS 4000 a été conçu pour une utilisation en cabine à des fins exclusivement esthétiques et de bien-être. Ses principales applications sont :

- Sensation de jambes fatiguées et lourdes après la journée
- Rétention d'eau occasionnelle
- Amélioration de l'aspect de la cellulite et de la peau d'orange
- Programmes de remodelage de la silhouette et de réduction de volume
- Raffermissement et amélioration de l'aspect général de la peau
- Tonification musculaire par gymnastique passive
- Sensation de légèreté et de repos dans les jambes
- Préparation et clôture d'autres soins esthétiques corporels
- Meilleur rendement des cosmétiques appliqués en cabine
- Détente et bien-être général

NOTE

Cet appareil n'est pas un dispositif médical et n'est pas destiné à la prévention, au diagnostic ni au traitement d'une quelconque pathologie. Si le client présente un problème de santé, est enceinte ou suit un traitement médical, l'évaluation revient à un professionnel de santé avant de recevoir la séance (voir les contre-indications de la section 4).

04 CONTRE-INDICATIONS

DANGER

N'appliquez le traitement à aucune personne relevant des cas suivants. Au moindre doute, exigez un rapport ou une autorisation médicale écrite avant la première séance.

4.1 Contre-indications absolues

- Thrombophlébites ou phlébothromboses récentes (thrombose veineuse profonde)
- Varices importantes ou tortueuses
- Infections cutanées actives dans la zone de traitement
- Lymphangite
- Arthrite inflammatoire en phase aiguë
- Décompensation cardio-circulatoire
- Troubles importants de la tension artérielle non contrôlés
- Infarctus du myocarde récent
- Néoplasies (processus oncologiques actifs, sauf indication médicale expresse)
- Insuffisance cardiaque, respiratoire ou rénale importantes
- Inflammations aiguës et processus fébriles ou infectieux
- Grossesse
- Plaies ouvertes, brûlures, dermatites ou lésions cutanées dans la zone
- Insuffisance artérielle périphérique sévère

4.2 Contre-indications relatives

Elles nécessitent une évaluation individuelle et, le cas échéant, une autorisation médicale préalable ; appliquez des intensités réduites et une surveillance continue :

- Personnes sous traitement médical ou en cours de diagnostic
- Diabète avec neuropathie ou altérations de la sensibilité
- Altérations de la sensibilité cutanée ou thermique
- Hernies abdominales ou inguinales (évitiez la pression abdominale)
- Menstruation (évitiez le programme abdominal en cas de gêne)
- Périodes postopératoires sans sortie médicale définitive
- Fragilité capillaire importante ou tendance aux hématomes
- Âge avancé avec pathologie circulatoire associée

4.3 Spécifiques à l'électrostimulation

- Porteurs de stimulateurs cardiaques, défibrillateurs ou autres dispositifs électroniques implantés : **interdit**
- Épilepsie
- Ne pas appliquer d'électrodes sur le thorax, la zone cardiaque, la poitrine, le cou (sinus carotidien, larynx) ni sur la tête

- Ne pas appliquer sur des zones avec implants métalliques (ostéosynthèse, prothèses) situés sous les électrodes
- Ne pas appliquer sur l'abdomen en cas de hernie ou de chirurgie abdominale récente
- Peau irritée, lésée ou présentant des altérations de la sensibilité au point de placement de l'électrode

4.4 Spécifiques à la chaleur infrarouge

- Clients ayant des problèmes circulatoires : l'utilisation de cette fonction n'est pas recommandée
- Altérations de la sensibilité thermique (risque de brûlure sans perception de chaleur excessive)
- Photosensibilité ou médication photosensibilisante : évaluer et réduire l'intensité
- Ne pas appliquer de chaleur sur des zones présentant une inflammation aiguë, des processus infectieux ou des traumatismes récents

05 RÈGLES DE SÉCURITÉ

5.1 Sécurité électrique

- Branchez l'appareil uniquement sur une prise reliée à la terre et dont la tension correspond à celle indiquée dans les caractéristiques (CA 110–220 V).
- Ne démontez pas l'appareil et n'effectuez aucune opération non indiquée dans ces instructions. Toutes les réparations doivent être réalisées par du personnel technique agréé.
- N'utilisez pas l'appareil près de l'eau ni avec les mains mouillées. Ne versez pas de liquides sur l'unité ni sur la console.
- Ne modifiez pas et n'altérez pas les câbles. Ne placez pas l'appareil là où quelqu'un pourrait marcher sur le câble d'alimentation.
- N'introduisez aucun objet à l'intérieur de l'appareil : risque d'incendie ou de décharge électrique. Si un objet pénètre accidentellement à l'intérieur, débranchez-le et contactez immédiatement le service technique.
- Retirez le câble d'alimentation de la prise à la fin de la journée.
- Placez l'appareil sur une surface stable afin qu'il ne puisse ni s'endommager ni basculer.

DANGER

Retirez immédiatement la fiche de la prise électrique si l'une de ces situations se produit :

- L'appareil a été mouillé.
 - L'appareil dégage une odeur de brûlé ou émet un bruit étrange.
 - Le câble est cassé ou détérioré.
 - L'appareil présente une casse ou des dommages visibles.
-

5.2 Sécurité pendant l'utilisation

- Réalisez toujours une anamnèse préalable du client et écarter toutes les contre-indications de la section 4.
- Réglez toujours les intensités du plus faible au plus fort, selon les sensations indiquées par le client. Le traitement ne doit jamais être douloureux.
- Maintenez une communication constante avec le client pendant toute la séance, en particulier pour vérifier la température des infrarouges.
- Ne laissez pas le client sans surveillance pendant le traitement.
- Maintenez en pause les fonctions non utilisées pendant la séance.
- Avec la fonction infrarouge, ne sélectionnez pas d'intensités élevées de manière prolongée : la nature de la peau de chaque personne est différente et il existe un risque de brûlures.

5.3 Hygiène

- Utilisez toujours des pantalons jetables en cellulose spécifiques à ce type de traitement, pour chaque client.
- Si vous utilisez des consommables non jetables, stérilisez-les correctement entre chaque client.
- Nettoyez et désinfectez les électrodes et les surfaces de la combinaison après chaque séance (voir section 13).

06 DESCRIPTION DE L'APPAREIL

6.1 Panneau de commande




FIGURE 01 Zones fonctionnelles de la console de commande de l'IB-8108.

- | | |
|---|---|
| ① Mise sous tension générale de la console | ⑤ Marche et arrêt général et sélection des cinq sorties corporelles |
| ② Électrostimulation : écran de mode et sélection du programme de travail | ⑥ Infrarouges : écran d'intensité et réglage du niveau |
| ③ Électrostimulation : écran d'intensité, boutons de réglage et sélecteur de sortie | ⑦ Pressothérapie : écran du mode de gonflage, marche et arrêt, et vitesse |
| ④ Durée de travail : écran et réglage | ⑧ Molette de réglage de l'intensité de la pression d'air |




FIGURE 02 Console de commande de l'IB-8108 avec les éléments numérotés de 1 à 24.

- | | |
|--|--|
| ① Mise en marche | ⑫ Bouton de la sortie du bras gauche |
| ② Affichage du mode de travail de l'électrostimulation | ⑬ Bouton de la sortie du bras droit |
| ③ Sélection du mode manuel / automatique de l'électrostimulation | ⑭ Bouton de la sortie de la taille |
| ④ Sélection du programme de travail de l'électrostimulation | ⑮ Bouton de la sortie de la jambe gauche |
| ⑤ Écran d'intensité de l'électrostimulation | ⑯ Bouton de la sortie de la jambe droite |
| ⑥ Sélecteur marche/arrêt de l'électrostimulation | ⑰ Écran du programme de travail de la pressothérapie |
| ⑦ Boutons de réglage de l'intensité de l'électrostimulation | ⑱ Marche/arrêt de la fonction de pressothérapie |
| ⑧ Sélecteur de chacune des 5 sorties d'électrostimulation | ⑲ Sélection du mode de gonflage de l'air |
| ⑨ Écran d'affichage du temps de travail | ⑳ Réglage de la vitesse de gonflage (fréquence) |
| ⑩ Réglage du temps de travail | ㉑ Marche/arrêt de la fonction infrarouge |
| ⑪ Bouton marche/arrêt du fonctionnement général de la machine | ㉒ Réglage de l'intensité de la chaleur infrarouge |
| | ㉓ Écran d'affichage des infrarouges |
| | ㉔ Molette de réglage de l'intensité de la pression d'air |

6.2 Raccordements avant et arrière



FIGURE 03 Connecteurs frontaux : cinq sorties d'électrostimulation et cinq sorties d'infrarouges, numérotées de 1 à 5.




FIGURE 04 Arrière de l'unité avec les éléments numérotés de 1 à 3.

- ① Interrupteur général de mise en marche
- ② Porte-fusible
- ③ Prise de courant pour le câble d'alimentation

- **Avant** : sorties numérotées d'air sous pression et de chauffage infrarouge, et connecteurs des 5 sorties d'électrostimulation.
- **Arrière** : prise de courant électrique, porte-fusible et interrupteur général de mise en marche.

6.3 Combinaison de pressothérapie et accessoires

La combinaison corporelle se compose de modules indépendants reliés à l'unité par des tubes d'air et des connecteurs infrarouges, tous numérotés :



FIGURE 05 Combinaison modulaire déployée : chaque chambre porte sa numérotation imprimée avec le préfixe L ou R selon le côté du corps.

MODULE	SORTIE D'AIR SOUS PRESSION	SORTIE INFRAROUGE
Accessoire de bras	8 / 9	1 / 2
Accessoire de taille	6 / 7	3
Accessoires de jambes	2 / 3 / 4 / 5	4 / 5
Accessoire de pieds	0 / 1	—
Combinaison de base	—	—
Sacoche d'organisation des tuyaux et des câbles	—	—



FIGURE 06 Bras -
chambres 8 et 9



FIGURE 07 Jambe -
chambres 2, 3, 4 et 5



FIGURE 08 Taille -
chambres 6 et 7



FIGURE 09 Botte de
pied - chambres 0 et 1



FIGURE 10 Couverture de base pour la table avec la sacoche intégrée qui regroupe les tuyaux et les câbles.

Chaque chambre porte sa numérotation imprimée avec le préfixe L ou R afin d'identifier le côté gauche et le côté droit du corps (L-0 à L-9 et R-0 à R-9) : l'ensemble complet totalise 20 chambres à air, dix de chaque côté. Les tuyaux sont regroupés en trois connecteurs multiples numérotés 1, 2 et 3, et les modules équipés du chauffage ajoutent leur câble d'infrarouges numéroté de 1 à 5.

6.4 Contenu de l'ensemble

L'appareil est livré avec les éléments suivants :

- 1 unité principale avec console de commande
- 1 ensemble textile de travail
- 2 manchons de bras
- 1 ceinture pour abdomen et fessiers
- 2 pièces de jambe réglables
- 2 bottes de pied
- 1 couverture de base
- 1 sacoche de protection et d'organisation des tuyaux
- 5 câbles d'électrodes pour l'électrostimulation
- 10 électrodes grandes et 6 électrodes petites
- 1 jeu de sangles élastiques de maintien
- 1 câble d'alimentation et 2 fusibles de rechange
- 1 manuel d'instructions



FIGURE 11 Unité principale et ensemble complet des modules de la combinaison.

07 INSTALLATION ET RACCORDEMENT

7.1 Emplacement de l'appareil

- Placez l'unité sur une surface stable et nivelée, proche de la table de soin et d'une prise reliée à la terre.
- Laissez de l'espace libre autour de l'appareil pour la ventilation et pour le passage des tubes sans tension ni piétinement.
- Évitez les environnements humides, la proximité de sources d'eau et la lumière directe du soleil.

7.2 Raccordement des tubes d'air

Raccordez chaque tube d'air à la sortie portant le bon numéro : tous les câbles et tubes portent leur numérotation correspondante pour garantir un montage correct (chambres 0–9 selon le module, voir le tableau de la section 6.3). Appuyez sur le connecteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Pour le retirer, appuyez sur le point bleu du connecteur et tirez doucement.




FIGURE 12 Raccordement de la pression d'air : branchez ici ; pour libérer, appuyez sur le point bleu du connecteur.

ATTENTION

Un tube raccordé à une sortie portant une numérotation incorrecte provoquera un gonflage désordonné des chambres et un traitement inefficace. Vérifiez la numérotation de tous les tubes avant chaque séance.

7.3 Raccordement des électrodes d'électrostimulation

Raccordez les câbles d'électrostimulation à l'avant de la machine et les électrodes par paires (une positive + une négative) sur chacun des câbles. Chaque électrode se fixe au câble par son clip et s'applique sur la peau à l'aide des sangles élastiques de maintien. Appliquez toujours du gel conducteur à base aqueuse sur chaque électrode avant de la placer sur la peau.



FIGURE 13 Kit d'électrostimulation : 10 électrodes, câbles de branchement et sangles élastiques de maintien.



FIGURE 14 Électrode avec son câble et le connecteur de la sortie d'électrostimulation.

7.4 Raccordement du chauffage infrarouge

Reliez les connecteurs infrarouges de la combinaison aux câbles de l'unité en faisant correspondre leur numérotation (zones 1-5), et insérez le connecteur à fond dans la sortie correspondante de l'appareil.




FIGURE 15 Raccordement du circuit de chauffage infrarouge.

08 FONCTIONNEMENT

8.1 Mise en marche

- 1 Branchez le câble sur la prise du réseau électrique.
- 2 Actionnez l'interrupteur de mise en marche situé à l'arrière de la machine.
- 3 Vérifiez que tous les tubes d'air et d'infrarouges sont correctement montés, tant sur la machine principale que sur chacune des parties composant la combinaison de pressothérapie (numérotation correcte).
- 4 Appuyez sur le bouton POWER de la console principale (1).
- 5 Appuyez sur le bouton n° 11, qui active le fonctionnement général de la machine.

8.2 Réglage du temps de travail

Réglez le temps de travail avec le bouton 10. Le temps minimum est de 1 minute et le maximum programmable est de 60 minutes. De manière générale, il est recommandé de programmer entre 30 et 60 minutes, selon l'objectif du traitement.

8.3 Fonction infrarouge

Le bouton 21 permet d'activer ou de désactiver la fonction infrarouge. Si un point rouge apparaît sur l'écran d'affichage (23), la fonction est active ; en appuyant à nouveau sur le bouton 21, elle se désactive à tout moment et le point rouge disparaît. Vous disposez de huit niveaux d'intensité réglables avec la commande 22, en fonction des besoins de chaque cas.

ATTENTION

L'utilisation de cette fonction n'est pas recommandée chez les clients ayant des problèmes circulatoires. La nature de la peau de chaque personne étant différente, ne sélectionnez pas une intensité élevée de manière prolongée afin d'éviter les brûlures. Schéma recommandé : niveau 8 au début et, dès que le client ressent de la chaleur, descendre au niveau 5-6 et maintenir.

8.4 Fonction de pressothérapie (AIR DE-TOXIN MODE)

L'activation et la désactivation du gonflage s'effectuent avec le bouton 18. Si un point rouge s'affiche sur l'écran 17, la fonction est sélectionnée ; s'il ne s'affiche pas, la fonction n'est pas active à ce moment-là. La machine dispose de 3 modes de gonflage de l'air, sélectionnables avec le bouton 19 :

Mode 1 — la pression de l'air s'exerce des pieds jusqu'à la taille (séquence ascendante).

Mode 2 — la pression de l'air s'exerce de la taille vers les pieds (séquence descendante).

Mode 3 — la pression s'applique dans toutes les chambres en même temps (fonction pompage).

Le bouton 20 permet de sélectionner la vitesse de gonflage des chambres à air (5 niveaux) et la molette 24 règle l'intensité de la pression d'air. Les boutons 12 à 16 permettent d'activer ou d'exclure chaque sortie corporelle (bras gauche, bras droit, taille, jambe gauche et jambe droite).

Vitesses de gonflage

Niveau 1 — très rapide

Niveau 2 — rapide

Niveau 3 — intermédiaire

Niveau 4 — lent

Niveau 5 — très lent

NOTE

Par mesure d'hygiène, l'utilisation de pantalons en cellulose spécifiques à ce type de traitement est toujours recommandée, pour chaque client.

8.5 Fonction d'électrostimulation

Pour que cette fonction soit active, un point rouge doit être visible sur l'écran 4 ; vous pouvez la désactiver avec le bouton 6 (le point rouge disparaîtra). Assurez-vous d'avoir raccordé les câbles à l'avant et les électrodes par paires (positive + négative). Sélectionnez le programme de travail avec les boutons 3 et 4 et visualisez-le sur l'écran 2. La machine dispose de 5 programmes préconfigurés :

Programme 1 — base des programmes de silhouette et de réduction de volume ; convient à toute zone corporelle.

Programme 2 — travail localisé, destiné aux zones les plus résistantes dans les programmes de remodelage.

Programme 3 — orienté vers l'amélioration de l'aspect de la cellulite et de la peau d'orange.

Programme 4 — active la circulation de retour et favorise le drainage esthétique, avec une sensation de légèreté.

Programme 5 — relaxant ; aide à délasser et à relâcher la musculature.

Sélectionnez également le mode de travail avec le bouton 2 : si un point rouge apparaît sur l'écran 2, le fonctionnement est automatique (la machine passe d'un programme à l'autre) ; s'il n'y a pas de point rouge, la sélection est manuelle, avec le programme choisi au préalable.

Avec le bouton 8, parcourez une à une les 5 sorties d'électrostimulation : à chaque pression, le voyant rouge se déplace le long des témoins situés au-dessus du bouton. Configurez indépendamment l'intensité de

chaque sortie avec les boutons 7, en l'adaptant à la sensibilité du client. La machine dispose de 8 niveaux d'intensité.

Plus l'intensité appliquée est élevée, plus le nombre de fibres musculaires participant à chaque contraction est important. Travaillez toujours au niveau le plus élevé qui reste confortable pour le client, en augmentant progressivement au cours de la séance et sans jamais atteindre le seuil de la douleur : la sensation normale est un picotement accompagné de la contraction, pas une gêne.

8.6 Tutoriels vidéo

Le fabricant met à votre disposition des tutoriels vidéo d'utilisation de l'appareil dans les langues suivantes :

Espagnol — <https://www.youtube.com/watch?v=ox-nc-CfXek>

Italien — <https://www.youtube.com/watch?v=ZHh9BbdT4ls>

Portugais — <https://youtu.be/56njBsH90sc>

09 PROTOCOLE DE TRAITEMENT

Séquence de travail recommandée pour une séance complète de remodelage corporel :



FIGURE 16 Mise en place de la ceinture de taille et d'abdomen sur la cliente, les électrodes étant déjà positionnées.

- 1 Installez le client sur une table de soin.
- 2 Mettez-lui un pantalon spécial pressothérapie (cellulose jetable) ou similaire.
- 3 Réalisez un massage préalable pendant 15–20 minutes. L'effet sera meilleur si vous utilisez des cosmétiques spécifiques à l'objectif du traitement.
- 4 Placez chacun des accessoires de la combinaison de pressothérapie et fermez les modules.
- 5 Mettez la machine en marche avec le bouton d'allumage et vérifiez que la fonction de pressothérapie est active (point rouge sur l'écran 17). Arrêtez l'électrostimulation et le chauffage infrarouge s'ils ne sont pas utilisés dans cette phase.
- 6 Sélectionnez le temps de travail et réglez la pression de l'air et le mode de gonflage selon les conditions particulières de chaque client. Séance de pressothérapie : 15–30 minutes.
- 7 Si vous le souhaitez, activez la fonction de chauffage infrarouge selon le schéma de la section 8.3.
- 8 Une fois la pressothérapie terminée, vous pouvez réaliser une séance d'électrostimulation d'environ 10 minutes. Choisissez le mode manuel ou automatique (avec le voyant rouge sur l'écran 2, le mode est automatique).

- 9 Placez toujours les électrodes adhésives avec du gel conducteur à base aqueuse, au début et à la fin du muscle, pour éviter les lésions (voir section 10).
- 10 Le traitement complet peut durer jusqu'à 90 minutes.

NOTE

Lorsque la pressothérapie est utilisée dans le cadre d'un traitement combiné, appliquez-la à la fin de la séance, après les autres méthodes employées.

10 PLACEMENT DES ÉLECTRODES

Les schémas suivants proviennent de la documentation d'origine du fabricant et indiquent les points de placement des électrodes par paires (chaque numéro et son partenaire avec apostrophe forment un circuit). Les électrodes se placent sur les points moteurs du muscle, où le signal est canalisé avec le meilleur rendement :




FIGURE 17 Épaule et cou. Fonction : activer et détendre la zone.




FIGURE 18 Épaule et bras. Fonction : activer et tonifier la zone.



FIGURE 19 Abdomen. Fonction : tonifier la zone dans le cadre des programmes de silhouette.




FIGURE 20 Cuisses. Fonction : tonifier la zone dans le cadre des programmes de silhouette.

ATTENTION

Placez toujours les électrodes par paires (positive + négative) et avec du gel conducteur à base aqueuse, au début et à la fin du muscle ; jamais sur un os, des articulations, le thorax ou le cou, et sans jamais croiser un même circuit entre l'avant et l'arrière du corps. Insérez les électrodes dans les sangles de maintien préalablement placées sur le client et vérifiez le contact complet avec la peau.

NOTE

Utilisez exclusivement du gel conducteur à base aqueuse : il garantit la transmission correcte de l'impulsion, protège la peau et prolonge la durée de vie des électrodes. Vous pouvez l'acheter sur sunmarket.es.

11 LES SÉANCES

À des fins esthétiques, les séances de pressothérapie durent environ 30–45 minutes, selon l'objectif de travail et la sensibilité de chaque client. La minuterie de l'appareil permet de programmer jusqu'à 60 minutes.

Quant à la fréquence, on pratique généralement 2–3 séances par semaine, bien que dans certains cas concrets on puisse aller jusqu'à une séance quotidienne.

Lorsque la pressothérapie est utilisée dans le cadre d'un traitement combiné, elle s'applique à la fin de la séance, après les autres méthodes employées.

12 PRÉCAUTIONS PENDANT LE TRAITEMENT

- 1 Utilisez toujours du gel conducteur à base aqueuse sur les électrodes adhésives de la gymnastique passive pour obtenir de meilleurs résultats. Réglez l'intensité selon les sensations indiquées par le client, toujours progressivement du plus faible au plus fort. En cas de sensation de douleur, vérifiez que l'électrode est en parfait contact avec la peau.
- 2 Pour la fonction infrarouge, réglez le niveau 8 au début du traitement et, dès que le client ressent de la chaleur, diminuez le niveau à 5 ou 6 et maintenez cette température.
- 3 Pendant tout le traitement, communiquez avec le client afin de vérifier la température et de pouvoir effectuer le réglage correspondant.
- 4 Pendant le traitement, mettez la machine en pause pour les fonctions non réalisées lors de cette séance.
- 5 Utilisez toujours des pantalons jetables ou stérilisez correctement le consommable utilisé pour chaque client.

13 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

13.1 Nettoyage après chaque séance

- Débranchez l'appareil du réseau avant tout nettoyage.
- Nettoyez la surface de la combinaison et des modules avec un chiffon doux humidifié à l'eau ou avec un désinfectant non agressif ; séchez complètement avant de ranger. N'immergez aucun composant.
- Nettoyez les électrodes adhésives en retirant les restes de gel conducteur et désinfectez-les ; remplacez-les lorsqu'elles perdent leur adhérence.
- Nettoyez la console et le boîtier avec un chiffon sec ou légèrement humide ; jamais avec des liquides versés directement.

13.2 Entretien périodique

- Vérifiez l'état des tubes et des connecteurs : sans plis permanents, fissures ni fuites d'air. Remplacez tout tube endommagé par une pièce d'origine.
- Vérifiez le câble d'alimentation et les câbles des électrodes ; s'ils présentent des dommages, n'utilisez pas l'appareil et demandez une pièce d'origine.
- Rangez la combinaison à plat ou pliée sans angles forcés, dans un endroit sec et à l'abri du soleil.
- Le fusible se trouve à côté de la prise de courant arrière ; remplacez-le uniquement par un autre de mêmes caractéristiques et avec l'appareil débranché.
- Toute autre intervention relève exclusivement du service technique agréé.

14 RÉOLUTION DES PROBLÈMES

Avant de contacter le service technique, vérifiez les points suivants :

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
L'appareil ne s'allume pas	Câble mal branché ; interrupteur arrière éteint ; fusible grillé	Vérifiez le câble et la prise avec terre ; actionnez l'interrupteur arrière ; remplacez le fusible par un identique
Une chambre ne se gonfle pas	Tube raccordé à un mauvais numéro ; connecteur non enclenché ; tube plié	Vérifiez la numérotation, enfoncez le connecteur à fond et éliminez les plis du tube
La pression est faible	Vitesse ou intensité basses ; fuite sur un connecteur	Augmentez la vitesse (bouton 20) et la pression (molette 24) ; vérifiez l'enclenchement des connecteurs
Pas de chaleur infrarouge	Fonction désactivée (pas de point rouge sur 23) ; connecteur IR mal branché ; niveau bas	Activez avec le bouton 21 ; enclenchez le connecteur IR ; augmentez le niveau avec la commande 22
L'électrostimulation ne se sent pas	Fonction désactivée (pas de point rouge sur 4) ; sortie non configurée ; manque de gel ; électrode sans contact	Activez avec le bouton 6 ; configurez chaque sortie avec le bouton 8 ; appliquez du gel conducteur et vérifiez le contact de l'électrode
La stimulation est gênante	Intensité excessive ; électrode partiellement décollée	Baissez l'intensité et repositionnez l'électrode avec un contact complet

DANGER

Si le problème persiste, ou en cas d'odeur de brûlé, de bruits anormaux, d'humidité dans l'appareil ou de dommages visibles, débranchez immédiatement l'appareil du réseau et contactez le service technique.

N'ouvrez pas le boîtier : toutes les réparations doivent être effectuées par du personnel technique agréé.

15 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle certifié	IDMRTSE4 TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS · 8432729013696
Référence sur la console	IB-8108
Fonctions	Pressothérapie · Chaleur infrarouge · Électrostimulation (3 en 1 avec ensemble textile)
Alimentation	220 V. Compatibilité indiquée par le fabricant : CA 110 / 220 / 230 / 240 V
Fréquence	50 – 60 Hz
Puissance	350 W
Protection électrique	Interrupteur général et porte-fusible à l'arrière · 2 fusibles de rechange fournis
Pressothérapie	20 chambres à air · 10 secteurs de pression numérotés (0 – 9) · 3 modes de gonflage · 5 vitesses
Répartition des chambres	Abdomen 4 · jambes 4 × 2 · bras 4 × 2 · pieds 2 × 2
Pression d'air	0 – 150 mmHg (± 10 %). Le manuel du fabricant indique également 20 / 80 / 120 mmHg et 0,10 / 0,22 / 0,32 bar
Infrarouges	5 zones (bras 1/2 · taille 3 · jambes 4/5) · intensité de 1 à 8
Électrostimulation	5 canaux indépendants · 5 programmes · intensité de 1 à 8 · mode manuel ou automatique
Minuterie	1 – 60 minutes
Dimensions de l'unité principale	103 × 55 × 46 cm (99 × 43 × 38 cm selon la fiche commerciale)
Dimensions de l'ensemble textile plié	91 × 46 × 12 cm
Poids	Unité principale 29 kg · ensemble textile 6,6 kg · poids brut 36 kg
Classe d'efficacité énergétique	C

Conformité

L'appareil porte le marquage CE. Le fabricant a établi la déclaration UE de conformité du modèle certifié IDMRSE4 TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS (8432729013696), qui mentionne les directives et les normes harmonisées suivantes :

CE · Compatibilité électromagnétique	Directive 2014/30/UE
Normes appliquées · CEM	EN IEC 55014-1:2021 · EN IEC 55014-2:2021 · EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 · EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
CE · Basse tension	Directive 2014/35/UE
Normes appliquées · Basse tension	EN IEC 60335-2-115:2023+A11:2023 · EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021 · EN 62233:2008
RoHS	Directive 2011/65/UE
Normes appliquées · RoHS	IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV · IEC 62321-5:2013 · IEC 62321-6:2015 · IEC 62321-7-1:2015 · IEC 62321-7-2:2017 · IEC 62321-8:2017

NOTE

La déclaration UE de conformité originale, signée par le fabricant, est disponible auprès du distributeur. Indiquez la référence du modèle certifié lors de la demande.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce manuel, ainsi que les caractéristiques et composants du produit, sans préavis. Certains composants peuvent différer des images présentées.

16 GARANTIE ET SERVICE TECHNIQUE

L'appareil est fourni avec la garantie commerciale du distributeur. L'unité principale et l'ensemble textile ont des durées différentes, car les pièces de la combinaison subissent l'usure propre à une utilisation continue en cabine.

16.1 Couverture

ÉLÉMENT	GARANTIE	OBSERVATIONS
Unité principale : électronique de commande, compresseur, console de commande et structure	3 ans	À compter de la date de la facture d'achat
Combinaison modulaire : modules de bras et de jambe, ceinture de taille et bottes de pied	1 an	Pièces soumises à l'usure en cabine, considérées comme consommables
Couverture de base pour la table et sacoche d'organisation	1 an	Même régime que le reste de l'ensemble textile
Tuyaux à air, connecteurs et câbles d'infrarouges	1 an	Remplacement par pièce d'origine
Électrodes, sangles élastiques et gel conducteur	Non couverts	Consommables à renouveler périodiquement

Le délai court à compter de la date de la facture d'achat et couvre l'acheteur professionnel qui y figure. Cette garantie commerciale s'entend sans préjudice des droits que la réglementation applicable reconnaît à l'acheteur.

16.2 Ce qui est couvert

- Défauts de fabrication et de matériaux empêchant le fonctionnement normal de l'appareil.
- Défaillances de l'électronique de commande, du compresseur et de la console de commande pendant la durée indiquée.
- Fuites d'air dans les tuyaux, les connecteurs et les chambres imputables à un défaut d'origine.
- Main-d'œuvre et pièces de rechange d'origine nécessaires à la réparation.
- Diagnostic préalable et assistance téléphonique du service technique.

16.3 Ce qui n'est pas couvert

- L'usure normale des pièces, des sangles, des électrodes et du gel conducteur.
- Déchirures, coupures, perforations ou brûlures du matériau textile survenues à l'usage.
- Dommages dus à une tension de réseau différente de celle indiquée sur la plaque signalétique ou à des installations sans mise à la terre.

- Dommages dus aux chocs, aux chutes, à un transport inadapté ou à un stockage en milieu humide.
- Dommages dus à des liquides, cosmétiques ou désinfectants renversés sur l'unité ou introduits dans les pièces.
- Pannes provoquées par une manipulation, un démontage ou une réparation effectués par du personnel non agréé.
- Utilisation de l'appareil avec des accessoires ou des pièces qui ne sont pas d'origine.
- Usage non professionnel, usage contraire à ce manuel ou non-respect des contre-indications et des consignes de durée, de pression et de température.
- Consommables et travaux de nettoyage et d'entretien périodique décrits à la section 13.
- Dommages esthétiques n'affectant pas le fonctionnement de l'appareil.

ATTENTION

L'ouverture de la carrosserie, le remplacement de composants internes ou toute intervention réalisée par du personnel non agréé annulent immédiatement la garantie. Le remplacement du fusible et les tâches de nettoyage décrites à la section 13 sont les seules opérations qui incombent à l'utilisateur.

16.4 Comment signaler une panne

- 1 Arrêtez l'appareil, débranchez-le du secteur et cessez de l'utiliser.
- 2 Consultez d'abord la section 14 : une grande partie des incidents se résout en vérifiant la numérotation des tuyaux, l'emboîtement des connecteurs ou l'activation de la sortie à l'écran.
- 3 Réunissez le numéro de série de la plaque signalétique ainsi que la date et le numéro de la facture d'achat.
- 4 Décrivez la panne le plus précisément possible : fonction concernée, moment d'apparition et comportement observé.
- 5 Joignez des photographies ou une courte vidéo du problème et de la plaque signalétique.
- 6 Contactez le service technique du distributeur par téléphone, courriel ou WhatsApp.
- 7 Conservez l'emballage d'origine ou un emballage équivalent : il est indispensable à un transport sûr si l'unité doit être enlevée.
- 8 N'expédiez pas l'appareil sans avoir convenu au préalable de l'enlèvement avec le service technique.

16.5 Service technique, formation et appareil de remplacement

Le distributeur dispose de son propre service technique avec des pièces d'origine et accompagne l'institut pendant toute la durée de vie de l'appareil :

- Assistance téléphonique et par WhatsApp pour les questions de maniement et de montage de la combinaison.
- Formation au maniement de l'appareil, par téléphone ou dans les locaux du distributeur.

- Mise à disposition d'un appareil de remplacement pendant la réparation, selon les conditions en vigueur au moment de l'incident.
- Pièces d'origine pour les modules, tuyaux, connecteurs, électrodes et gel conducteur.
- Mises à jour de cette documentation.

16.6 Données de votre unité

Notez ici les données de votre appareil dès sa réception. La plaque signalétique se trouve à l'arrière de l'unité, à côté de l'interrupteur général, et le numéro de série est la première information demandée par le service technique.

Modèle

Numéro de série

Date d'achat

Numéro de facture

Distributeur et contact

17 ÉLIMINATION DE L'APPAREIL ET DE L'EMBALLAGE

En fin de vie, l'appareil et ses accessoires doivent être retirés séparément des autres déchets.

17.1 Équipement électrique

- Ne jetez pas l'unité avec les ordures ménagères ni avec les déchets commerciaux généraux.
- Remettez-la à un point de collecte agréé pour les déchets d'équipements électriques et électroniques, ou au distributeur lors de l'achat d'un appareil équivalent.
- Débranchez et retirez le câble d'alimentation avant la remise.
- La collecte séparée permet de récupérer les matériaux valorisables et évite que les composants électroniques ne rejoignent le flux général des déchets.

17.2 Combinaison, accessoires et emballage

- Séparez le carton de l'emballage et déposez-le dans le conteneur papier et carton.
- Déposez les plastiques de protection dans le conteneur correspondant.
- Les pièces, tuyaux, câbles et électrodes hors d'usage sont gérés comme déchets non recyclables, sauf indication contraire de la réglementation locale.
- Les restes de gel conducteur et les emballages vides suivent les indications de leur propre étiquette.

NOTE

Consultez toujours les règles de collecte en vigueur dans votre commune : le classement et les points de dépôt peuvent varier.

A ANNEXE A · ÉVALUATION PRÉALABLE ET CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Cette annexe réunit en un seul document imprimable l'évaluation préalable de la personne et son consentement éclairé pour les trois technologies de l'appareil. Complétez et faites signer un exemplaire avant la première séance et revoyez le questionnaire à chaque nouvelle visite.

NOTE

Modèle indicatif. Adaptez-le aux données et aux procédures de votre institut et faites-le relire par votre conseil juridique avant de l'utiliser : Sunmarket Wellness ne fournit pas de conseil juridique et la responsabilité du document finalement utilisé incombe à l'institut.

DONNÉES DE L'INSTITUT ET DE LA PERSONNE

Institut _____

Professionnel responsable _____

Nom et prénom _____

Pièce d'identité _____

Date de naissance _____

Téléphone _____

Courriel _____

QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION PRÉALABLE

Cochez la case qui convient à chaque ligne. Le questionnaire est rempli par la personne avec l'aide du professionnel.

BLOC A · SITUATIONS QUI EMPÊCHENT LA SÉANCE	OUI	NON
Grossesse ou suspicion de grossesse	☐	☐
Stimulateur cardiaque, défibrillateur ou autre dispositif électronique implanté	☐	☐
Épilepsie	☐	☐
Thrombose veineuse profonde, thrombophlébite ou phlébothrombose récentes	☐	☐
Varices importantes ou tortueuses	☐	☐
Affection cardiaque ou infarctus du myocarde récent	☐	☐
Insuffisance cardiaque, respiratoire ou rénale	☐	☐
Tension artérielle non contrôlée	☐	☐
Processus oncologique actif	☐	☐
Fièvre, infection active ou inflammation aiguë	☐	☐

BLOC A · SITUATIONS QUI EMPÊCHENT LA SÉANCE	OUI	NON
Infection cutanée, plaie ouverte, brûlure ou dermatite dans la zone de travail	☐	☐
Lymphangite	☐	☐
Arthrite inflammatoire en phase aiguë	☐	☐
Hernie abdominale ou inguinale	☐	☐
Décollement de la rétine	☐	☐
Processus hémorragique actif	☐	☐
Personne de moins de 18 ans	☐	☐

DANGER

Une seule réponse affirmative dans le bloc A empêche la réalisation de la séance. N'appliquez aucune des trois technologies tant que la situation persiste et orientez la personne vers son professionnel de santé.

BLOC B · SITUATIONS NÉCESSITANT UNE ÉVALUATION	OUI	NON
Traitement médical en cours ou démarche diagnostique ouverte	☐	☐
Diabète avec neuropathie ou altération de la sensibilité	☐	☐
Altération de la sensibilité cutanée ou thermique	☐	☐
Peau très fine, hypersensible ou fragilité capillaire importante	☐	☐
Chirurgie récente sans autorisation médicale définitive	☐	☐
Implants métalliques dans la zone de pose des électrodes	☐	☐
Médication photosensibilisante	☐	☐
Menstruations, si un travail abdominal est prévu	☐	☐
Âge avancé avec pathologie circulatoire associée	☐	☐
Tendance aux hématomes ou à marquer facilement	☐	☐

Une réponse affirmative dans le bloc B n'empêche pas nécessairement la séance, mais elle exige une évaluation individuelle, des intensités réduites, une surveillance continue et, le cas échéant, une autorisation médicale écrite préalable.

TECHNOLOGIES PRÉVUES

- ☐ Pressothérapie par compression pneumatique
- ☐ Chaleur par infrarouges lointains
- ☐ Electrostimulation EMS

☐ Zones corporelles prévues :

DÉCLARATION ET CONSENTEMENT

La personne déclare et accepte ce qui suit :

1. Elle a été informée que le soin a une finalité exclusivement esthétique et de bien-être, qu'il ne constitue pas un acte médical et qu'il ne remplace aucune évaluation, aucun diagnostic ni aucun traitement de santé.
2. Les trois technologies de l'appareil lui ont été expliquées ainsi que les sensations normales de chacune : compression progressive des chambres à air, chaleur douce et enveloppante sur les zones actives, et fourmillement accompagné de contraction musculaire pour l'électrostimulation.
3. Elle a été informée que des réactions passagères peuvent apparaître : rougeur, sensation de chaleur pendant un moment, légères marques des pièces ou des sangles et léger fourmillement résiduel.
4. Elle déclare que les informations fournies dans le questionnaire sont exactes et complètes et qu'elle n'a omis aucune circonstance pertinente pour sa sécurité.
5. Elle s'engage à signaler toute modification de son état de santé, de son traitement ou de ses médicaments avant chaque nouvelle séance.
6. Elle s'engage à signaler immédiatement au professionnel toute douleur, gêne, sensation excessive de chaleur ou toute autre sensation désagréable pendant la séance.
7. Elle comprend que les résultats sont variables, qu'ils dépendent de facteurs individuels, du nombre de séances et des habitudes personnelles, et qu'aucun résultat précis ni aucune réduction de mensurations ne lui a été garanti.
8. Elle a eu l'occasion de poser des questions et a reçu une réponse à chacune d'elles avant de signer.
9. Elle consent librement à l'application des technologies cochées dans ce document et sait qu'elle peut retirer son consentement à tout moment, sans avoir à le justifier et sans que cela affecte sa relation avec l'institut.
10. En cas de doute sur son état de santé, elle s'engage à fournir une autorisation médicale écrite préalable avant de recevoir la séance.

PROTECTION DES DONNÉES

Responsable du traitement des données : l'institut indiqué en en-tête. Finalité : gérer la prestation du service esthétique, évaluer l'opportunité des séances et tenir l'historique des soins. Base juridique : le consentement de la personne et l'exécution de la relation de service. Conservation : pendant la relation avec l'institut puis pendant les délais légalement exigibles. Destinataires : aucune donnée n'est communiquée à des tiers sauf obligation légale. Droits : accès, rectification, effacement, limitation, opposition et portabilité, par demande écrite adressée à l'institut ; une réclamation peut également être déposée auprès de l'autorité de contrôle compétente.

Signature de la personne

Signature du professionnel

Date

B ANNEXE B · REGISTRE DES SÉANCES

Enregistrez chaque séance dès qu'elle se termine. L'historique permet d'ajuster les paramètres de la visite suivante, atteste du suivi réalisé et documente tout incident.

Nom et prénom

Institut

Professionnel responsable[illegible]

Conservez ce registre avec la fiche d'évaluation préalable de chaque personne et mettez-le à jour à chaque visite.

C ANNEXE C · GUIDE RAPIDE DE CABINE

Résumé opérationnel à garder près de l'appareil. Il ne remplace pas la lecture complète du manuel.

Avant de commencer	Fiche d'évaluation préalable signée et revue · pantalon jetable pour chaque personne
Montage	Tuyaux 0 à 9 et connecteurs d'infrarouges 1 à 5 sur leur numéro · vérifier l'emboîtement avant chaque séance
Démarrage	Câble sur prise reliée à la terre · interrupteur arrière · bouton POWER · bouton 11 de fonctionnement général
Pressothérapie	Mode de gonflage 1, 2 ou 3 · pression du plus faible au plus fort avec la molette 24 · durée jusqu'à 60 minutes
Infrarouges	Niveau 8 au début puis 5 ou 6 dès la sensation de chaleur · jamais de pièces chauffées à vide
Électrostimulation	Gel conducteur à base d'eau · électrodes par paires · au début et à la fin du muscle · jamais sur le thorax, le cou ni la tête
Pendant la séance	Communication constante · jamais sans surveillance · fonctions non utilisées en pause
Séance complète	Pressothérapie 15 à 30 minutes · électrostimulation environ 10 minutes · soin complet jusqu'à 90 minutes
Fréquence	2 ou 3 séances par semaine, à jours alternés
À la fin	Arrêter les fonctions · ouvrir les pièces pour dissiper la chaleur · nettoyer électrodes et surfaces
En cas de gêne	Baisser l'intensité ou arrêter la fonction et débrancher l'appareil si nécessaire
Fusible	À côté de la prise de courant arrière · remplacer uniquement par un fusible de mêmes caractéristiques, appareil débranché

⚠ DANGER

En cas d'odeur de brûlé, de bruits anormaux, d'humidité dans l'appareil ou de dommages visibles : arrêtez toutes les fonctions, débranchez l'appareil du secteur et contactez le service technique. N'ouvrez pas la carrosserie.

D TABLE DES FIGURES

01	Zones fonctionnelles de la console de commande de l'IB-8108.	12
02	Console de commande de l'IB-8108 avec les éléments numérotés de 1 à 24.	13
03	Connecteurs frontaux : cinq sorties d'électrostimulation et cinq sorties d'infrarouges, numérotées de 1 à 5.	14
04	Arrière de l'unité avec les éléments numérotés de 1 à 3.	14
05	Combinaison modulaire déployée : chaque chambre porte sa numérotation imprimée avec le préfixe L ou R selon le côté du corps.	15
06	Bras · chambres 8 et 9	16
07	Jambe · chambres 2, 3, 4 et 5	16
08	Taille · chambres 6 et 7	16
09	Botte de pied · chambres 0 et 1	16
10	Couverture de base pour la table avec la sacoche intégrée qui regroupe les tuyaux et les câbles.	16
11	Unité principale et ensemble complet des modules de la combinaison.	17
12	Raccordement de la pression d'air : branchez ici ; pour libérer, appuyez sur le point bleu du connecteur.	18
13	Kit d'électrostimulation : 10 électrodes, câbles de branchement et sangles élastiques de maintien.	19
14	Électrode avec son câble et le connecteur de la sortie d'électrostimulation.	19
15	Raccordement du circuit de chauffage infrarouge.	19
16	Mise en place de la ceinture de taille et d'abdomen sur la cliente, les électrodes étant déjà positionnées.	23
17	Épaule et cou. Fonction : activer et détendre la zone.	25
18	Épaule et bras. Fonction : activer et tonifier la zone.	25
19	Abdomen. Fonction : tonifier la zone dans le cadre des programmes de silhouette.	25
20	Cuisses. Fonction : tonifier la zone dans le cadre des programmes de silhouette.	25



TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS · IDMRTSE4

Appareil professionnel pour l'esthétique et le bien-être. Usage exclusif par du personnel formé.

DISTRIBUTEUR

Sunmarket Wellness S.L.U.

www.sunmarket.es · 961 040 660 · info@sunmarket.es

© Sunmarket Wellness. Tous droits réservés.