

TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS 4000

Apparecchiatura professionale di estetica 3 in 1: pressoterapia sequenziale, calore a infrarossi ed elettrostimolazione — Modello IDMRTSE4



Pressoterapia sequenziale

10 camere d'aria · 3
modalità · 5 velocità
· pressione
regolabile



Calore a infrarossi

5 zone di
riscaldamento · 8
livelli di intensità



Elettrostimolazione

5 uscite indipendenti ·
5 programmi · 8 livelli



Tuta corporea completa

Piedi · gambe ·
girovita · braccia,
con moduli
indipendenti

Indice

TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS 4000 · Manuale di istruzioni

01	Informazioni generali	03
02	Principi di funzionamento	04
03	Applicazioni estetiche	06
04	Controindicazioni	07
05	Norme di sicurezza	09
06	Descrizione dell'apparecchiatura	11
07	Installazione e collegamento	17
08	Funzionamento	19
09	Protocollo di trattamento	22
10	Posizionamento degli elettrodi	24
11	Le sedute	25
12	Precauzioni durante il trattamento	26
13	Pulizia e manutenzione	27
14	Risoluzione dei problemi	28
15	Specifiche tecniche	29
16	Garanzia e assistenza tecnica	31
17	Smaltimento dell'apparecchiatura e dell'imballo	34
A	Valutazione preliminare e consenso informato	35
B	Registro delle sedute	38
C	Guida rapida di cabina	39
D	Indice delle figure	40

01 INFORMAZIONI GENERALI

Il TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS (modello certificato IDMRTSE4) è un'apparecchiatura professionale 3 in 1 che unisce pressoterapia sequenziale a camere d'aria, calore a infrarossi ed elettrostimolazione a bassa frequenza (ginnastica passiva) in un'unica piattaforma con corredo tessile corporeo completo. Sulla consolle è riportata la referenza di fabbricazione IB-8108.

Descrizione dell'apparecchiatura

Il sistema è composto da un'unità principale su ruote con consolle di comando analogica e da una tuta corporea con moduli indipendenti per piedi, gambe, girovita e braccia. L'unità gestisce tre tecnologie che possono essere applicate in modo combinato o indipendente:

- **Pressoterapia:** 10 uscite di aria compressa (camere da 0 a 9) con tre modalità di gonfiaggio, cinque velocità e regolazione dell'intensità della pressione.
- **Calore a infrarossi:** cinque zone di riscaldamento (braccia, girovita e gambe) con otto livelli di intensità.
- **Elettrostimolazione:** cinque uscite indipendenti con elettrodi adesivi, cinque programmi preconfigurati e otto livelli di intensità.

Uso previsto e utilizzatori

L'apparecchiatura è destinata ai professionisti dell'estetica e del benessere in cabina (centri estetici, spa, fisioestetica). Deve essere utilizzata esclusivamente da personale formato al suo impiego, dopo la lettura completa di questo manuale. Non è destinata all'uso domestico senza supervisione professionale. Il TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS 4000 ha una finalità esclusivamente estetica e di benessere: non è un prodotto sanitario e non è destinato alla prevenzione, alla diagnosi o al trattamento di alcuna patologia.

NOTA

Questa apparecchiatura non sostituisce la valutazione di un professionista sanitario. In presenza di qualsiasi patologia, trattamento medico in corso o dubbio sull'idoneità del trattamento, richiedere l'autorizzazione medica prima di applicare qualsiasi funzione.

Simboli utilizzati in questo manuale

Nel documento vengono utilizzati tre livelli di avvertenza. Rispettarli in ogni momento:

SIMBOLO	SIGNIFICATO
PERICOLO	Rischio per la sicurezza delle persone o di danno grave all'apparecchiatura. Il mancato rispetto può provocare lesioni.
ATTENZIONE	Situazione che può compromettere il risultato del trattamento o la vita utile dell'apparecchiatura.
NOTA	Informazione complementare o raccomandazione di buone pratiche.

02 PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

2.1 La pressoterapia estetica

La pressoterapia è una tecnica di estetica professionale basata sulla compressione pneumatica controllata. La tuta corporea incorpora camere d'aria indipendenti che si gonfiano e si sgonfiano seguendo cicli programmati di compressione e decompressione: la pressione avanza in modo ordinato dalle zone più lontane dal tronco (i piedi) verso il girovita, o in senso inverso, secondo la modalità selezionata.

Questo massaggio a compressione sequenziale attiva la circolazione di ritorno e favorisce il movimento dei liquidi trattenuti, il che si traduce in un'immediata sensazione di leggerezza, specialmente nelle gambe. La pressione, la velocità di gonfiaggio e il percorso delle camere sono regolabili, in modo che l'intensità del massaggio si adatti alla sensibilità e all'obiettivo di ogni cliente.

In cabina, la pressoterapia si impiega con finalità esclusivamente estetiche e di benessere: sensazione di gambe stanche, ritenzione occasionale di liquidi, supporto dei programmi anticellulite e di rimodellamento della silhouette, e come complemento che potenzia il risultato di altri trattamenti corporei e dei cosmetici applicati.

2.2 Calore a infrarossi

Gli emettitori a infrarossi integrati nella tuta forniscono un calore delicato e controllato che penetra nel tessuto, innalza la temperatura locale e accelera la circolazione sanguigna e il metabolismo della zona. Il calore allevia la tensione muscolare, rilassa la muscolatura e favorisce l'assorbimento dei prodotti cosmetici applicati durante il trattamento.

2.3 Elettrostimolazione a bassa frequenza

Il principio dell'elettrostimolazione è semplice e rispetta il funzionamento naturale del corpo: gli impulsi elettrici a bassa frequenza riproducono il segnale che il cervello invia attraverso le fibre nervose quando ordina una contrazione. Il muscolo non distingue tra una contrazione volontaria e una indotta dall'apparecchiatura — il lavoro svolto è lo stesso —, ed è per questo che questa tecnica è conosciuta come ginnastica passiva.

Applicate mediante elettrodi adesivi sui punti corretti, le sequenze di contrazione e rilassamento tonificano la muscolatura, attivano la zona trattata e contribuiscono ai programmi di rimodellamento corporeo e rassodamento, con particolare resa su cosce, glutei, addome e braccia.

Durante la seduta, il cliente percepisce un leggero formicolio accompagnato dalla contrazione del muscolo. Ai livelli delicati la sensazione è appena percettibile; nei programmi di tonificazione la contrazione è più marcata, sempre entro il margine di comfort indicato dal cliente stesso.

2.4 Effetti combinati

- **Rimodellamento della silhouette:** la combinazione di pressione sequenziale, calore e lavoro muscolare passivo è orientata ai programmi di riduzione dei volumi e di miglioramento dell'aspetto della cellulite.
- **Rassodamento:** la stimolazione delle terminazioni sensoriali dell'epidermide contribuisce a un aspetto più compatto ed elastico della pelle.

- **Rilassamento e benessere:** il massaggio ad aria e il calore a infrarossi scaricano la muscolatura e donano una sensazione generale di riposo e di gambe leggere.
- **Sinergia con i cosmetici:** il calore e l'attivazione della zona favoriscono la resa dei prodotti applicati prima della seduta.

03 APPLICAZIONI ESTETICHE

Il TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS 4000 è stato progettato per l'utilizzo in cabina con una finalità esclusivamente estetica e di benessere. Le sue principali applicazioni sono:

- Sensazione di gambe stanche e pesanti dopo la giornata
- Ritenzione occasionale di liquidi
- Miglioramento dell'aspetto della cellulite e della pelle a buccia d'arancia
- Programmi di rimodellamento della silhouette e di riduzione dei volumi
- Rassodamento e miglioramento dell'aspetto generale della pelle
- Tonificazione muscolare mediante ginnastica passiva
- Sensazione di leggerezza e riposo nelle gambe
- Preparazione e chiusura di altri trattamenti estetici corporei
- Maggiore resa dei cosmetici applicati in cabina
- Rilassamento e benessere generale

NOTA

Questa apparecchiatura non è un prodotto sanitario e non è destinata alla prevenzione, alla diagnosi né al trattamento di alcuna patologia. Se il cliente presenta qualsiasi condizione di salute, è in gravidanza o segue un trattamento medico, la valutazione spetta a un professionista sanitario prima di ricevere la seduta (vedere le controindicazioni della sezione 4).

04 CONTROINDICAZIONI

PERICOLO

Non applicare il trattamento ad alcuna persona rientrante nei casi seguenti. Al minimo dubbio, esigere un referto o un'autorizzazione medica scritta prima della prima seduta.

4.1 Controindicazioni assolute

- Tromboflebiti o flebotrombosi recenti (trombosi venosa profonda)
- Varici importanti o tortuose
- Infezioni cutanee attive nella zona di trattamento
- Linfangite
- Artrite infiammatoria in fase acuta
- Scompenso cardiocircolatorio
- Disturbi importanti della pressione arteriosa non controllati
- Infarto del miocardio recente
- Neoplasie (processi oncologici attivi, salvo indicazione medica espressa)
- Insufficienza cardiaca, respiratoria o renale importanti
- Infiammazioni acute e processi febbrili o infettivi
- Gravidanza
- Ferite aperte, ustioni, dermatiti o lesioni cutanee nella zona
- Insufficienza arteriosa periferica severa

4.2 Controindicazioni relative

Richiedono una valutazione individuale e, se del caso, un'autorizzazione medica preventiva; applicare intensità ridotte e sorveglianza continua:

- Persone sotto trattamento medico o in fase di diagnosi
- Diabete con neuropatia o alterazioni della sensibilità
- Alterazioni della sensibilità cutanea o termica
- Ernie addominali o inguinali (evitare la pressione addominale)
- Mestruazioni (evitare il programma addominale se provoca fastidio)
- Post-operatori senza dimissione medica definitiva
- Fragilità capillare importante o tendenza agli ematomi
- Età avanzata con patologia circolatoria associata

4.3 Specifiche dell'elettrostimolazione

- Portatori di pacemaker, defibrillatori o altri dispositivi elettronici impiantati: **vietato**
- Epilessia
- Non applicare elettrodi su torace, zona cardiaca, seno, collo (seno carotideo, laringe) né sulla testa
- Non applicare su zone con impianti metallici (osteosintesi, protesi) situati sotto gli elettrodi
- Non applicare sull'addome in caso di ernia o chirurgia addominale recente
- Pelle irritata, lesionata o con alterazioni della sensibilità nel punto di applicazione dell'elettrodo

4.4 Specifiche del calore a infrarossi

- Clienti con problemi circolatori: l'utilizzo di questa funzione non è raccomandato
- Alterazioni della sensibilità termica (rischio di ustione senza percezione di calore eccessivo)
- Fotosensibilità o farmaci fotosensibilizzanti: valutare e ridurre l'intensità
- Non applicare calore su zone con infiammazione acuta, processi infettivi o traumi recenti

05 NORME DI SICUREZZA

5.1 Sicurezza elettrica

- Collegare l'apparecchiatura unicamente a una presa con messa a terra e con tensione corrispondente a quella indicata nelle specifiche (CA 110–220 V).
- Non smontare l'apparecchiatura né effettuare alcuna operazione non indicata in queste istruzioni. Tutte le riparazioni devono essere eseguite da personale tecnico autorizzato.
- Non utilizzare l'apparecchiatura vicino all'acqua né con le mani bagnate. Non versare liquidi sull'unità né sulla consolle.
- Non modificare né alterare i cavi. Non collocare l'apparecchiatura dove qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
- Non introdurre alcun oggetto all'interno dell'apparecchiatura: rischio di incendio o scossa elettrica. Se qualcosa dovesse entrare accidentalmente al suo interno, scollegarla e contattare immediatamente il servizio tecnico.
- Estrarre il cavo di alimentazione dalla presa al termine della giornata.
- Collocare l'apparecchiatura su una superficie stabile affinché non possa danneggiarsi né ribaltarsi.

PERICOLO

Rimuovere immediatamente la spina dalla presa elettrica se si verifica una qualsiasi di queste situazioni:

- L'apparecchiatura si è bagnata.
 - L'apparecchiatura emana odore di bruciato o fa un rumore strano.
 - Il cavo è rotto o deteriorato.
 - L'apparecchiatura presenta rotture o danni visibili.
-

5.2 Sicurezza durante l'uso

- Effettuare sempre un'anamnesi preliminare del cliente ed escludere tutte le controindicazioni della sezione 4.
- Regolare le intensità sempre dal meno al più, secondo le sensazioni indicate dal cliente. Il trattamento non deve mai risultare doloroso.
- Mantenere una comunicazione costante con il cliente durante tutta la seduta, in particolare per verificare la temperatura degli infrarossi.
- Non lasciare il cliente senza supervisione durante il trattamento.
- Mantenere in pausa le funzioni che non si utilizzano nella seduta.
- Nella funzione a infrarossi, non selezionare intensità elevate in modo prolungato: la natura della pelle di ogni persona è diversa ed esiste il rischio di ustioni.

5.3 Igiene

- Utilizzare sempre pantaloni monouso in cellulosa specifici per questo tipo di trattamento, per ogni cliente.
- Se si utilizzano consumabili non monouso, sterilizzarli correttamente tra un cliente e l'altro.
- Pulire e disinfettare gli elettrodi e le superfici della tuta dopo ogni seduta (vedere la sezione 13).

06 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA

6.1 Pannello di controllo




FIGURA 01 Zone funzionali della consolle di comando dell'IB-8108.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ① Accensione generale della consolle ② Elettrostimolazione: schermata di modalità e selezione del programma di lavoro ③ Elettrostimolazione: schermata di intensità, pulsanti di regolazione e selettore di uscita ④ Tempo di lavoro: schermata e regolazione | <ul style="list-style-type: none"> ⑤ Avvio e arresto generale e selezione delle cinque uscite corporee ⑥ Infrarossi: schermata di intensità e regolazione del livello ⑦ Pressoterapia: schermata della modalità di riempimento, avvio e arresto, e velocità ⑧ Manopola di regolazione dell'intensità della pressione dell'aria |
|--|--|




FIGURA 02 Console di comando dell'IB-8108 con gli elementi numerati da 1 a 24.

- | | |
|--|--|
| ① Accensione | ⑫ Pulsante dell'uscita del braccio sinistro |
| ② Visualizzazione della modalità di lavoro dell'elettrostimolazione | ⑬ Pulsante dell'uscita del braccio destro |
| ③ Selezione della modalità manuale / automatica dell'elettrostimolazione | ⑭ Pulsante dell'uscita del girovita |
| ④ Selezione del programma di lavoro dell'elettrostimolazione | ⑮ Pulsante dell'uscita della gamba sinistra |
| ⑤ Display dell'intensità dell'elettrostimolazione | ⑯ Pulsante dell'uscita della gamba destra |
| ⑥ Selettore di accensione/spengimento dell'elettrostimolazione | ⑰ Display del programma di lavoro della pressoterapia |
| ⑦ Pulsanti di regolazione dell'intensità dell'elettrostimolazione | ⑱ Avvio/arresto della funzione di pressoterapia |
| ⑧ Selettore di ciascuna delle 5 uscite di elettrostimolazione | ⑲ Selezione della modalità di gonfiaggio dell'aria |
| ⑨ Display di visualizzazione del tempo di lavoro | ⑳ Regolazione della velocità di gonfiaggio (frequenza) |
| ⑩ Regolazione del tempo di lavoro | ㉑ Avvio/arresto della funzione a infrarossi |
| ⑪ Pulsante di avvio/arresto del funzionamento generale della macchina | ㉒ Regolazione dell'intensità del calore a infrarossi |
| | ㉓ Display di visualizzazione degli infrarossi |
| | ㉔ Manopola di regolazione dell'intensità della pressione dell'aria |

6.2 Collegamenti anteriori e posteriori



FIGURA 03 Connettori frontali: cinque uscite di elettrostimolazione e cinque di infrarossi, numerate da 1 a 5.




FIGURA 04 Parte posteriore dell'unità con gli elementi numerati da 1 a 3.

① Interruttore generale di accensione

② Portafusibili

③ Presa di corrente per il cavo di alimentazione

- **Anteriore:** uscite numerate di aria compressa e di riscaldamento a infrarossi, e connettori delle 5 uscite di elettrostimolazione.
- **Posteriore:** presa di corrente elettrica, portafusibili e interruttore generale di accensione.

6.3 Tuta di pressoterapia e accessori

La tuta corporea è composta da moduli indipendenti collegati all'unità mediante tubi dell'aria e connettori a infrarossi, tutti numerati:



FIGURA 05 Tuta modulare distesa: ogni camera riporta stampata la propria numerazione con il prefisso L o R a seconda del lato del corpo.

MODULO	USCITA DI ARIA COMPRESSA	USCITA A INFRAROSSI
Accessorio braccio	8 / 9	1 / 2
Accessorio girovita	6 / 7	3
Accessori gambe	2 / 3 / 4 / 5	4 / 5
Accessorio piedi	0 / 1	—
Tuta base	—	—
Borsa organizzatrice di tubi e cavi	—	—



FIGURA 06 Braccio - camere 8 e 9



FIGURA 07 Gamba - camere 2, 3, 4 e 5



FIGURA 08 Vita - camere 6 e 7



FIGURA 09 Stivale per il piede - camere 0 e 1



FIGURA 10 Telo di base per il lettino con la borsa integrata che raccoglie tubi e cavi.

Ogni camera riporta stampata la propria numerazione con il prefisso L o R per identificare il lato sinistro e quello destro del corpo (da L-0 a L-9 e da R-0 a R-9): l'insieme completo somma 20 camere d'aria, dieci per ogni lato. I tubi sono raggruppati in tre connettori multipli numerati 1, 2 e 3, e i moduli dotati di riscaldamento aggiungono il proprio cavo degli infrarossi numerato da 1 a 5.

6.4 Contenuto della fornitura

L'apparecchiatura viene fornita con i seguenti elementi:

- 1 unità principale con consolle di comando
- 1 corredo tessile di lavoro
- 2 bracciali
- 1 fascia-cintura per addome e glutei
- 2 gambali regolabili
- 2 stivali per i piedi
- 1 telo di base
- 1 borsa protettiva e organizzatrice dei tubi
- 5 cavi per elettrodi di elettrostimolazione
- 10 elettrodi grandi e 6 elettrodi piccoli
- 1 set di fasce elastiche di fissaggio
- 1 cavo di alimentazione e 2 fusibili di ricambio
- 1 manuale di istruzioni



FIGURA 11 Unità principale e set completo dei moduli della tuta.

07 INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO

7.1 Posizionamento dell'apparecchiatura

- Collocare l'unità su una superficie stabile e in piano, vicino al lettino e a una presa con messa a terra.
- Lasciare spazio libero attorno all'apparecchiatura per la ventilazione e per il percorso dei tubi senza tensioni né calpestii.
- Evitare ambienti umidi, la vicinanza di fonti d'acqua e la luce solare diretta.

7.2 Collegamento dei tubi dell'aria

Collegare ciascun tubo dell'aria all'uscita con il numero corretto: tutti i cavi e i tubi riportano la numerazione corrispondente per garantire un montaggio corretto (camere 0-9 secondo il modulo, vedere la tabella della sezione 6.3). Premere il connettore finché non si innesta. Per estrarlo, premere il punto blu del connettore e tirare delicatamente.




FIGURA 12 Collegamento della pressione dell'aria: collegare qui; per sganciare, premere il punto blu del connettore.

ATTENZIONE

Un tubo collegato a un'uscita con numerazione errata provocherà un gonfiaggio disordinato delle camere e un trattamento inefficace. Verificare la numerazione di tutti i tubi prima di ogni seduta.

7.3 Collegamento degli elettrodi di elettrostimolazione

Collegare i cavi di elettrostimolazione sul fronte della macchina e gli elettrodi a coppie (uno positivo + uno negativo) su ciascun cavo. Ogni elettrodo si unisce al cavo mediante la sua clip e si applica sulla pelle con le fasce elastiche di fissaggio. Applicare sempre gel conduttore a base acquosa su ogni elettrodo prima di posizionarlo sulla pelle.



FIGURA 13 Kit di elettrostimolazione: 10 elettrodi, cavi di collegamento e fasce elastiche di fissaggio.



FIGURA 14 Elettrodo a placca con il suo cavo e il connettore dell'uscita di elettrostimolazione.

7.4 Collegamento del riscaldamento a infrarossi

Unire i connettori a infrarossi della tuta con i cavi dell'unità facendo coincidere la loro numerazione (zone 1-5), e inserire il connettore fino in fondo nell'uscita corrispondente dell'apparecchiatura.



FIGURA 15 Collegamento del circuito di riscaldamento a infrarossi.

08 FUNZIONAMENTO

8.1 Messa in funzione

- 1 Collegare il cavo alla presa della rete elettrica.
- 2 Azionare l'interruttore di accensione situato nella parte posteriore della macchina.
- 3 Verificare di aver montato correttamente tutti i tubi dell'aria e degli infrarossi, sia sulla macchina principale sia su ciascuna delle parti che compongono la tuta di pressoterapia (numerazione corretta).
- 4 Premere il pulsante POWER sulla consolle principale (1).
- 5 Premere il pulsante n. 11, che attiva il funzionamento generale della macchina.

8.2 Regolazione del tempo di lavoro

Regolare il tempo di lavoro con il pulsante 10. Il tempo minimo è di 1 minuto e il massimo programmabile è di 60 minuti. In generale si raccomanda di programmare tra 30 e 60 minuti, secondo l'obiettivo del trattamento.

8.3 Funzione a infrarossi

Con il pulsante 21 è possibile attivare o disattivare la funzione a infrarossi. Se sul display di visualizzazione (23) appare un punto rosso, la funzione è attiva; premendo di nuovo il pulsante 21 si disattiva in qualsiasi momento e il punto rosso scompare. Sono disponibili otto livelli di intensità regolabili con il comando 22, in funzione delle esigenze di ciascun caso.

ATTENZIONE

Non è raccomandabile utilizzare questa funzione su clienti con problemi circolatori. Poiché la natura della pelle di ogni persona è diversa, non selezionare un'intensità elevata in modo prolungato per evitare ustioni. Schema raccomandato: livello 8 all'inizio e, quando il cliente avverte calore, scendere al livello 5-6 e mantenere.

8.4 Funzione di pressoterapia (AIR DE-TOXIN MODE)

L'attivazione e la disattivazione del gonfiaggio si effettuano con il pulsante 18. Se sul display 17 è visualizzato un punto rosso, la funzione è selezionata; se non è visualizzato, la funzione non è attiva in quel momento. La macchina dispone di 3 modalità di gonfiaggio dell'aria, selezionabili con il pulsante 19:

Modalità 1 — la pressione dell'aria si esercita dai piedi fino al girovita (sequenza ascendente).

Modalità 2 — la pressione dell'aria si esercita dal girovita verso i piedi (sequenza discendente).

Modalità 3 — la pressione si applica in tutte le camere contemporaneamente (funzione pompaggio).

Con il pulsante 20 si seleziona la velocità di gonfiaggio delle camere d'aria (5 livelli) e con la manopola 24 si regola l'intensità della pressione dell'aria. I pulsanti da 12 a 16 permettono di attivare o escludere ciascuna uscita corporea (braccio sinistro, braccio destro, girovita, gamba sinistra e gamba destra).

Velocità di riempimento

Livello 1 — molto rapido

Livello 2 — rapido

Livello 3 — intermedio

Livello 4 — lento

Livello 5 — molto lento

NOTA

Come misura igienica, si raccomanda sempre l'uso di pantaloni in cellulosa specifici per questo tipo di trattamento, per ogni cliente.

8.5 Funzione di elettrostimolazione

Affinché questa funzione sia attiva, sul display 4 deve essere visualizzato un punto rosso; è possibile disattivarla con il pulsante 6 (il punto rosso scomparirà). Assicurarsi di aver collegato i cavi sul fronte e gli elettrodi a coppie (positivo + negativo). Selezionare il programma di lavoro con i pulsanti 3 e 4 e visualizzarlo sul display 2. La macchina dispone di 5 programmi preconfigurati:

Programma 1 — base dei programmi di silhouette e di riduzione del volume; adatto a qualsiasi zona corporea.

Programma 2 — lavoro localizzato, pensato per le zone di maggiore resistenza nei programmi di rimodellamento.

Programma 3 — orientato al miglioramento dell'aspetto della cellulite e della pelle a buccia d'arancia.

Programma 4 — attiva la circolazione di ritorno e favorisce il drenaggio estetico, con sensazione di leggerezza nella zona.

Programma 5 — rilassante; aiuta a scaricare e distendere la muscolatura.

Selezionare inoltre la modalità di lavoro con il pulsante 2: se sul display 2 appare un punto rosso, il funzionamento è automatico (la macchina passa da un programma all'altro); se non c'è punto rosso, la selezione è manuale, con il programma scelto in precedenza.

Con il pulsante 8 scorrere una ad una le 5 uscite di elettrostimolazione: a ogni pressione, la luce rossa si sposta lungo le spie situate sopra il pulsante. Configurare in modo indipendente l'intensità di ciascuna uscita con i pulsanti 7, adeguandola alla sensibilità del cliente. La macchina dispone di 8 livelli di intensità.

Quanto maggiore è l'intensità applicata, tanto maggiore è il numero di fibre muscolari che partecipano a ogni contrazione. Lavorare sempre al livello più alto che risulti comodo per il cliente, aumentando in modo

progressivo nel corso della seduta e senza raggiungere in nessun caso la soglia del dolore: la sensazione normale è un formicolio accompagnato dalla contrazione, non un fastidio.

8.6 Videotutorial

Il produttore mette a disposizione videotutorial sull'uso dell'apparecchiatura nelle seguenti lingue:

Spagnolo — <https://www.youtube.com/watch?v=ox-nc-CfXek>

Italiano — <https://www.youtube.com/watch?v=ZHh9BbdT4ls>

Portoghese — <https://youtu.be/56njBsH90sc>

09 PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO

Sequenza di lavoro raccomandata per una seduta completa di rimodellamento corporeo:



FIGURA 16 Applicazione della fascia per vita e addome sul cliente, con gli elettrodi già posizionati.

- 1 Sistemare il cliente su un lettino.
- 2 Fargli indossare pantaloni speciali per pressoterapia (cellulosa monouso) o simili.
- 3 Effettuare un massaggio preliminare per 15–20 minuti. L'effetto sarà migliore se si utilizzano cosmetici specifici per l'obiettivo del trattamento.
- 4 Posizionare ciascuno degli accessori della tuta di pressoterapia e chiudere i moduli.
- 5 Accendere la macchina con il pulsante di accensione e verificare che la funzione di pressoterapia sia attiva (punto rosso sul display 17). Arrestare l'elettrostimolazione e il riscaldamento a infrarossi se non verranno utilizzati in questa fase.
- 6 Selezionare il tempo di lavoro e regolare la pressione dell'aria e la modalità di gonfiaggio secondo le condizioni particolari di ciascun cliente. Seduta di pressoterapia: 15–30 minuti.
- 7 Se lo si desidera, attivare la funzione di riscaldamento a infrarossi con lo schema della sezione 8.3.
- 8 Terminata la pressoterapia, è possibile effettuare una seduta di elettrostimolazione per circa 10 minuti. Scegliere la modalità manuale o automatica (con la luce rossa sul display 2, la modalità è automatica).

- 9 Posizionare gli elettrodi adesivi sempre con gel conduttore a base acquosa e all'inizio e alla fine del muscolo, per evitare lesioni (vedere la sezione 10).
- 10 Il trattamento completo può durare fino a 90 minuti.

NOTA

Quando la pressoterapia viene utilizzata all'interno di un trattamento combinato, applicarla alla fine della seduta, dopo gli altri metodi impiegati.

10 POSIZIONAMENTO DEGLI ELETTRODI

Gli schemi seguenti provengono dalla documentazione originale del produttore e indicano i punti di posizionamento degli elettrodi a coppie (ogni numero e il suo compagno con apostrofo formano un circuito). Gli elettrodi si posizionano sui punti motori del muscolo, dove il segnale si canalizza con la massima resa:




FIGURA 17 Spalla e collo. Funzione: attivare e scaricare la zona.




FIGURA 18 Spalla e braccio. Funzione: attivare e tonificare la zona.




FIGURA 19 Addome. Funzione: tonificare la zona all'interno dei programmi di silhouette.




FIGURA 20 Cosce. Funzione: tonificare la zona all'interno dei programmi di silhouette.

ATTENZIONE

Posizionare gli elettrodi sempre a coppie (positivo + negativo) e con gel conduttore a base acquosa, all'inizio e alla fine del muscolo; mai su ossa, articolazioni, torace o collo, e senza mai incrociare uno stesso circuito tra la parte anteriore e quella posteriore del corpo. Inserire gli elettrodi nelle fasce di fissaggio precedentemente posizionate sul cliente e verificare il contatto completo con la pelle.

NOTA

Utilizzare esclusivamente gel conduttore a base acquosa: garantisce la corretta trasmissione dell'impulso, protegge la pelle e prolunga la vita utile degli elettrodi. È possibile acquistarlo su sunmarket.es.

11 LE SEDUTE

Con finalità estetica, le sedute di pressoterapia durano circa 30–45 minuti, secondo l'obiettivo di lavoro e la sensibilità di ogni cliente. Il timer dell'apparecchiatura consente di programmare fino a 60 minuti.

Quanto alla frequenza, come misura generale si praticano di solito 2–3 sedute alla settimana, anche se in alcuni casi concreti si può arrivare a una seduta giornaliera.

Quando la pressoterapia viene utilizzata all'interno di un trattamento combinato, si applica alla fine della seduta, dopo gli altri metodi impiegati.

12 PRECAUZIONI DURANTE IL TRATTAMENTO

- 1 Utilizzare sempre gel conduttore a base acquosa sugli elettrodi adesivi della ginnastica passiva per ottenere risultati migliori. Regolare l'intensità secondo le sensazioni indicate dal cliente, sempre gradualmente dal meno al più. In caso di sensazione di dolore, verificare che l'elettrodo sia in perfetto contatto con la pelle.
- 2 Nella funzione a infrarossi, impostare il livello 8 all'inizio del trattamento e, quando il cliente avverte calore, diminuire il livello a 5 o 6 e mantenere quella temperatura.
- 3 Durante tutto il trattamento, comunicare con il cliente al fine di verificare la temperatura e poter effettuare la regolazione corrispondente.
- 4 Durante il trattamento, mettere in pausa le funzioni della macchina che non si effettuano in quella seduta.
- 5 Utilizzare sempre pantaloni monouso o sterilizzare correttamente il consumabile utilizzato per ogni cliente.

13 PULIZIA E MANUTENZIONE

13.1 Pulizia dopo ogni seduta

- Scollegare l'apparecchiatura dalla rete prima di qualsiasi pulizia.
- Pulire la superficie della tuta e dei moduli con un panno morbido inumidito con acqua o con un disinfettante non aggressivo; asciugare completamente prima di riporre. Non immergere alcun componente.
- Pulire gli elettrodi adesivi rimuovendo i resti di gel conduttore e disinfettarli; sostituirli quando perdono aderenza.
- Pulire la consolle e l'involucro con un panno asciutto o leggermente umido; mai con liquidi versati direttamente.

13.2 Manutenzione periodica

- Controllare lo stato di tubi e connettori: senza pieghe permanenti, crepe né perdite d'aria. Sostituire qualsiasi tubo danneggiato con ricambio originale.
- Controllare il cavo di alimentazione e i cavi degli elettrodi; se presentano danni, non utilizzare l'apparecchiatura e richiedere il ricambio originale.
- Riporre la tuta distesa o piegata senza angoli forzati, in luogo asciutto e protetto dal sole.
- Il fusibile si trova accanto alla presa di corrente posteriore; sostituirlo unicamente con un altro delle stesse caratteristiche e con l'apparecchiatura scollegata.
- Qualsiasi altro intervento spetta in esclusiva al servizio tecnico autorizzato.

14 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di contattare il servizio tecnico, verificare i punti seguenti:

PROBLEMA	CAUSA PROBABILE	SOLUZIONE
L'apparecchiatura non si accende	Cavo mal collegato; interruttore posteriore spento; fusibile bruciato	Controllare il cavo e la presa con terra; azionare l'interruttore posteriore; sostituire il fusibile con uno identico
Una camera non si gonfia	Tubo collegato a un numero errato; connettore non innestato; tubo piegato	Verificare la numerazione, premere il connettore fino in fondo ed eliminare le pieghe del tubo
La pressione è debole	Velocità o intensità basse; perdita in un connettore	Aumentare la velocità (pulsante 20) e la pressione (manopola 24); controllare l'innesto dei connettori
Non c'è calore a infrarossi	Funzione disattivata (senza punto rosso su 23); connettore IR allentato; livello basso	Attivare con il pulsante 21; innestare il connettore IR; alzare il livello con il comando 22
Non si percepisce l'elettrostimolazione	Funzione disattivata (senza punto rosso su 4); uscita non configurata; mancanza di gel; elettrodo senza contatto	Attivare con il pulsante 6; configurare ciascuna uscita con il pulsante 8; applicare gel conduttore e verificare il contatto dell'elettrodo
La stimolazione risulta fastidiosa	Intensità eccessiva; elettrodo parzialmente staccato	Abbassare l'intensità e riposizionare l'elettrodo con contatto completo

PERICOLO

Se il problema persiste, o in caso di odore di bruciato, rumori anomali, umidità nell'apparecchiatura o danni visibili, scollegare immediatamente l'apparecchiatura dalla rete e contattare il servizio tecnico. Non aprire l'involucro: tutte le riparazioni devono essere eseguite da personale tecnico autorizzato.

15 SPECIFICHE TECNICHE

Modello certificato	IDMRTSE4 TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS · 8432729013696
Referenza sulla consolle	IB-8108
Funzioni	Pressoterapia · Calore a infrarossi · Elettrostimolazione (3 in 1 con corredo tessile)
Alimentazione	220 V. Compatibilità indicata dal fabbricante: CA 110 / 220 / 230 / 240 V
Frequenza	50 – 60 Hz
Potenza	350 W
Protezione elettrica	Interruttore generale e portafusibili nella parte posteriore · vengono forniti 2 fusibili di ricambio
Pressoterapia	20 camere d'aria · 10 settori di pressione numerati (0 – 9) · 3 modalità di riempimento · 5 velocità
Distribuzione delle camere	Addome 4 · gambe 4 × 2 · braccia 4 × 2 · piedi 2 × 2
Pressione dell'aria	0 – 150 mmHg (± 10 %). Il manuale del fabbricante indica inoltre 20 / 80 / 120 mmHg e 0,10 / 0,22 / 0,32 bar
Infrarossi	5 zone (braccia 1/2 · vita 3 · gambe 4/5) · intensità da 1 a 8
Elettrostimolazione	5 canali indipendenti · 5 programmi · intensità da 1 a 8 · modalità manuale o automatica
Timer	1 – 60 minuti
Dimensioni dell'unità principale	103 × 55 × 46 cm (99 × 43 × 38 cm secondo la scheda commerciale)
Dimensioni del corredo tessile piegato	91 × 46 × 12 cm
Peso	Unità principale 29 kg · corredo tessile 6,6 kg · peso lordo 36 kg
Classe di efficienza energetica	C

Conformità

L'apparecchiatura è dotata di marcatura CE. Il fabbricante ha emesso la dichiarazione UE di conformità del modello certificato IDMRTSE4 TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS (8432729013696), che riporta le direttive e le norme armonizzate seguenti:

CE · Compatibilità elettromagnetica	Direttiva 2014/30/UE
Norme applicate · EMC	EN IEC 55014-1:2021 · EN IEC 55014-2:2021 · EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 · EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
CE · Bassa tensione	Direttiva 2014/35/UE
Norme applicate · Bassa tensione	EN IEC 60335-2-115:2023+A11:2023 · EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021 · EN 62233:2008
RoHS	Direttiva 2011/65/UE
Norme applicate · RoHS	IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV · IEC 62321-5:2013 · IEC 62321-6:2015 · IEC 62321-7-1:2015 · IEC 62321-7-2:2017 · IEC 62321-8:2017

NOTA

La dichiarazione UE di conformità originale, firmata dal fabbricante, è disponibile tramite il distributore. Indicare la referenza del modello certificato al momento della richiesta.

Il produttore si riserva il diritto di modificare le informazioni contenute in questo manuale, nonché le caratteristiche e i componenti del prodotto, senza preavviso. Alcuni componenti possono differire dalle immagini mostrate.

16 GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA

L'apparecchiatura viene fornita con la garanzia commerciale del distributore. L'unità principale e il corredo tessile hanno durate diverse, perché i capi della tuta sono soggetti all'usura tipica dell'uso continuativo in cabina.

16.1 Copertura

ELEMENTO	GARANZIA	NOTE
Unità principale: elettronica di controllo, compressore, consolle di comando e struttura	3 anni	Dalla data della fattura di acquisto
Tuta modulare: moduli braccio e gamba, fascia per la vita e stivali per i piedi	1 anno	Parti soggette a usura nell'uso in cabina, considerate consumabile
Telo di base per il lettino e borsa organizzatrice	1 anno	Stesso regime del resto del corredo tessile
Tubi dell'aria, connettori e cavi degli infrarossi	1 anno	Sostituzione con ricambio originale
Elettrodi, fasce elastiche e gel conduttore	Non coperti	Consumabili con reintegro periodico

Il termine decorre dalla data della fattura di acquisto e tutela l'acquirente professionale in essa indicato. La presente garanzia commerciale si intende fatti salvi i diritti riconosciuti all'acquirente dalla normativa applicabile.

16.2 Che cosa copre

- Difetti di fabbricazione e dei materiali che impediscano il normale funzionamento dell'apparecchiatura.
- Guasti dell'elettronica di controllo, del compressore e della consolle di comando entro il termine indicato.
- Perdite d'aria in tubi, connettori e camere attribuibili a un difetto di origine.
- Manodopera e ricambi originali necessari alla riparazione.
- Diagnosi preliminare e assistenza telefonica del servizio tecnico.

16.3 Che cosa non copre

- La normale usura dei capi, delle fasce, degli elettrodi e del gel conduttore.
- Strappi, tagli, forature o bruciature del materiale tessile prodotti durante l'uso.
- Danni derivanti da una tensione di rete diversa da quella indicata sulla targhetta dei dati o da impianti privi di messa a terra.
- Danni da urti, cadute, trasporto inadeguato o conservazione in ambienti umidi.
- Danni da liquidi, cosmetici o disinfettanti versati sull'unità o introdotti nei capi.
- Guasti provocati da manomissione, smontaggio o riparazione eseguiti da personale non autorizzato.

- Utilizzo dell'apparecchiatura con accessori o ricambi non originali.
- Uso non professionale, uso contrario a questo manuale o mancato rispetto delle controindicazioni e delle indicazioni di tempo, pressione e temperatura.
- Consumabili e lavori di pulizia e manutenzione periodica descritti nella sezione 13.
- Danni estetici che non incidono sul funzionamento dell'apparecchiatura.

ATTENZIONE

L'apertura della carrozzeria, la sostituzione di componenti interni o qualsiasi intervento eseguito da personale non autorizzato annullano immediatamente la garanzia. La sostituzione del fusibile e le operazioni di pulizia descritte nella sezione 13 sono le uniche attività che competono all'utilizzatore.

16.4 Come segnalare un guasto

- 1 Arrestare l'apparecchiatura, scollegarla dalla rete e non continuare a utilizzarla.
- 2 Consultare prima la sezione 14: gran parte delle segnalazioni si risolve verificando la numerazione dei tubi, l'innesto dei connettori o l'attivazione dell'uscita a schermo.
- 3 Raccogliere il numero di serie riportato sulla targhetta dei dati e la data e il numero della fattura di acquisto.
- 4 Descrivere il guasto nel modo più dettagliato possibile: funzione interessata, momento in cui si presenta e comportamento osservato.
- 5 Allegare fotografie o un breve video del problema e della targhetta dei dati.
- 6 Contattare il servizio tecnico del distributore per telefono, e-mail o WhatsApp.
- 7 Conservare l'imballo originale o uno equivalente: è indispensabile per un trasporto sicuro se l'unità deve essere ritirata.
- 8 Non spedire l'apparecchiatura senza aver concordato in anticipo il ritiro con il servizio tecnico.

16.5 Assistenza tecnica, formazione e apparecchiatura sostitutiva

Il distributore dispone di un servizio tecnico proprio con ricambi originali e affianca il centro per tutta la vita utile dell'apparecchiatura:

- Assistenza telefonica e via WhatsApp per dubbi di utilizzo e di montaggio della tuta.
- Formazione sull'uso dell'apparecchiatura, per telefono o presso la sede del distributore.
- Disponibilità di apparecchiatura sostitutiva durante la riparazione, secondo le condizioni in vigore al momento della segnalazione.
- Ricambi originali di moduli, tubi, connettori, elettrodi e gel conduttore.
- Aggiornamenti della presente documentazione.

16.6 Dati dell'unità

Annotare qui i dati della propria apparecchiatura appena ricevuta. La targhetta dei dati si trova nella parte posteriore dell'unità, accanto all'interruttore generale, e il numero di serie è il primo dato richiesto dal servizio tecnico.

Modello

Numero di serie

Data di acquisto

Numero della fattura

Distributore e contatto

17 SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIATURA E DELL'IMBALLO

Al termine della vita utile, l'apparecchiatura e i suoi accessori devono essere smaltiti separatamente dagli altri rifiuti.

17.1 Apparecchiatura elettrica

- Non smaltire l'unità nei rifiuti domestici né in quelli commerciali indifferenziati.
- Consegnarla a un punto di raccolta autorizzato per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, oppure al distributore all'acquisto di un'apparecchiatura equivalente.
- Scollegare e rimuovere il cavo di alimentazione prima della consegna.
- La raccolta separata consente di recuperare i materiali utilizzabili ed evita che i componenti elettronici finiscano nel flusso generale dei rifiuti.

17.2 Tuta, accessori e imballo

- Separare il cartone dell'imballo e conferirlo nel contenitore di carta e cartone.
- Conferire le plastiche di protezione nel contenitore corrispondente.
- Capi, tubi, cavi ed elettrodi fuori uso si gestiscono come rifiuto non riciclabile, salvo diversa indicazione della normativa locale.
- I residui di gel conduttore e i contenitori vuoti seguono le indicazioni della propria etichetta.

NOTA

Consultare sempre le regole di raccolta vigenti nel proprio comune: classificazione e punti di conferimento possono variare.

A ALLEGATO A · VALUTAZIONE PRELIMINARE E CONSENSO INFORMATO

Questo allegato riunisce in un unico documento stampabile la valutazione preliminare della persona e il suo consenso informato per le tre tecnologie dell'apparecchiatura. Compilare e far firmare una copia prima della prima seduta e rivedere il questionario a ogni nuova visita.

NOTA

Modello orientativo. Adattarlo ai dati e alle procedure del proprio centro e farlo verificare dal proprio consulente legale prima dell'uso: Sunmarket Wellness non fornisce consulenza legale e la responsabilità del documento effettivamente utilizzato è del centro.

DATI DEL CENTRO E DELLA PERSONA

Centro _____

Professionista responsabile _____

Nome e cognome _____

Documento di identità _____

Data di nascita _____

Telefono _____

E-mail _____

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE PRELIMINARE

Contrassegnare la casella corrispondente in ogni riga. Il questionario viene compilato dalla persona con il supporto del professionista.

BLOCCO A · SITUAZIONI CHE IMPEDISCONO LA SEDUTA	SÌ	NO
Gravidanza o sospetta gravidanza	☐	☐
Pacemaker, defibrillatore o altro dispositivo elettronico impiantato	☐	☐
Epilessia	☐	☐
Trombosi venosa profonda, tromboflebite o flebotrombosi recenti	☐	☐
Varici importanti o tortuose	☐	☐
Affezione cardiaca o infarto del miocardio recente	☐	☐
Insufficienza cardiaca, respiratoria o renale	☐	☐
Pressione arteriosa non controllata	☐	☐
Processo oncologico attivo	☐	☐
Febbre, infezione attiva o infiammazione acuta	☐	☐

BLOCCO A · SITUAZIONI CHE IMPEDISCONO LA SEDUTA	SÌ	NO
Infezione cutanea, ferita aperta, ustione o dermatite nella zona di lavoro	☐	☐
Linfangite	☐	☐
Artrite infiammatoria in fase acuta	☐	☐
Ernia addominale o inguinale	☐	☐
Distacco della retina	☐	☐
Processo emorragico attivo	☐	☐
Persona di età inferiore ai 18 anni	☐	☐

PERICOLO

Una sola risposta affermativa nel blocco A impedisce di eseguire la seduta. Non applicare nessuna delle tre tecnologie finché la situazione persiste e indirizzare la persona al proprio professionista sanitario.

BLOCCO B · SITUAZIONI CHE RICHIEDONO VALUTAZIONE	SÌ	NO
Trattamento medico in corso o percorso diagnostico aperto	☐	☐
Diabete con neuropatia o alterazione della sensibilità	☐	☐
Alterazione della sensibilità cutanea o termica	☐	☐
Pelle molto sottile, ipersensibile o fragilità capillare importante	☐	☐
Chirurgia recente senza dimissione medica definitiva	☐	☐
Impianti metallici nella zona di posizionamento degli elettrodi	☐	☐
Farmaci fotosensibilizzanti	☐	☐
Mestruazioni, se è previsto lavoro addominale	☐	☐
Età avanzata con patologia circolatoria associata	☐	☐
Tendenza agli ematomi o a segnarsi con facilità	☐	☐

Una risposta affermativa nel blocco B non impedisce necessariamente la seduta, ma richiede valutazione individuale, intensità ridotte, vigilanza continua e, quando previsto, autorizzazione medica preventiva scritta.

TECNOLOGIE PREVISTE

- ☐ Pressoterapia a compressione pneumatica
- ☐ Calore a infrarossi lontani
- ☐ Elettrostimolazione EMS

☐ Zone corporee previste:

DICHIARAZIONE E CONSENSO

La persona dichiara e accetta quanto segue:

1. È stata informata che il trattamento ha finalità esclusivamente estetica e di benessere, che non costituisce un atto medico e che non sostituisce alcuna valutazione, diagnosi o terapia sanitaria.
2. Le sono state illustrate le tre tecnologie dell'apparecchiatura e le sensazioni normali di ciascuna: compressione progressiva delle camere d'aria, calore delicato e avvolgente sulle zone attive e formicolio accompagnato da contrazione muscolare nell'elettrostimolazione.
3. È stata informata che possono comparire reazioni transitorie come arrossamento, sensazione di calore per un certo tempo, lievi segni dei capi o delle fasce e leggero formicolio residuo.
4. Dichiara che le informazioni fornite nel questionario sono veritiere e complete e di non aver omesso alcuna circostanza rilevante per la propria sicurezza.
5. Si impegna a comunicare qualsiasi variazione del proprio stato di salute, terapia o farmaci prima di ogni nuova seduta.
6. Si impegna a comunicare immediatamente al professionista qualsiasi dolore, fastidio, sensazione eccessiva di calore o qualsiasi altra sensazione sgradevole durante la seduta.
7. Comprende che i risultati sono variabili, che dipendono da fattori individuali, dal numero di sedute e dalle abitudini personali, e che non le è stato garantito alcun risultato specifico né alcuna riduzione di misure.
8. Ha avuto la possibilità di porre domande e ha ricevuto risposta a tutte prima di firmare.
9. Acconsente liberamente all'applicazione delle tecnologie contrassegnate in questo documento e sa di poter revocare il consenso in qualsiasi momento, senza doverlo motivare e senza che ciò incida sul rapporto con il centro.
10. In caso di dubbio sul proprio stato di salute, si impegna a presentare autorizzazione medica preventiva scritta prima di ricevere la seduta.

PROTEZIONE DEI DATI

Titolare del trattamento dei dati: il centro indicato in intestazione. Finalità: gestire l'erogazione del servizio estetico, valutare l'idoneità delle sedute e mantenere lo storico dei trattamenti. Base giuridica: il consenso della persona e l'esecuzione del rapporto di servizio. Conservazione: per la durata del rapporto con il centro e, successivamente, per i termini previsti dalla legge. Destinatari: i dati non vengono ceduti a terzi salvo obbligo di legge. Diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità, con richiesta scritta al centro; è inoltre possibile presentare reclamo all'autorità di controllo competente.

Firma della persona

Firma del professionista

Data

B ALLEGATO B - REGISTRO DELLE SEDUTE

Registrare ogni seduta al termine. Lo storico consente di regolare i parametri della visita successiva, documenta il monitoraggio effettuato e qualsiasi evento particolare.

Nome e cognome

Centro

Professionista responsabile[illegible]

Conservare questo registro insieme alla scheda di valutazione preliminare di ogni persona e aggiornarlo a ogni visita.

C ALLEGATO C · GUIDA RAPIDA DI CABINA

Sintesi operativa da tenere accanto all'apparecchiatura. Non sostituisce la lettura completa del manuale.

Prima di iniziare	Scheda di valutazione preliminare firmata e rivista · pantaloni monouso per ogni persona
Montaggio	Tubi da 0 a 9 e connettori degli infrarossi da 1 a 5 sul proprio numero · verificare l'innesto prima di ogni seduta
Avvio	Cavo in presa con messa a terra · interruttore posteriore · pulsante POWER · pulsante 11 di funzionamento generale
Pressoterapia	Modalità di riempimento 1, 2 o 3 · pressione dal meno al più con la manopola 24 · tempo fino a 60 minuti
Infrarossi	Livello 8 all'inizio e poi 5 o 6 appena si avverte calore · mai capi lasciati a scaldarsi vuoti
Elettrostimolazione	Gel conduttore a base acquosa · elettrodi a coppie · all'inizio e alla fine del muscolo · mai su torace, collo o testa
Durante la seduta	Comunicazione costante · mai senza supervisione · funzioni non utilizzate in pausa
Seduta completa	Pressoterapia 15-30 minuti · elettrostimolazione circa 10 minuti · trattamento completo fino a 90 minuti
Frequenza	2 o 3 sedute a settimana, a giorni alterni
Al termine	Arrestare le funzioni · aprire i capi per dissipare il calore · pulire elettrodi e superfici
In caso di fastidio	Ridurre l'intensità o arrestare la funzione e scollegare l'apparecchiatura se necessario
Fusibile	Accanto alla presa di corrente posteriore · sostituire solo con uno delle stesse caratteristiche e con l'apparecchiatura scollegata

PERICOLO

In presenza di odore di bruciato, rumori anomali, umidità nell'apparecchiatura o danni visibili: arrestare tutte le funzioni, scollegare l'apparecchiatura dalla rete e contattare il servizio tecnico. Non aprire la carrozzeria.

D INDICE DELLE FIGURE

01	Zone funzionali della consolle di comando dell'IB-8108.	11
02	Consolle di comando dell'IB-8108 con gli elementi numerati da 1 a 24.	12
03	Connettori frontali: cinque uscite di elettrostimolazione e cinque di infrarossi, numerate da 1 a 5.	13
04	Parte posteriore dell'unità con gli elementi numerati da 1 a 3.	13
05	Tuta modulare distesa: ogni camera riporta stampata la propria numerazione con il prefisso L o R a seconda del lato del corpo.	14
06	Braccio · camere 8 e 9	15
07	Gamba · camere 2, 3, 4 e 5	15
08	Vita · camere 6 e 7	15
09	Stivale per il piede · camere 0 e 1	15
10	Telo di base per il lettino con la borsa integrata che raccoglie tubi e cavi.	15
11	Unità principale e set completo dei moduli della tuta.	16
12	Collegamento della pressione dell'aria: collegare qui; per sganciare, premere il punto blu del connettore.	17
13	Kit di elettrostimolazione: 10 elettrodi, cavi di collegamento e fasce elastiche di fissaggio.	18
14	Elettrodo a placca con il suo cavo e il connettore dell'uscita di elettrostimolazione.	18
15	Collegamento del circuito di riscaldamento a infrarossi.	18
16	Applicazione della fascia per vita e addome sul cliente, con gli elettrodi già posizionati.	22
17	Spalla e collo. Funzione: attivare e scaricare la zona.	24
18	Spalla e braccio. Funzione: attivare e tonificare la zona.	24
19	Addome. Funzione: tonificare la zona all'interno dei programmi di silhouette.	24
20	Cosce. Funzione: tonificare la zona all'interno dei programmi di silhouette.	24



TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS · ID MRTSE4

Apparecchiatura professionale per estetica e benessere. Uso esclusivo da parte di personale formato.

D I S T R I B U T O R E

Sunmarket Wellness S.L.U.

www.sunmarket.es · 961 040 660 · info@sunmarket.es

© Sunmarket Wellness. Tutti i diritti riservati.