

vibbel

0009351

Khona Press

Pressotherapy / Presoterapia / Pressothérapie / Pressoterapia / Pressotherapie



EN	2
ES	6
FR	10
IT	14
DE	18

DDUUEETT EUROPE would like to thank you for choosing Vibbel products. We hope that this instruction manual will help you get the most out of this product.

If you have any doubts regarding its use and/or operation, please contact your distributor.

BEFORE USE

- Please read the entire instruction manual carefully before using the product. Take note of any warnings included in this manual.
- Always keep this instruction manual handy and if you give the device to another person, hand over the manual as it is an essential part of the product.
- Some components of the product may differ from the image that appears in catalogues, websites, brochures, etc.
- In order to enhance the product, the manufacturer reserves the right to modify its features and/or components without prior notice.

CORRECT USE OF THE DEVICE

- This product has been designed to be used by beauty professionals at beauty salons and should not be used for other purposes.
- Please note that any misuse of the device entails the loss of the guarantee.
- Do not make any modification to the device without the authorisation of DDUUEETT EUROPE SL.
- DDUUEETT EUROPE SL shall not be held liable for any material or personal damage due to the misuse of the product.

CONTRAINDICATIONS

- This product should not be used on:
 - People who suffer from deep vein thrombosis.
 - People with pacemakers or acute heart failure.
 - People with high blood pressure.
 - Pregnant women.
 - People with wounds or injuries in the area to be treated.
 - People with pain, irritation, pins and needles, cramp or numbness in the area to be treated.
- Not recommended for cancer patients or people with an overactive thyroid.
- The following should check with their doctor:
 - People with skin disorders.
 - People undergoing medical treatment or a diagnostic process.

PRECAUTIONS

- Before using it for the first time and after each use, check the device and the mains cable for any damage.
- Unplug the device from the mains before starting to clean it or undertaking any type of maintenance.
- Do not use the product outdoors or in places where it may be affected by humidity or inclement weather.
- If the power supply cable is defective, unplug the appliance immediately and inform your dealer or specialised technician.
- Position the power supply cable properly so that people cannot trip over it and make sure you plug it into an earthed socket.
- At the end of the working day, disconnect the device and unplug the power supply cable from the mains.
- If you detect any anomaly in the operation of the product, please contact your distributor or specialised technician.

SAFETY INDICATIONS

- The device and accessories should be kept out of the reach of children.
- Only plug the device into a properly installed socket. The local mains voltage must correspond to the technical specifications of the device.
- The power socket must be accessible in case you have to quickly unplug the device at any given time.
- Always pull out the actual plug and not the mains cable.
- Never tamper with any electrical component or open up/repair any component of the device.
- Only your distributor or specialised technician should repair the device.
- Do not switch on the device if there is visible damage to it or to the mains cable.
- Never touch the device or the mains cable with wet hands.

CONTENTS

- Main body x 1 unit
- Power cable x 1 unit
- Suit: 2 boots, 2 legs, 2 arms and waist
- Mat and air pressure tubes
- Fuse x 2 units
- Instruction manual x 1 unit

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Product	Pressotherapy
Reference	0009351
Voltage	AC 200-230 V~
Input frequency	50 Hz
Power	50 W
Dimensions	44 x 31 x 15 cm

COMPONENTS

- Main body



- Suit



- 1 Right boot
- 2 Left boot
- 3 Right leg
- 4 Left leg
- 5 Right arm
- 6 Left arm
- 7 Waist


- Mat and air pressure tubes



CONTROL PANEL




- 1 On / Off button
- 2 Display screen and parameter control




- 1 Time display and adjustment
- 2 Mode display and adjustment
- 3 Pressure intensity display and adjustment
- 4 Start or Pause the operation of the machine
- 5 By pressing the square until “-” appears, the corresponding area will not be inflated
- 6 Inflation time adjustment for each area (in seconds)

- Mode C: Foot to arm sequence, with all sections kept inflated and followed by the simultaneous inflation of all the sections.



- Mode D: Sequence with simultaneous activation of legs and arms.



CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning the device, unplug it from the mains.
- Clean the device with a soft, dry cloth. Do not use liquids to clean it.
- After each use, the various components and accessories must be sterilised and left to dry.
- For maintenance or repairs of any part of the product, please contact your distributor or specialised technician.

RECYCLING

If you need to dispose of the product or any of its parts or accessories, please check and respect the laws and regulations applicable to waste management and environmental protection.

Desde DDUUEETT EUROPE SL le agradecemos su confianza por comprar productos Vibbel. Esperamos que este manual de instrucciones le sea de ayuda para sacar el máximo provecho de este producto.

En caso de duda respecto de su utilización y/o funcionamiento, póngase en contacto con su distribuidor.

ANTES DE NADA

- Lea detenidamente todo el manual de instrucciones antes de utilizar el producto. Tenga en cuenta las advertencias que constan en este manual.
- Conserve siempre este manual de instrucciones y si transfiere el aparato, entregue el manual con él ya que constituye una parte esencial del producto.
- Algunos componentes del producto pueden diferir de la imagen que aparece en catálogos, web, folletos comerciales, etc.
- Con la finalidad de efectuar mejoras del producto, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y/o componentes de este sin previo aviso.

USO CORRECTO DEL APARATO

- Este producto ha sido diseñado para ser utilizado por profesionales del sector estético en centros de belleza y no debe ser usado para otros fines.
- Tenga en cuenta que cualquier uso indebido del aparato conlleva la pérdida de la garantía.
- No realice ninguna modificación en el aparato sin la autorización de DDUUEETT EUROPE SL.
- DDUUEETT EUROPE SL no se hará responsable de ningún daño material o personal debido al mal uso del producto.

CONTRAINDICACIONES

- No debe utilizarse este producto en:
 - Personas que sufran de trombosis venosa profunda.
 - Personas con marcapasos o enfermedad cardíaca aguda.
 - Personas que sufran de hipertensión.
 - Mujeres embarazadas.
 - Personas con lesiones o heridas en la zona a tratar.
 - Personas que presentan dolor, irritación, entumecimiento, calambre o adormecimiento en la zona a tratar.
- No se recomienda el uso en pacientes oncológicos o con hipertiroidismo.
- Consultar con su médico:
 - Personas con enfermedades dermatológicas.

- Personas bajo tratamiento médico o en proceso de diagnóstico.

PRECAUCIONES

- Antes de utilizarlo por primera vez y después de cada uso, compruebe si hay daños en el aparato y en el cable de red.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de iniciar su limpieza o cualquier tipo de mantenimiento.
- No use el producto al aire libre ni en ningún lugar donde pueda verse afectado por la humedad o las inclemencias meteorológicas.
- Si el cable de alimentación eléctrica presenta cualquier defecto, desconecte el aparato inmediatamente e informe a su distribuidor o técnico especializado.
- Coloque el cable de alimentación debidamente de manera que no se pueda tropezar con él y conéctelo a un enchufe con toma a tierra.
- Diariamente, después de finalizar la jornada, desconecte el aparato y desenchufe el cable de alimentación de la red eléctrica.
- Si detecta cualquier anomalía en el funcionamiento del producto, consulte con su distribuidor o técnico especializado.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- El aparato y los accesorios deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Conecte el aparato exclusivamente a una toma de corriente debidamente instalada. La tensión de red local debe corresponderse con los datos técnicos del aparato.
- La toma de corriente debe estar accesible por si se tiene que desenchufar rápidamente el aparato en un momento dado.
- Tire siempre de la clavija y no del cable de red.
- No manipule nunca ningún componente eléctrico ni abra o repare ningún componente del aparato.
- Únicamente su distribuidor o técnico especializado deben reparar el aparato.
- No ponga en marcha el aparato si este o el cable de red presentan daños visibles.
- Nunca toque el aparato o el cable de red con las manos mojadas.

CONTENIDO DE LA CAJA

- Cuerpo principal x 1 unidad
- Cable de alimentación eléctrica x 1 unidad
- Traje: 2 botas, 2 perneras, 2 mangas más cintura
- Manta y tubos de presión
- Fusible x 2 unidades
- Manual de instrucciones x 1 unidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Producto	Presoterapia
Referencia	0009351
Tensión	AC 200-230 V~
Frecuencia de entrada	50 Hz
Potencia	50 W
Dimensiones	44 x 31 x 15 cm

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES

- Cuerpo principal



- Traje



- 1 Bota derecha
- 2 Bota izquierda
- 3 Perna derecha
- 4 Perna izquierda
- 5 Manga derecha
- 6 Manga izquierda
- 7 Cintura


- Manta y tubos de presión



PANEL DE CONTROL



- 1 Pulsador Marcha / Paro
- 2 Pantalla de visualización y control de parámetros



- 1 Visualización y ajuste del tiempo
- 2 Visualización y ajuste del modo
- 3 Visualización y ajuste de la intensidad de la presión
- 4 Iniciar o pausar el funcionamiento de la máquina
- 5 Pulsando hasta que aparezca "- -" la correspondiente zona no se hinchará
- 6 Ajuste del tiempo de inflado para cada parte (en segundos)

De la part de DDUUEETT EUROPE SL, nous vous remercions de votre confiance dans l'achat des produits Sonia. Nous espérons que ce manuel d'instructions vous aidera à tirer le meilleur parti de ce produit.

En cas de doute sur son utilisation et / ou son fonctionnement, contactez votre distributeur.

AVANT TOUT

- Lisez attentivement tout le manuel d'instructions avant d'utiliser le produit. Observez les avertissements de ce manuel.
- Conservez toujours ce mode d'emploi et, si vous transférez l'appareil, remettez-le avec lui, car il constitue un élément essentiel du produit.
- Certains composants du produit peuvent différer de l'image apparaissant dans les catalogues, les sites Web, les brochures commerciales, etc.
- Afin d'apporter des améliorations au produit, le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques et / ou les composants de celui-ci sans préavis.

UTILISATION CORRECTE DE L'APPAREIL

- Ce produit a été conçu pour être utilisé par des professionnels de la beauté dans des centres de beauté et ne doit pas être utilisé à d'autres fins.
- Veuillez noter que toute mauvaise utilisation de l'appareil entraîne la perte de la garantie.
- N'effectuez aucune modification sur l'appareil sans l'autorisation de DDUUEETT EUROPE SL.
- DDUUEETT EUROPE SL ne sera responsable d'aucun dommage matériel ou personnel dû à une mauvaise utilisation du produit.

CONTRE-INDICATIONS

- Ce produit ne doit pas être utilisé chez :
 - Les personnes souffrant de thrombose veineuse profonde.
 - Les personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque ou souffrant d'une maladie cardiaque aiguë.
 - Les personnes souffrant d'hypertension.
 - Les femmes enceintes.
 - Les personnes portant des blessures ou des plaies dans la zone à traiter.
 - Les personnes souffrant de douleurs, d'irritations, d'engourdissements, de crampes ou d'insensibilité dans la zone à traiter.
- L'utilisation chez les patients atteints de cancer ou d'hyperthyroïdie n'est pas recommandée.

- Devraient demander conseil à leur médecin :
 - Les personnes atteintes de maladies dermatologiques.
 - Les personnes sous traitement médical ou en cours de diagnostic.

PRÉCAUTIONS

- Avant la première utilisation de l'appareil et après chaque utilisation, vérifiez que l'appareil et le cordon d'alimentation ne sont pas endommagés.
- Débranchez l'appareil du secteur avant de commencer le nettoyage ou tout type d'entretien.
- N'utilisez pas le produit à l'extérieur ou dans un endroit où il pourrait être affecté par l'humidité ou les intempéries.
- Si le câble d'alimentation est défectueux, débranchez immédiatement l'appareil et contactez votre distributeur ou un technicien spécialisé.
- Placez le cordon d'alimentation correctement afin qu'il ne puisse pas s'emmêler et branchez-le dans une prise connectée à la terre.
- Tous les jours, après la fin de la journée, débranchez l'appareil et le cordon d'alimentation du secteur.
- Si vous détectez une anomalie dans le fonctionnement du produit, consultez votre distributeur ou un technicien spécialisé.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- L'appareil et les accessoires doivent être tenus hors de portée des enfants.
- Connectez l'appareil uniquement à une prise de courant correctement installée. La tension du réseau local doit correspondre aux données techniques de l'appareil.
- La prise de courant doit être accessible au cas où vous devriez débrancher l'appareil rapidement et à tout moment.
- Tirez toujours sur la fiche et non sur le câble.
- Ne manipulez aucun composant électrique, n'ouvrez ou réparez aucun composant de l'appareil.
- Seul votre distributeur ou un technicien spécialisé doit réparer l'appareil.
- Ne démarrez pas l'appareil si celui-ci ou le câble réseau sont endommagés.
- Ne touchez jamais l'appareil ou le câble réseau avec des mains mouillées.

CONTENU DE LA BOÎTE

- Corps principal x 1 unité
- Câble d'alimentation x 1 unité
- Costume : 2 bottes, 2 jambières, 2 manches plus ceinture
- Couverture et tubulures de pression
- Fusible x 2 unités
- Manuel d'instruction x 1 unité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Produit	Pressothérapie
Référence	0009351
Tension	AC 200-230 V~
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance	50 W
Dimensions	44 x 31 x 15 cm

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

- Corps principal



- Costume



- 1 Botte droite
- 2 Botte gauche
- 3 Jambière droite

- 4 Jambière gauche
- 5 Manchon bras droit
- 6 Manchon bras gauche
- 7 Ceinture


- Couverture et tubulures de pression



PANNEAU DE CONTRÔLE



- 1 Bouton-poussoir marche/arrêt
- 2 Ecran d'affichage et contrôle des paramètres



- 1 Réglage et visualisation du temps
- 2 Réglage et visualisation du mode
- 3 Réglage et visualisation de l'intensité de la pression
- 4 Initier où mettre en pause le fonctionnement de la machine
- 5 En appuyant cet bouton jusqu'à "- -" apparait, la zone correspondante ne sera pas gonflée
- 6 Réglage du temps de gonflage pour chaque partie (en secondes)

DDUUEETT EUROPE SL vi ringrazia per la fiducia riposta nell'acquisto dei prodotti Vibbel. Ci auguriamo che questo manuale di istruzioni vi aiuti a trarre il massimo beneficio da questo prodotto.

Se avete dubbi sul suo utilizzo o sul suo funzionamento, siete pregati di contattare il vostro rivenditore.

INTRODUZIONE

- Siete pregati di leggere attentamente il manuale di istruzioni nella sua interezza prima di procedere all'utilizzo del prodotto. Tenete conto delle avvertenze presenti in questo manuale.
- Conservate sempre questo manuale di istruzioni e, qualora il dispositivo venisse trasferito altrove, consegnate congiuntamente il manuale poiché rappresenta una parte essenziale del prodotto.
- Alcuni componenti del prodotto possono differire dall'immagine che compare nei cataloghi, nel sito web, nelle brochure commerciali, ecc.
- Al fine di apportare migliorie al prodotto, il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e/o la componentistica del medesimo senza preavviso.

CORRETTO UTILIZZO DEL DISPOSITIVO

- Questo prodotto è stato progettato per essere utilizzato da professionisti della bellezza nell'ambito di centri estetici e non deve essere utilizzato per altre finalità.
- Siete pregati di tener presente che qualsiasi improprio utilizzo del dispositivo comporta la perdita della garanzia.
- Non apportate alcuna modifica al dispositivo senza la previa autorizzazione di DDUUEETT EUROPE SL.
- DDUUEETT EUROPE SL non sarà responsabile di alcun danno a persone o cose occasionato da un improprio utilizzo del prodotto.

CONTROINDICAZIONI

- Questo prodotto non deve essere usato su:
 - Persone che soffrono di trombosi venosa profonda.
 - Persone con pacemaker o che soffrono di una cardiopatia acuta.
 - Persone che soffrono di ipertensione.
 - Donne in gravidanza.
 - Persone con lesioni o ferite nella zona da trattare.
 - Persone che presentano dolore, irritazione, insensibilità, crampi o intorpidimento nell'area da trattare.

- L'uso in pazienti affetti da tumore o ipertiroidismo non è raccomandato.
- Consultare il proprio medico:
 - Persone con patologie dermatologiche.
 - Persone sottoposte a cure mediche o in fase di diagnosi.

MISURE PRECAUZIONALI

- Prima del primo utilizzo e dopo ciascun utilizzo, occorre verificare che il dispositivo e il cavo elettrico non siano danneggiati.
- Occorre scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di iniziare le operazioni di pulizia o qualsiasi tipo di manutenzione.
- Non utilizzate il prodotto all'aperto o in qualsiasi luogo in cui possa trovarsi soggetto a umidità o intemperie.
- Se il cavo di alimentazione dovesse presentare un qualsiasi tipo di difetto, scollegate immediatamente il dispositivo e informate immediatamente il rivenditore o un tecnico specializzato.
- Posizionate il cavo di alimentazione in modo corretto per evitare che si possa inciampare e collegatelo a una presa con messa a terra.
- Ogni giorno, a fine giornata, scollegate il dispositivo e scollegate il cavo di alimentazione dalla rete elettrica.
- Se dovete rilevare delle anomalie nel funzionamento del prodotto, consultate il vostro rivenditore o un tecnico specializzato.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Il dispositivo e gli accessori devono essere tenuti lontano dalla portata dei bambini.
- Collegate il dispositivo solo a una presa di corrente correttamente installata. La tensione di rete locale deve corrispondere ai dati tecnici del dispositivo.
- La presa di corrente deve essere accessibile nel caso in cui sia necessario scollegare rapidamente l'apparecchio in un dato momento.
- Scollegate sempre tirando la spina e non il cavo elettrico.
- Non maneggiate mai nessun componente elettrico e non aprite né cercate di riparare alcun componente dell'apparecchio.
- Il dispositivo deve essere riparato unicamente dal vostro rivenditore o da un tecnico specializzato.
- Non avviate il dispositivo se quest'ultimo o il cavo di alimentazione presentano danni visibili.
- Non toccate mai il dispositivo o il cavo di alimentazione con le mani bagnate.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Unità principale x 1 unità
- Cavo di alimentazione x 1 unità
- Vestito: 2 stivali, 2 gambali, 2 maniche e fascia
- Coperta e tubi a pressione
- Fusibile x 2 unità
- Manuale di istruzioni x 1 unità

CARATTERISTICHE TECNICHE


Prodotto	Pressoterapia
Articolo	0009351
Tensione elettrica	AC 200-230 V~
Frequenza d'ingresso	50 Hz
Potenza	50 W
Dimensioni	44 x 31 x 15 cm

IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI

- Unità principale



- Vestito



- 1 Stivale destro
- 2 Stivale sinistro
- 3 Gambale destro
- 4 Gambale sinistro

- 5 Manica destra
- 6 Manica sinistra
- 7 Vita (fascia addominale)


- Coperta e tubi a pressione



PANNELLO DI CONTROLLO



- 1 Pulsante di accensione/spengimento
- 2 Schermo di visualizzazione e controllo dei parametri



- 1 Visualizzazione e regolazione del tempo
- 2 Visualizzazione e impostazione della modalità
- 3 Visualizzazione e regolazione dell'intensità della pressione
- 4 Avviare o mettere in pausa il funzionamento della macchina
- 5 Premere fino a quando appare "- -", l'area corrispondente non si gonfierà
- 6 Regolazione del tempo di gonfiaggio per ogni parte (in secondi)

Wir von DDUJEETT EUROPE S. L. danken Ihnen für Ihr Vertrauen beim Kauf von Vibbel-Produkten. Wir hoffen, dass diese Bedienungsanleitung Ihnen hilft, dieses Produkt optimal zu nutzen.

Sollten Sie noch Fragen zur Verwendung und/oder Funktion haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

VOR ALLEM

- Lesen Sie sich bitte die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Beachten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Warnhinweise.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung stets auf und händigen Sie bei der Weitergabe des Geräts die Bedienungsanleitung aus, da diese ein wesentlicher Bestandteil des Produkts ist.
- Einige Komponenten des Produktes können von den Abbildungen in Katalogen, im Web, in Unternehmensbroschüren usw. abweichen.
- Um Verbesserungen am Produkt vorzunehmen, behält sich der Hersteller das Recht vor, dessen Merkmale und/oder Komponenten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

KORREKTE NUTZUNG DES GERÄTS

- Dieses Produkt wurde für die Verwendung durch Fachleute auf dem kosmetischen Sektor in kosmetischen Kliniken entwickelt und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.
- Bitte beachten Sie, dass jeder unsachgemäße Gebrauch des Geräts zum Verlust der Garantie führt.
- Nehmen Sie ohne Genehmigung von DDUJEETT EUROPE S. L. keine Änderungen am Gerät vor.
- DDUJEETT EUROPE S. L. haftet nicht für materielle oder persönliche Schäden, die auf den Missbrauch des Produkts zurückzuführen sind.

GEGENANZEIGEN

- Dieses Produkt darf nicht verwendet werden bei:
 - Menschen, die an einer tiefen Venenthrombose leiden.
 - Menschen mit Herzschrittmachern oder akuten Herzerkrankungen.
 - Menschen, die an Bluthochdruck leiden.
 - Schwangeren Frauen.
 - Menschen mit Verletzungen oder Wunden im zu behandelnden Bereich.
 - Menschen, die Schmerzen, Reizungen, Taubheitsgefühle, Krämpfe oder Benommenheitsgefühle im zu behandelnden Bereich haben.

- Die Anwendung bei Krebspatienten oder bei Patienten mit Hyperthyreose wird nicht empfohlen.
- Bitte fragen Sie Ihren Arzt:
 - Menschen mit Hauterkrankungen.
 - Menschen, die sich in ärztlicher Behandlung oder im diagnostischen Prozess befinden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch das Gerät und das Netzkabel auf Beschädigungen.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie mit der Reinigung oder Wartung beginnen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien oder an Orten, an denen es durch Feuchtigkeit oder schlechtes Wetter beeinträchtigt werden kann.
- Wenn das Stromversorgungskabel defekt ist, ziehen Sie sofort den Netzstecker und informieren Sie Ihren Händler oder einen spezialisierten Techniker.
- Positionieren Sie das Netzkabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt und schließen Sie es an eine geerdete Steckdose an.
- Trennen Sie das Gerät täglich am Ende des Arbeitstages vom Netz und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Wenn Sie eine Störung beim Betrieb des Produkts feststellen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen spezialisierten Techniker.

SICHERHEITSHINWEISE

- Das Gerät und das Zubehör müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an. Die lokale Netzspannung muss den technischen Daten des Gerätes entsprechen.
- Die Steckdose muss zugänglich sein, wenn Sie das Gerät zu einem bestimmten Zeitpunkt schnell vom Netz trennen müssen.
- Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Netzkabel.
- Berühren Sie niemals elektrische Komponenten oder öffnen oder reparieren Sie keine Komponenten des Gerätes.
- Das Gerät darf nur von Ihrem Händler oder einem spezialisierten Techniker repariert werden.
- Starten Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät selbst oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweisen.
- Berühren Sie das Gerät oder das Netzkabel auf keinen Fall mit nassen Händen.

INHALT DER VRPACKUNG

- Hauptgerät x 1 St.
- Stromkabel x 1 St.
- Anzug: 2 Stiefel, 2 Hosenbeine, 2 Ärmel und Taille
- Decke und Druckluftschläuche
- Sicherung x 2 St.
- Bedienungsanleitung x 1 St.

TECHNISCHE MERKMALE


Produkt	Pressotherapie
Referenz	0009351
Spannung	AC 200-230 V~
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung	50 W
Abmessungen	44 x 31 x 15 cm

KENNZEICHNUNG DER KOMPONENTEN

- Hauptgerät



- Anzug



- 1 Rechter Stiefel
- 2 Linker Stiefel
- 3 Rechter Hosenbein
- 4 Linker Hosenbein

- 5 Rechter Ärmel
- 6 Linker Ärmel
- 7 Taille


- Decke und Druckluftschläuche



BEDIENFELD



- 1 Taste ein-/ausschalten
- 2 Bildschirm und Parametersteuerung



- 1 Zeitanzeige und -einstellung
- 2 Modusanzeige und Konfiguration
- 3 Anzeige und Einstellung der Druckstärke
- 4 Starten oder unterbrechen der Betrieb
- 5 Durch Drücken bis "- -" erscheint, wird der entsprechende Bereich nicht aufgeblasen
- 6 Aufblasungszeiteinstellung für jedes Teil (in Sekunden)

