

MAIA HIGH

High frequency



ENG

- High frequency equipment to disinfect the skin, regulate glandular activity and prepare the skin for the penetration of active ingredients, improving the effectiveness of treatments.
- 9 power levels.
- Mushroom-shaped electrode.
- Spoon-shaped electrode.
- Ball-shaped electrode.
- Straight electrode.
- Built-in timer.

ESP

- Equipo de alta frecuencia para desinfectar la piel, regular la actividad glandular y preparar la piel para la penetración de activos, mejorando la eficacia de los tratamientos.
- 9 niveles de potencia.
- Electrodo en forma de seta.
- Electrodo en forma de cuchara.
- Electrodo en forma de bola.
- Electrodo recto.
- Temporizador incorporado.

FR

- Équipement à haute fréquence pour désinfecter la peau, réguler l'activité glandulaire et préparer la peau à la pénétration des ingrédients actifs, améliorant ainsi l'efficacité des traitements.
- 9 niveaux de puissance.
- Électrode en forme de champignon.
- Électrode en forme de cuillère.
- Électrode en forme de boule.
- Électrode droite.
- Minuterie intégrée.

ITA

- Apparecchiatura ad alta frequenza per disinfettare la pelle, regolare l'attività ghiandolaire e preparare la pelle alla penetrazione dei principi attivi, migliorando l'efficacia dei trattamenti.
- 9 livelli di potenza.
- Elettrodo a forma di fungo.
- Elettrodo a forma di cucchiaio.
- Elettrodo a forma di palla.
- Elettrodo dritto.
- Timer incorporato.

DEU

- Hochfrequenzgerät zur Desinfektion der Haut, zur Regulierung der Drüsenaktivität und zur Vorbereitung der Haut auf das Eindringen von Wirkstoffen, wodurch die Wirksamkeit der Behandlungen verbessert wird.
- 9 Leistungsstufen.
- Pilzförmige Elektrode.
- Löffelförmige Elektrode.
- Kugelförmige Elektrode.
- Gerade Elektrode.

	28 x 17 cm
	11 cm
	2,25 kg
	28 x 17 x 11 cm
	AC 220-240 V 50/60 Hz 20 W

CERTIFICATIONS (EU)

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility

2014/35/EU Low Voltage Directive

2011/65/EU Rohs