

THOR HIGH

High frequency



↔ 21 x 23 cm

↑↓ 8 cm

KG 3 kg

📦 37 x 27,5 x 14 cm

⚡ AC 220-240 V 50/60 Hz
15 W

ENG

- High-frequency device with 4 electrodes to disinfect the skin, regulate glandular activity and prepare the skin for the penetration of active ingredients, improving the effectiveness of treatments.
- Essential for facial cleansing and anti-acne treatments. Decongestant and antibacterial action.
- Promotes healing and reduces impurities while stimulating circulation and improving oxygenation.
- Includes: High-frequency electrotherapy handpiece | Spoon-shaped electrotherapy tube | Point-shaped electrotherapy tube | Rectangular-shaped electrotherapy tube and Mushroom-shaped electrotherapy tube.

ESP

- Equipo de alta frecuencia con 4 electrodos para desinfectar la piel, regular la actividad glandular y preparar la piel para la penetración de activos, mejorando la eficacia de los tratamientos.
- Esencial en limpiezas faciales y tratamientos antiacné.
- Acción descongestionante y antibacteriana.
- Favorece la cicatrización y reduce las impurezas a la vez que estimula la circulación y mejora la oxigenación.
- Incluye: Manípulo de electroterapia de alta frecuencia | Tubo de electroterapia con forma de cuchara | Tubo de electroterapia con forma de punto | Tubo de electroterapia con forma rectangular y Tubo de electroterapia con forma de seta.

FR

- Appareil à haute fréquence avec 4 électrodes pour désinfecter la peau, réguler l'activité glandulaire et préparer la peau à la pénétration des actifs, améliorant ainsi l'efficacité des traitements.
- Indispensable pour les nettoyages du visage et les traitements anti-acnéiques. Action décongestionnante et antibactérienne.
- Favorise la cicatrisation et réduit les impuretés tout en stimulant la circulation et en améliorant l'oxygénation.
- Comprend : Poignée d'électrothérapie haute fréquence | Tube d'électrothérapie en forme de cuillère | Tube d'électrothérapie en forme de point | Tube d'électrothérapie de forme rectangulaire et tube d'électrothérapie en forme de champignon.

CERTIFICATIONS (EU)

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility

2014/35/EU Low Voltage Directive

2011/65/EU Rohs

THOR HIGH

High frequency

ITA

- Apparecchio ad alta frequenza con 4 elettrodi per disinfettare la pelle, regolare l'attività ghiandolare e preparare la pelle alla penetrazione dei principi attivi, migliorando l'efficacia dei trattamenti.
- Indispensabile per la pulizia del viso e i trattamenti antiacne. Azione decongestionante e antibatterica.
- Favorisce la cicatrizzazione e riduce le impurità, stimolando al contempo la circolazione e migliorando l'ossigenazione.
- Include: manopola per elettroterapia ad alta frequenza | tubo per elettroterapia a forma di cucchiaio | tubo per elettroterapia a forma di punta | tubo per elettroterapia di forma rettangolare e tubo per elettroterapia a forma di fungo.

DEU

- Hochfrequenzgerät mit 4 Elektroden zur Desinfektion der Haut, Regulierung der Drüsenaktivität und Vorbereitung der Haut auf die Aufnahme von Wirkstoffen, wodurch die Wirksamkeit der Behandlungen verbessert wird.
- Unverzichtbar bei Gesichtereinigungen und Aknebehandlungen. Abschwellende und antibakterielle Wirkung.
- Fördert die Heilung und reduziert Unreinheiten, während es gleichzeitig die Durchblutung anregt und die Sauerstoffversorgung verbessert.
- Enthält: Hochfrequenz-Elektrotherapie-Handstück | Löffelförmiges Elektrotherapie-Rohr | Punktförmiges Elektrotherapie-Rohr | Rechteckiges Elektrotherapie-Rohr und pilzförmiges Elektrotherapie-Rohr.

